

Philips Sonicare
Dispensador AirFloss Ultra

1 boquilla



HX8381/01

Una ráfaga triple de mejor salud para las encías

La eficacia cumple para aquellos que utilizan poco el hilo dental

Para aquellas personas que no utilizan el hilo dental con regularidad, la boquilla AirFloss Ultra es la manera más sencilla de limpiar con eficacia entre los dientes. AirFloss Ultra se puede usar con enjuague bucal o agua y se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías.**

Mejora la higiene bucal del paciente

- Elimina hasta el 99,9% de la placa***
- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías**
- Ayuda a evitar las caries entre los dientes

Tecnología superior

- Tecnología de aire y microgotas
- Boquilla de alto rendimiento
- Ajuste personalizable de triple chorro


La manera más eficaz de limpiar entre los dientes

- Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes
- Tardarás solo 60 segundos: apunta, pulsa y limpia.
- Fresco y limpio con enjuague bucal

PHILIPS
sonicare


Destacados

Elimina hasta el 99,9% de la placa




Elimina hasta el 99,9% de la placa de las zonas tratadas.***

Tecnología de microgotas



Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal o agua para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

Una sencilla forma de empezar



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss Ultra ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss Ultra, un 96% de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss Ultra cuatro o más veces a la semana.

Encías más sanas



Se demostró clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Ultra mejora la salud de las encías tanto como el hilo dental.** Ayuda a mejorar la salud de las encías en tan solo dos semanas.

Limpia en solo 60 segundos



Gracias a AirFloss Ultra, los pacientes tardarán menos de 60 segundos al día en limpiarse toda la boca. Solo tienen que seleccionar la frecuencia del chorro (uno, dos o tres) y mantener pulsado el botón de activación para emitir chorros de forma continua y automática, o pulsarlo y soltarlo para utilizar el modo de chorro manual.

Fresco y limpio con enjuague bucal



Los pacientes pueden utilizarlo con enjuague bucal para disfrutar la experiencia de frescor definitiva y las ventajas antimicrobianas.

Ayuda a evitar las caries



Philips Sonicare AirFloss Ultra ayuda a evitar que se formen caries en los espacios entre los dientes de los pacientes removiendo suavemente la placa que el cepillado no eliminó.

Boquilla de alto rendimiento



La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss Ultra amplifica la potencia de nuestra tecnología de aire y microgotas para que resulte más eficaz y eficiente que nunca.

Personalización de triple chorro



La potente pulverización de AirFloss Ultra se puede personalizar según el gusto de tu paciente, con uno, dos o tres chorros en cada pulsación del botón de activación.

Especificaciones

Piezas incluidas

- Mango AirFloss Ultra: 1
- Boquilla: 1
- Cargador: 1

Diseño y acabado

- Color: Gris

Limpieza

- Resultados clínicamente probados: Tan eficaz como el hilo dental, para mejorar la salud de las encías, para reducir el sangrado de las encías, para reducir la placa
- Rendimiento: Elimina hasta el 99,9% de la placa
- Beneficios para la salud: Limpia toda la boca en 60 segundos, Mejora la salud de las encías en 2 semanas
- Ajustes personalizables: Chorro automático o manual, Uno, dos o tres chorros
- Para obtener los mejores resultados: Sustituye la

boquilla cada 6 meses

Fácil de usar

- Mango: Diseño delgado y ergonómico
- Indicador de batería: Los indicadores LED del mango muestran el nivel de carga
- Duración de la batería: Hasta 2 semanas
- Sistema de boquillas: Se pone y se quita fácilmente

Especificaciones técnicas

- Batería: Recargable
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de carga: Carga completa en 24 horas

Energía

- Voltaje: Cargador multivoltaje

Servicio

- Garantía: Garantía limitada de dos años



Fecha de publicación
2017-08-08

Versión: 7.0.1

EAN: 08 71010 37150 30

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Cuando se utiliza en conjunto con un cepillo manual y enjuagues antibacteriales en pacientes con la gingivitis leve a moderada. AirFloss Ultra se diseñó para ayudar a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable en aquellas que utilizan poco el hilo dental. Para obtener más información, visite www.philips.com/airfloss/faq.