

Tapón, cinta y parche
de colágeno: Zimmer®
Collagen Plug, Tape
y Patch

Proteger. Cicatrizar. Reparar.



APÓSITOS ABSORBIBLES PARA HERIDAS

1 Protege el lecho de la herida
Se adhiere y cubre heridas y úlceras bucales

2 Contribuye a la cicatrización de heridas
Una matriz porosa y absorbible soporta el nuevo y delicado tejido

3 Altamente poroso, altamente absorbente
El tapón de colágeno Zimmer Collagen Plug es capaz de absorber hasta 30 veces su propio peso en líquido

Se reabsorbe en menos de 30 días

Más de un 90% de poros abiertos

4 Versátil para su uso diario
Tres prácticas formas, para las heridas y los procedimientos bucales más frecuentes



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

MATRICES ABSORBIBLES DE COLÁGENO EN TRES PRÁCTICAS FORMAS

Zimmer Collagen Plug



10 mm x 20 mm
N.º de cat. 0102Z

Zimmer Collagen Tape



2,5 cm x 7,5 cm, 1 mm de grosor
N.º de cat. 0100Z

Zimmer Collagen Patch



2 cm x 4 cm, 3 mm de grosor
N.º de cat. 0101Z

PROTECCIÓN VERSÁTIL PARA HERIDAS

- Diseñadas para reabsorberse en un corto intervalo de tiempo
- Indicadas para el tratamiento de las heridas y las úlceras bucales
 - Úlceras por prótesis dental
 - Úlceras bucales (no infectadas o víricas)
 - Heridas quirúrgicas periodontales
 - Zonas con suturas
 - Quemaduras
 - Lechos post extracción
 - Heridas quirúrgicas
 - Heridas traumáticas



1 Extracción dental no traumática.

2 Colocación del tapón de colágeno Zimmer Collagen Plug para proteger el sitio del injerto.

3 Zona con sutura.

4 Un póntico ovalado contornea el tejido blando durante la cicatrización.

Póngase en contacto con nosotros llamando al 900 800 303 o visitando zimmerbiometdental.com

Zimmer Biomet Dental
Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Teléfono: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.
WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/ Tirso de Molina, 40
08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50
Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303

Todas las referencias a Zimmer Biomet Dental incluidas en el presente documento se refieren a las filiales dentales de Zimmer Biomet Holdings, Inc. Salvo que se indique lo contrario, todas las marcas comerciales citadas en este documento son propiedad de Zimmer Biomet, y todos los productos son fabricados, distribuidos y comercializados por Zimmer Biomet Dental (y, en el caso de la distribución y comercialización, de sus socios comercializadores asociados). El tapón, la cinta y el parche de colágeno Zimmer Collagen Plug, Tape y Patch son fabricados por Collagen Matrix, Inc. y distribuidos por Biomet 3i, LLC. Si desea información adicional sobre un producto, consulte el prospecto o las instrucciones de uso de ese producto concreto. La autorización y disponibilidad de los productos puede estar limitada a ciertos países/regiones. Este material está destinado a los clínicos exclusivamente y no constituye consejos ni recomendaciones médicos. Este material no puede ser copiado ni reimpresso sin el expreso acuerdo por escrito de Zimmer Biomet. ZB0030ES REV A 11/16 ©2016 Zimmer Biomet. Todos los derechos reservados.

