




Compatibilidad

BIOMET® 3i®

Serie BA OSSEOTITE®

[NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	10	IPD/BA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/BA-SW-00
	15	IPD/BA-SN-02	IPD/AA-SR-02	IPD/BA-SW-02
	10	IPD/BA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/BA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/BA-IW-00/3D
	1,5	IPD/BA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	IPD/BA-IW-02/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/BA-IW-01/3D
	1,5	IPD/BA-IN-03/3D	PD/AA-IR-03/3D	IPD/BA-IW-03/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.
Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02	IPD/BA-TR-02	IPD/BA-TR-02
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02/TIN	IPD/BA-TR-02/TIN	IPD/BA-TR-02/TIN
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN
	TPA	Cónico	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50
		Plano	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52
BLC	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC
	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02/BLC	IPD/BA-TR-02/BLC	IPD/BA-TR-02/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Análogo		IPD/BA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/BA-AW-00
	Análogo	IPD/BA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/BA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	IPD/BA-BN-00	IPD/AA-BR-00	IPD/BA-BW-00
	15°	IPD/BA-BN-10	IPD/AA-BR-10	IPD/BA-BW-10
	25°	IPD/BA-BN-20	IPD/AA-BR-20	IPD/BA-BW-20
	Recto	IPD/BA-BN-01	IPD/AA-BR-01	IPD/BA-BW-01
	15°	IPD/BA-BN-11	IPD/AA-BR-11	IPD/BA-BW-11
	25°	IPD/BA-BN-21	IPD/AA-BR-21	IPD/BA-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



CALCINABLE

Indicación		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
		-	IPD/AA-HR-00	IPD/BA-HW-00
		-	IPD/AA-RR-00	IPD/BA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	1,0	IPD/BA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	IPD/BA-LN-03	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	-	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BA-PN-06	IPD/AA-PR-06	-
	IPD/BA-PN-07	IPD/AA-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/AA-TR-00/C	IPD/AA-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/BA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
2,0	IPD/BA-DN-02	IPD/AA-DR-02	IPD/BA-DW-02
3,0	IPD/BA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/BA-DW-03
4,0	IPD/BA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/BA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-




RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR RECTO Y ANGULADO CEMENTADO

Indicación	Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15º	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
	25º		-	IPD/AA-PR-03	-
	15º		-	IPD/AA-PR-04	-
	25º	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-


Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS


LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.25 Cuadrada	18	IPD/PC-25-18	IPD/PC-25-18	IPD/PC-25-18
	25	IPD/PC-25-25	IPD/PC-25-25	IPD/PC-25-25
	32	IPD/PC-25-32	IPD/PC-25-32	IPD/PC-25-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



Biomet® 3i®


DIAGRAMA DE TRABAJO



KITS DE GUÍAS DE CORTE

Plataforma	Alturas (mm)		
Narrow	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IN-00	IPD/KT-IN-01
Standard	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IR-00	IPD/KT-IR-01
Wide	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IW-00	IPD/KT-IW-01

Todos los kits incluyen el tornillo de bloqueo IPD/KA-TI-00



LLAVE SCAN BODY


Altura Scan Body (mm)	Referencia
10	IPD/PH-20-18
15	IPD/PH-20-25



SISTEMAS DE TRABAJO


Multi-unit System

DIAGRAMA DE TRABAJO



SISTEMAS DE TRABAJO PSD System

DIAGRAMA DE TRABAJO



ANÁLOGO

Descripción	Referencia	Referencia digital
Análogo pilar PSD	IPD/PS-AR-00	IPD/PS-AR-00/3D



CAZOLETA DE TITANIO

Descripción	Referencia
Cazoleta de titanio	IPD/KA-CL-00
Cazoleta de titanio + 4 insertos	IPD/KA-CL-02
Cazoleta de titanio + 4 insertos divergentes	IPD/KA-CL-03



INSERTOS

Descripción	Retención	Unidades	Referencia
Insertos combinados hasta 20°	-	Pack 4	IPD/KA-CL-01
Insertos divergentes rojos	1 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-04
Insertos divergentes naranjas	2 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-05
Insertos divergentes verdes	4 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-06
Insertos hasta 20° azules	1,5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-10
Insertos hasta 20° grises	3 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-11
Insertos hasta 20° naturales	5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-12
Insertos negros para procesado	-	Pack 8	IPD/KA-CL-13



PILAR PARA BARRAS

Plataforma	Altura (mm)	Métrico	Unidades	Referencia
Pilar para barras	1	2 mm	2	IPD/PS-LR-00



PUNTA PARA PILAR PSD

Longitud (mm)	Referencia
25	IPD/LL-PS-00



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Punta PSD + extractor de gomas retenedoras	IPD/LL-PS-01



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Soporte + pilar de escaneado + cofia	IPD/KA-CL-14

