




Compatibilidad BIOMET® 3i®

Serie **BB OSSEOTITE® CERTAIN®**
[NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	10	IPD/BB-SN-00	IPD/BB-SR-00	IPD/BB-SW-00
	15	IPD/BB-SN-02	IPD/BB-SR-02	IPD/BB-SW-02
	10	IPD/BB-SN-01	IPD/BB-SR-01	IPD/BB-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	0,5	IPD/BB-IN-00/3D	IPD/BB-IR-00/3D	IPD/BB-IW-00/3D
	1,5	IPD/BB-IN-02/3D	IPD/BB-IR-02/3D	IPD/BB-IW-02/3D
	2,5	IPD/BB-IN-04/3D	IPD/BB-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/BB-IN-01/3D	IPD/BB-IR-01/3D	IPD/BB-IW-01/3D
	1,5	IPD/BB-IN-03/3D	IPD/BB-IR-03/3D	IPD/BB-IW-03/3D
	2,5	IPD/BB-IN-05/3D	IPD/BB-IR-05/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.
Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
-	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01	IPD/BB-TR-01	IPD/BB-TR-01
		Cónico	-	IPD/BB-TR-02	IPD/BB-TR-02
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01/TiN	IPD/BB-TR-01/TiN	IPD/BB-TR-01/TiN
	TPA	Plano	IPD/BB-TR-51	IPD/BB-TR-51	IPD/BB-TR-51
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01/BLC	IPD/BB-TR-01/BLC	IPD/BB-TR-01/BLC

IPD/BB-TR-02 es un tornillo específico para los modelos IPD/BB-RR-00 e IPD/BB-RW-00.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Recto	1,0	IPD/BB-MN-01	IPD/BB-MR-01	-
	2,0	IPD/BB-MN-02	IPD/BB-MR-02	-
	3,0	IPD/BB-MN-03	IPD/BB-MR-03	-
	4,0	IPD/BB-MN-04	IPD/BB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/BB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/BB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/BB-MR-13	-
30°	4,0	-	IPD/BB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/BB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Análogo		IPD/BB-AN-00	IPD/BB-AR-00	IPD/BB-AW-00
	Análogo	IPD/BB-AN-00/3D	IPD/BB-AR-00/3D	IPD/BB-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	IPD/BB-BN-00	IPD/BB-BR-00	-
	15°	IPD/BB-BN-10	IPD/BB-BR-10	-
	25°	IPD/BB-BN-20	IPD/BB-BR-20	-
	Recto	IPD/BB-BN-01	IPD/BB-BR-01	-
	15°	IPD/BB-BN-11	IPD/BB-BR-11	-
	25°	IPD/BB-BN-21	IPD/BB-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



CALCINABLE

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	-	IPD/BB-HR-00	IPD/BB-HW-00
	-	IPD/BB-RR-00	IPD/BB-RW-00

Los calcinables rotatorios deben usarse con el tornillo IPD/BB-TR-02.



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	1,0	IPD/BB-LN-01	IPD/BB-LR-01	-
	3,0	IPD/BB-LN-03	IPD/BB-LR-03	-
	5,0	IPD/BB-LN-05	IPD/BB-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BB-PN-06	IPD/BB-PR-06	-
	IPD/BB-PN-07	IPD/BB-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/BB-TR-01/C	IPD/BB-TR-01/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
2,0	IPD/BB-DN-02	IPD/BB-DR-02	IPD/BB-DW-02
3,0	IPD/BB-DN-03	IPD/BB-DR-03	IPD/BB-DW-03
4,0	IPD/BB-DN-04	IPD/BB-DR-04	IPD/BB-DW-04



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BB-PN-00	IPD/BB-PR-00	IPD/BB-PW-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS


LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



Biomet® 3i®


DIAGRAMA DE TRABAJO



KITS DE GUÍAS DE CORTE

Plataforma	Alturas (mm)		
Narrow	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IN-00	IPD/KT-IN-01
Standard	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IR-00	IPD/KT-IR-01
Wide	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IW-00	IPD/KT-IW-01

Todos los kits incluyen el tornillo de bloqueo IPD/KA-TI-00



LLAVE SCAN BODY


Altura Scan Body (mm)	Referencia
10	IPD/PH-20-18
15	IPD/PH-20-25



SISTEMAS DE TRABAJO


Multi-unit System

DIAGRAMA DE TRABAJO



SISTEMAS DE TRABAJO PSD System

DIAGRAMA DE TRABAJO



ANÁLOGO

Descripción	Referencia	Referencia digital
Análogo pilar PSD	IPD/PS-AR-00	IPD/PS-AR-00/3D



CAZOLETA DE TITANIO

Descripción	Referencia
Cazoleta de titanio	IPD/KA-CL-00
Cazoleta de titanio + 4 insertos	IPD/KA-CL-02
Cazoleta de titanio + 4 insertos divergentes	IPD/KA-CL-03



INSERTOS

Descripción	Retención	Unidades	Referencia
Insertos combinados hasta 20°	-	Pack 4	IPD/KA-CL-01
Insertos divergentes rojos	1 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-04
Insertos divergentes naranjas	2 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-05
Insertos divergentes verdes	4 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-06
Insertos hasta 20° azules	1,5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-10
Insertos hasta 20° grises	3 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-11
Insertos hasta 20° naturales	5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-12
Insertos negros para procesado	-	Pack 8	IPD/KA-CL-13



PILAR PARA BARRAS

Plataforma	Altura (mm)	Métrico	Unidades	Referencia
Pilar para barras	1	2 mm	2	IPD/PS-LR-00



PUNTA PARA PILAR PSD

Longitud (mm)	Referencia
25	IPD/LL-PS-00



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Punta PSD + extractor de gomas retenedoras	IPD/LL-PS-01



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Soporte + pilar de escaneado + cofia	IPD/KA-CL-14



Accesorios


UTILLAJE PSD Y EXTRACTOR DE INSERTOS

	Referencia
	IPD/LL-PS-01



PUNTA HOLLOW TORNILLO

Longitud (mm)	Referencia
26	IPD/KA-CI-09



PUNTA TPA

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/KA-CT-18
25	IPD/KA-CT-25
32	IPD/KA-CT-32



MANGO CLÍNICA CONTRA-ÁNGULO

Longitud (mm)	Referencia
16	IPD/MC-00-16



ADAPTADOR LLAVE DINAMOMÉTRICA

Longitud (mm)	Referencia
Adaptador llave dinamométrica	IPD/DI-KA-90

