



INTELLIGENT PROSTHETIC DENTISTRY



Catálogo de producto 2025

ESPAÑOL

INTELLIGENT PROSTHETIC DENTISTRY

SCAN BODY

Precisión, ajuste y fiabilidad

El pilar *ipd* Scan Abutment optimiza el escaneo digital de implantes dentales, permitiendo a los clínicos y técnicos dentales capturar datos intraorales de gran precisión. El escaneo preciso es esencial para representar fielmente la posición del implante, el análogo o el pilar, lo cual es fundamental para el diseño y la fabricación óptimos de los componentes protésicos.



VERSATILIDAD

- Un sistema compatible con todos los escáneres intraorales y de sobremesa.



INNOVADOR

- Diseño avanzado para una captura precisa de la posición del implante.
- Disponible en diseños de corona única y estructura múltiple para obtener mejores resultados.



ALTA PRECISIÓN

- Ajuste óptimo con bibliotecas CAD.
- Mejora de la alineación entre los distintos tipos de escáneres.


SCAN TRANSFER

Solución All-on-X

Scan Transfer se ha desarrollado para mejorar la experiencia del usuario en los flujos de trabajo digitales de arcada completa, basándose específicamente en la experiencia de IPD en el diseño de cuerpos de escaneo.

Consciente de la complejidad de las restauraciones de arcada completa, *ipd* ha creado un pilar Scan Abutment diseñado para simplificar el proceso y mejorar los resultados finales. Su diseño distintivo, que permite la fijación con férulas, facilita un procedimiento de escaneo más suave y consistente, minimizando la deformación de la malla.

Optimizado para el escaneo axial, su exclusiva geometría “solo en la parte superior” concentra el área de alineación CAD en la parte superior de la cabeza cónica, lo que garantiza la máxima precisión. Además, su versatilidad es compatible con flujos de trabajo digitales y analógicos, incluidos los protocolos de impresión con cubeta abierta y plantillas maestras.



ESCANEADO SENCILLO



- Recortes asimétricos para facilitar la orientación.
- Tapa protectora de plástico.
- Diseño solo en la parte superior para simplificar la captura.

ALTA PRECISIÓN



- Tolerancia de 5 μ m.
- Grado de titanio V ELI.
- Superficie mate para un escaneo óptimo.

DISEÑO INNOVADOR



- Cuerpo retentivo para uso en modelos divididos.
- Cabeza cónica para facilitar el escaneo.
- Área escaneable maximizada.

LIBRERÍAS *ipd* CAD

NUEVO

Maximizar la precisión y la personalización en la restauración

Durante los últimos años, *ipd* ha liderado el mercado con los archivos de bibliotecas CAD más avanzados y precisos para los principales fabricantes de software CAD.

Basándonos en el éxito de nuestras reconocidas bibliotecas TECH, ahora presentamos CAD LITE, una nueva línea exclusiva de bibliotecas diseñadas para adaptarse al flujo de trabajo de todos los profesionales.

Tanto si necesita una solución optimizada y fácil de usar como si busca el máximo nivel de precisión, IPD le ofrece las herramientas adecuadas para satisfacer sus necesidades de diseño digital.

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- Diseños estandarizados que reducen los errores.
- Sustituye las integraciones de cuerpos de escaneo OEM (NT, Elos, Medentika...).
- Integración perfecta con Chairside y Exoplan.



ALTA PRECISIÓN

- Archivos fiables y de alta calidad que reducen los errores y garantizan resultados consistentes.



FLUJO DE TRABAJO OPTIMIZADO

- Ahorre tiempo de diseño con acceso a miles de componentes listos para usar y compatibles con implantes.



ASISTENCIA COMPLETA Y ACTUALIZACIONES


- Actualizaciones continuas de la biblioteca y soporte digital experto por parte de profesionales y técnicos.



CUSTOM TI-BASE

Flexibilidad a su medida

Custom Ti-Base de *ipd* destaca por su capacidad para adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente. El resultado es una estructura implantoprotésica altamente fiable que favorece la estabilidad a largo plazo y la salud de los tejidos blandos periimplantarios.



DISEÑO INNOVADOR

- Asimétrico de 3 lóbulos para una mayor capacidad y durabilidad.
- La geometría optimizada mejora la distribución de la carga y reduce la tensión.
- La altura ajustable garantiza un mejor ajuste y una estética más agradable.



ASEQUIBLE Y VERSÁTIL

- Múltiples plataformas para aplicaciones más amplias.
- Recubrimiento de TiN para una mayor estética y una mejor respuesta tisular.



ALTA PRECISIÓN

- La integración CAD ahorra tiempo y garantiza resultados excepcionales.
- Las guías de corte personalizadas permiten una personalización precisa de la base de titanio.

SISTEMA MULTI-UNIT

Actualización del estándar de referencia

Mejora la versatilidad protésica en restauraciones soportadas por implantes para elevar la estética, garantizar la estabilidad a largo plazo y optimizar tanto el rendimiento biomecánico como la integración biológica.



VERSATILIDAD

- Opciones rectas y anguladas (17°, 30°) con diversas alturas gingivales.
- Amplia gama de componentes para múltiples soluciones protésicas.
- Incluye soporte para facilitar el manejo.



ESTÉTICA

- Recubrimiento de TiN: acabado dorado, mejor respuesta tisular.



ALTA PRECISIÓN

- Meticulosamente diseñado para rehabilitar arcos parcialmente edéntulos en tratamientos All-on-4, con respaldo clínico y científico.





PSD SYSTEM

El pilar para sobredentadura

El primer sistema de sobredentadura totalmente digitalizado que es 100 % compatible con el sistema Locator®, lo que le da la libertad de mejorar sin necesidad de cambiar.

El sistema PSD incluye un soporte especialmente diseñado que garantiza un manejo sencillo y proporciona un valioso apoyo a los odontólogos durante los procedimientos en la consulta.



FLEXIBILIDAD

- 3 niveles de retención para una gran adaptabilidad.
- Sistema de perfil bajo: volumen protésico reducido, mayor comodidad y estética mejorada.



ESTÉTICA

- El recubrimiento de TiN mejora la estética y aumenta la durabilidad a largo plazo.



RENTABLE

- Los accesorios compatibles agilizan los flujos de trabajo en todos los sistemas de implantes.

ANÁLOGO DIGITAL

Estabilidad y precisión para modelos de implantes en 3D

El innovador diseño de dos tornillos del Análogo Digital garantiza un posicionamiento preciso y estable dentro del modelo 3D, lo que garantiza la máxima precisión en los flujos de trabajo digitales.




ALTA PRECISIÓN

- Los tornillos dobles garantizan un posicionamiento analógico preciso en los modelos 3D.



MAESTRO DE VALIDACIÓN

- STL para comprobar la precisión de la impresión.
- Análogo de prueba incluido para validar rápidamente el ajuste.
- Acceso a una biblioteca CAD personalizada con parámetros optimizados.



NUEVO

TORNILLO BLC

Menor riesgo de aflojamiento del tornillo



El tornillo BLC de IPC está diseñado para profesionales que exigen resistencia, precisión y fiabilidad. Su exclusivo recubrimiento de carburo de tungsteno proporciona una resistencia superior al desgaste y la corrosión, lo que lo hace ideal para cargas oclusales elevadas. Ha sido diseñado para minimizar la fricción durante la colocación, protege la integridad del implante y garantiza una conexión protésica estable y duradera. Compatible con la mayoría de los sistemas de implantes, el tornillo BLC establece un nuevo referente en componentes protésicos.

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- Durabilidad inigualable para situaciones clínicas exigentes.
- Recubrimiento avanzado para una protección superior y un rendimiento duradero.
- Ajuste fiable y compatibilidad con los principales sistemas de implante.
- Diseñado para ofrecer seguridad, precisión y tranquilidad.



TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO AVANZADA

- Recubrimiento de carburo de tungsteno para una resistencia superior al desgaste y la corrosión.
- Superficie extremadamente dura, ideal para aplicaciones con cargas elevadas.
- La baja fricción preserva la integridad del implante y mejora el rendimiento.



SEGURIDAD Y BIOCOMPATIBILIDAD

- Materiales biocompatibles certificados para una integración segura y un riesgo mínimo.
- Diseño ergonómico que garantiza un ajuste óptimo.



ALTA PRECISIÓN

- Distribución optimizada de la fuerza y estabilidad en todos los ciclos.
- Compatibilidad universal con la mayoría de los sistemas de implantes.
- Múltiples tamaños para diversas necesidades clínicas.

NUEVO

SISTEMA IPDMILLED

Precisión y eficacia en restauraciones con implantes dentales

En un mundo donde la precisión y la eficiencia son fundamentales, los pilares fresados de IPD ofrecen una solución avanzada y fiable para la implantología dental moderna. Diseñados para optimizar los flujos de trabajo y garantizar resultados uniformes y de alta calidad, son la elección perfecta para los técnicos dentales comprometidos con la excelencia.



COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES IMPLANTES

- Funciona con los principales sistemas de implantes.



PERSONALIZACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA PACIENTE

- Diseñado para ofrecer precisión y adaptarse a las necesidades individuales.



ALTA CALIDAD

- Garantiza la durabilidad, la biocompatibilidad y el rendimiento a largo plazo de los materiales.

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- Tecnología de vanguardia.
- Compatibilidad con los principales sistemas de implantes.
- Asistencia técnica y asesoramiento experto.
- Calidad certificada y garantizada.



Compatibilidades

● Serie AB	MULTI-UNIT [RP ø4.8]	16
● NOBEL BIO CARE®		
Serie AA	BRANEMARK SYSTEM® [NP ø3.5 / RP ø4.1 / WP ø5.1]	20
Serie AC	NOBEL REPLACE® SELECT [NP ø3.5 / RP ø4.3 / WP ø5]	24
Serie AD	NOBEL ACTIVE® [ø3.0 / NP ø3.5 / RP ø4.3]	28
● BIOMET® 3i®		
Serie BA	OSSEOTITE® [NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]	32
Serie BB	OSSEOTITE® CERTAIN® [NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]	36
● KLOCKNER®		
Serie CA	SK2-NK2 [RP ø4.2]	40
Serie CB	ESSENTIAL CONE® [RP ø4.5]	43
Serie CC	KL™ [NP ø3.5 / RP ø4.1 / WP ø5.1]	46
Serie CD	VEGA® [NV ø3.5 / RV ø4.0-ø4.5]	50
● STRAUMANN®		
Serie DA	TISSUE LEVEL [RN ø4.8 / WN ø6.5]	53
Serie DB	BONE LEVEL [NC ø3.3 / RC ø4.1]	57
Serie DC	BLX® [RB-WB]	60
Serie DD	SRA® [ø3.5/ø4.6]	63
● ASTRA®		
Serie EA	OSSEOSPEED™ [Yellow ø3.0 / Aqua ø3.5-4.0 / Lilac ø4.5-5.0]	65
Serie EB	EVOLUTION® [XS ø3.0 / S ø3.6 / M ø4.2 / L ø4.8]	69
● ZIMMER®		
Serie FA	SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	72
Serie FB	SWISSPLUS® [ø4.8]	76
Serie FC	EZTETIC® [NP ø3.1]	79
● BTI®		
Serie GA	EXTERNA [Tiny ø3.5 / Universal ø4.1 / Ancha ø5.5]	83
Serie GB	INTERNA [Estrecha ø3.5 / Universal ø4.1 / Ancha ø5.5]	86
Serie GC	MULTI-IM® [ø4.1]	89
Serie GD	CORE® [Core ø3.5]	91
● MICRODENT®		
Serie HA	SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]	93
Serie HB	UNIVERSAL™ [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]	95
● DENTSPLY®		
Serie IA	XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]	99
Serie IB	ANKYLOS® [C/X]	102
● CAMLOG®		
Serie JA	CAMLOG® IMPLANT SYSTEM [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 / ø5.0]	104
Serie JB	CONOLOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]	107
● BIOHORIZONS®		
Serie LB	TAPERED INTERNAL [ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]	110
Serie LC	TAPERED PRO CONICAL [Narrow ø3.3 / Regular ø3.8]	114
● SWEDEN & MARTINA®		
Serie MA	OUTLINK® [ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]	117
Serie MB	PREMIUM™ KOHNO® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]	121

● PHIBO®		
Serie NA	TSH® [S2 / S3-S4 / S5]	124
● OSSTEM IMPLANT®		
Serie OB	TSIII [M Ø3.5 / R Ø4.0]	128
● BIOTECH® DENTAL		
Serie QB	KONTACT® [RP]	131
● NEODENT®		
Serie RA	HELIX® HE [Ø3.3 / Ø4.1 / Ø5.0]	133
Serie RB	GRAND MORSE™ GM [GM]	138
Serie RC	GM ABUTMENT [RP Ø4.8]	141
Serie RD	GM MICRO ABUTMENT [Ø3.5]	143
● BEGO® SEMADOS®		
Serie SB	SC/RS [Ø3.25-Ø3.75 / Ø4.1 / Ø4.5]	145
● MIS®		
Serie TA	SEVEN® [Narrow NP Ø3.3 / Standard SP / Wide WP]	148
Serie TB	C1 / V3® [Standard SP]	152
● DIO®		
Serie UB	UFII [NP (N) / RP (R)]	155
● MEGAGEN®		
Serie WA	ANYONE® [RP]	158
Serie WB	ANYRIDGE® [Ø4.0]	161
● DENTIUM®		
Serie XA	IMPLANTIUM® / SUPERLINE™ [RP]	164
● MEDENTIS®		
Serie YB	ICX [RP]	167
● GLOBAL D®		
Serie 1A	IN-KONE® [RP]	170
● ANTHOGYR®		
Serie 2A	AXIOM® BL [RP]	173
● GALIMPLANT®		
Serie 3A	MULTI-POSITION AESTHETIC® [Ø3.8]	176

Sistemas de trabajo

● CEREC Ti-BASE	179
● CUSTOM INTERFACE SYSTEM	180
● SISTEMA MULTI-UNIT	192
● SISTEMA PSD	206
● ACCESORIOS	216
● ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	220



Descargue la versión interactiva en español del catálogo.

Es posible que algunos productos no estén disponibles en su país. Póngase en contacto con su distribuidor oficial para obtener más información.



Compatibilidad

Serie AB MULTI-UNIT [RP $\phi 4.8$]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP $\phi 4.8$
	10	IPD/AB-SR-00
	10	IPD/AB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



SCAN TRANSFER

Indicación	Altura (mm)	Tornillo	RP $\phi 4.8$
	12,5	IPD/AB-TR-11/C	IPD/AB-SR-11

Tornillo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura poste (mm)	Altura gingival	RP $\phi 4.8$
	3,5	0,5	IPD/AB-IR-00/3D
	6,5	0,5	IPD/AB-IR-02/3D
	3,5	0,2	IPD/AB-IR-01/3D
		0,2	IPD/AB-IR-01
	4,0	0,2	IPD/AB-IR-11/3D
	6,5	0,2	IPD/AB-IR-03/3D

IPD/AB-IR-01 es una interfase para Hollow Screw System® .



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Tipo	RP $\phi 4.8$
-	Unigrip	Plano	-	IPD/AB-TR-00
	Unigrip		-	IPD/AB-TR-00/TIN
TiN	TPA	Plano	Para base de titanio de 3,5 y 4,0 mm de altura	IPD/AB-TR-50
			Para base de titanio de 6,5 mm de altura	IPD/AB-TR-51
		Plano	-	IPD/EA-TR-51
BLC	Unigrip	Plano	-	IPD/AB-TR-00/BLC

IPD/EA-TR-51 es el tornillo específico para restauraciones de nivel MUA sobre Zr-PMMA.



ANÁLOGOS

Tipo		RP ø4.8
Análogo		IPD/AB-AR-00
	Análogo	IPD/AB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	RP ø4.8
	Recto	IPD/AB-BR-00
	15°	IPD/AB-BR-10
	25°	IPD/AB-BR-20
	Recto	IPD/AB-BR-01
	15°	IPD/AB-BR-11
	25°	IPD/AB-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP ø4.8
	Recto/angulado	IPD/AB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/AB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B2



CALCINABLE

Indicación	RP ø4.8
	IPD/AB-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PSD PARA MULTI-UNIT

Unidades	Altura (mm)	RP ø4.8
2	2,75	IPD/AB-LR-02

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP ø4.8
	IPD/AB-PR-01
	IPD/AB-PR-00
	IPD/AB-PR-06
	IPD/AB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping. IPD/AB-PR-06 corresponde al diseño clásico y no se puede utilizar como coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	RP ø4.8
Coping cubierta abierta	IPD/AB-CR-00
Coping cubierta cerrada	IPD/AB-CR-01

**CUIDADO TEJIDOS BLANDOS****PILAR DE CICATRIZACIÓN**

Material	RP ø4.8
Plástico POM	IPD/AB-DR-00
Titanio	IPD/AB-DR-01

Tornillo IPD/AB-TR-00 no incluido.

**INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS****TRANSPORTADOR MULTI-UNIT ANGULADO**

Indicación	RP ø4.8
Para multi-units en ángulo de 17° o 30° .	IPD/LL-TM-00

**LLAVES**

Tipo	Longitud (mm)	RP ø4.8
Unigrip	18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
2.0 Hex	Pilar multi-unit recto	IPD/LL-AB-00

**ACCESORIOS**

Indicación	Longitud (mm)	RP ø4.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90


Para más información, consulte la página 216.





Compatibilidad NOBEL BIO CARE®

Serie AA BRANEMARK SYSTEM® [NP ø3.5 / RP ø4.1 / WP ø5.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	10	IPD/AA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/AA-SW-00
	15	IPD/AA-SN-02	IPD/AA-SR-02	-
	10	IPD/AA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/AA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	-
	1,3	-	-	IPD/AA-IW-02/3D
	1,5	IPD/AA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	-
	1,3	-	-	IPD/AA-IW-03/3D
	1,5	IPD/AA-IN-03/3D	IPD/AA-IR-03/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el Sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
-	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00	IPD/AA-TR-00	IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-01
		Plano	-	IPD/AA-TR-02	-
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	-
TiN	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00/TIN	IPD/AA-TR-00/TIN	IPD/AA-TW-00/TIN IPD/AA-TW-01/TIN
		Plano	-	IPD/AA-TR-02/TIN	-
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TIN	-
		Cónico	IPD/AA-TN-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TW-50
BLC	TPA	Plano	-	IPD/AA-TR-52	-
		Cónico	IPD/AA-TN-00/BLC	IPD/AA-TR-00/BLC	IPD/AA-TW-00/BLC IPD/AA-TW-01/BLC
	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00/BLC	IPD/AA-TR-00/BLC	IPD/AA-TW-00/BLC IPD/AA-TW-01/BLC
		Plano	-	IPD/AA-TR-02/BLC	-
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	-

Los tornillos IPD/AA-TW-01, IPD/AA-TW-01/TIN e IPD/AA-TW-01/BLC son compatibles con las Ti-Bases IPD/AA-IW-02/3D, IPD/AA-IW-03/3D y los pilares provisionales IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Recto	1,0	IPD/AA-MN-01	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	IPD/AA-MN-02	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	IPD/AA-MN-03	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Análogo		IPD/AA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/AA-AW-00
	Análogo	IPD/AA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/AA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto	IPD/AA-BN-00	IPD/AA-BR-00	-
	15°	IPD/AA-BN-10	IPD/AA-BR-10	-
	25°	IPD/AA-BN-20	IPD/AA-BR-20	-
	Recto	IPD/AA-BN-01	IPD/AA-BR-01	-
	15°	IPD/AA-BN-11	IPD/AA-BR-11	-
	25°	IPD/AA-BN-21	IPD/AA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto / Angulado	IPD/AA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/AA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación		NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
		-	IPD/AA-HR-00	IPD/AA-HW-00
		-	IPD/AA-RR-00	IPD/AA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	1,0	IPD/AA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	IPD/RA-LW-02
	3,0	IPD/AA-LN-03	IPD/AA-LR-03	IPD/RA-LW-03
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	IPD/RA-LW-04
	5,0	IPD/AA-LN-05	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	IPD/AA-PN-06	IPD/AA-PR-06	IPD/AA-PW-06
	IPD/AA-PN-07	IPD/AA-PR-07	IPD/AA-PW-07
Tornillo coping	IPD/AA-TN-00/C	IPD/AA-TR-00/C	IPD/AA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping. Para las referencias IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07, utilice el tornillo IPD/AA-TW-01 si se utiliza como provisional.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/AA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
2,0	IPD/AA-DN-02	IPD/AA-DR-02	IPD/AA-DW-02
3,0	IPD/AA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/AA-DW-03
4,0	IPD/AA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/AA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Angulación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15°	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
	25°		-	IPD/AA-PR-03	-
	15°		-	IPD/AA-PR-04	-
	25°	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ϕ 3.5	RP ϕ 4.1	WP ϕ 5.1
Unigrip	18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ϕ 3.5	RP ϕ 4.1	WP ϕ 5.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01



Para más información, consulte la **página 216**.




Compatibilidad

NOBEL BIO CARE®

Serie **AC NOBEL REPLACE® SELECT**

[NP ø3,5 / RP ø4,3 / WP ø5,0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / Sonda de contacto cuerpo de escaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	10	IPD/AC-SN-00	IPD/AC-SR-00	IPD/AC-SW-00
	15	IPD/AC-SN-02	IPD/AC-SR-02	IPD/AC-SW-02
	10	IPD/AC-SN-01	IPD/AC-SR-01	IPD/AC-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	0,5	IPD/AC-IN-00/3D	IPD/AC-IR-00/3D	IPD/AC-IW-00/3D
	1,5	IPD/AC-IN-02/3D	IPD/AC-IR-02/3D	IPD/AC-IW-02/3D
	0,5	IPD/AC-IN-01/3D	IPD/AC-IR-01/3D	IPD/AC-IW-01/3D
	1,5	IPD/AC-IN-03/3D	IPD/AC-IR-03/3D	IPD/AC-IW-03/3D

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
-	Unigrip	Plano	IPD/AC-TN-00	IPD/AC-TR-00	IPD/AC-TR-00
	Unigrip		IPD/AC-TN-00/TIN	IPD/AC-TR-00/TIN	IPD/AC-TR-00/TIN
TiN	TPA	Plano	IPD/AC-TN-50	IPD/AC-TR-50	IPD/AC-TR-50
			IPD/AC-TN-51	IPD/AC-TR-51	IPD/AC-TR-51
BLC	Unigrip	Plano	IPD/AC-TN-00/BLC	IPD/AC-TR-00/BLC	IPD/AC-TR-00/BLC

IPD/AC-TN-51 es un tornillo específico para Ti-Bases anguladas del sistema Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 e IPD/AC-BN-21.

IPD/AC-TR-51 es un tornillo específico para Ti-Bases anguladas del sistema Hollow Screw System® y Co-Cr de IPD 2004.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
Recto	1,0	IPD/AC-MN-01	IPD/AC-MR-01	-
	2,0	IPD/AC-MN-02	IPD/AC-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AC-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AC-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AC-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AC-MR-12	-
	3,0	-	IIIPD/AC-MR-13	-
30°	4,0	-	IPD/AC-MR-34	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
Análogo		IPD/AC-AN-00	IPD/AC-AR-00	IPD/AC-AW-00
Análogo digital	Análogo	IPD/AC-AN-00/3D	IPD/AC-AR-00/3D	IPD/AC-AW-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	Recto	IPD/AC-BN-00	IPD/AC-BR-00	-
	15°	IPD/AC-BN-10	PD/AC-BR-10	-
	25°	IPD/AC-BN-20	-	-
	Recto	IPD/AC-BN-01	IPD/AC-BR-01	-
	15°	IPD/AC-BN-11	IPD/AC-BR-11	-
	25°	IPD/AC-BN-21	-	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	Recto	IPD/AC-BN-00/3D	IPD/AC-BR-00/3D	-
	Angulado	-	IPD/AC-BR-A0/3D	-
	Recto	IPD/AC-BN-01/3D	IPD/AC-BR-01/3D	-
	Angulado	IPD/AC-BN-A1/3D	IPD/AC-BR-A1/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación		NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
		-	IPD/AC-HR-00	IPD/AC-HW-00
		-	IPD/AC-RR-00	IPD/AC-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	1,0	-	IPD/AC-LR-01	-
	3,0	IPD/AC-LN-03	IPD/AC-LR-03	-
	5,0	IPD/AC-LN-05	IPD/AC-LR-05	-


Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
Coping cubierta abierta	-	-	IPD/AC-CW-00
Coping cubierta cerrada	IPD/AC-CN-01	IPD/AC-CR-01	-

Diseño clásico.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	IPD/AC-PN-06	IPD/AC-PR-06	-
	IPD/AC-PN-07	IPD/AC-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/AC-TN-00/C	IPD/AC-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
3,0	IPD/AC-DN-03	IPD/AC-DR-03	IPD/AC-DW-03
5,0	IPD/AC-DN-05	IPD/AC-DR-05	IPD/AC-DW-05
7,0	IPD/AC-DN-07	-	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
	IPD/AC-PN-00	IPD/AC-PR-00	IPD/AC-PW-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
Unigrip	18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ø3.5	RP ø4.3	WP ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad NOBEL BIO CARE®

Serie **AD NOBEL ACTIVE®**
[$\phi 3.0$ / NP $\phi 3.5$ / RP $\phi 4.3$]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	$\phi 3.0$	NP $\phi 3.5$	RP $\phi 4.3$
	10	IPD/AD-ST-00	IPD/AD-SN-00	IPD/AD-SR-00
	15	IPD/AD-ST-02	IPD/AD-SN-02	IPD/AD-SR-02
	10	IPD/AD-ST-01	IPD/AD-SN-01	IPD/AD-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Sistema Custom Interface®

Indicación	Altura gingival	$\phi 3.0$	NP $\phi 3.5$	RP $\phi 4.3$
	0,5	-	IPD/AD-IN-00/3D	IPD/AD-IR-00/3D
	0,8	IPD/AD-IT-00/3D	-	-
	1,5	IPD/AD-IT-02/3D	IPD/AD-IN-02/3D	IPD/AD-IR-02/3D
	2,5	IPD/AD-IT-04/3D	IPD/AD-IN-04/3D	IPD/AD-IR-04/3D
	3,5	-	IPD/AD-IN-06/3D	-
	0,5	-	IPD/AD-IN-01/3D	IPD/AD-IR-01/3D
	0,8	IPD/AD-IT-01/3D	-	-
	1,5	IPD/AD-IT-03/3D	IPD/AD-IN-03/3D	IPD/AD-IR-03/3D
	2,5	IPD/AD-IT-05/3D	IPD/AD-IN-05/3D	IPD/AD-IR-05/3D
	3,5	-	IPD/AD-IN-07/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	$\phi 3.0$	NP $\phi 3.5$	RP $\phi 4.3$
	0,5	-	IPD/AD-IN-00/SI	IPD/AD-IR-00/SI
	1,5	-	IPD/AD-IN-02/SI	IPD/AD-IR-02/SI
	2,5	-	IPD/AD-IN-04/SI	IPD/AD-IR-04/SI

Tornillo TiN incluido.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
-	Unigrip	Cónico	IPD/AD-TT-00	IPD/AA-TN-00	IPD/AA-TR-00
TiN	Unigrip	Cónico	IPD/AD-TT-00/TIN	IPD/AA-TN-00/TIN	IPD/AA-TR-00/TIN
	TPA	Cónico	IPD/AD-TT-50	IPD/AA-TN-50	IPD/AD-TR-50
BLC	Unigrip	Cónico	IPD/AD-TT-00/BLC	IPD/AA-TN-00/BLC	IPD/AA-TR-00/BLC



Nobel Biocare®

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
Recto	1,5	-	IPD/AD-MN-01	IPD/AD-MR-01
	2,5	-	IPD/AD-MN-02	IPD/AD-MR-02
	3,5	-	IPD/AD-MN-03	IPD/AD-MR-03
	4,5	-	IPD/AD-MN-04	IPD/AD-MR-04
17°	2,5	-	IPD/AD-MN-12	IPD/AD-MR-12
	3,5	-	IPD/AD-MN-13	IPD/AD-MR-13
30°	3,5	-	IPD/AD-MN-33	IPD/AD-MR-33
	4,5	-	IPD/AD-MN-34	IPD/AD-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
Análogo		IPD/AD-AT-00	IPD/AD-AN-00	IPD/AD-AR-00
	Análogo	IPD/AD-AT-00/3D	IPD/AD-AN-00/3D	IPD/AD-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
	Recto	IPD/AD-BT-00	IPD/AD-BN-00	IPD/AD-BR-00
	15°	IPD/AD-BT-10	IPD/AD-BN-10	IPD/AD-BR-10
	25°	IPD/AD-BT-20	IPD/AD-BN-20	IPD/AD-BR-20
	Recto	IPD/AD-BT-01	IPD/AD-BN-01	IPD/AD-BR-01
	15°	IPD/AD-BT-11	IPD/AD-BN-11	IPD/AD-BR-11
	25°	IPD/AD-BT-21	IPD/AD-BN-21	IPD/AD-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
	Recto	IPD/AD-BT-00/3D	IPD/AD-BN-00/3D	IPD/AD-BR-00/3D
	Angulado	IPD/AD-BT-A0/3D	IPD/AD-BN-00/3D	IPD/AD-BR-A0/3D
	Recto	IPD/AD-BT-01/3D	IPD/AD-BN-01/3D	IPD/AD-BR-01/3D
	Angulado	IPD/AD-BT-A1/3D	IPD/AD-BN-01/3D	IPD/AD-BR-A1/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
	-	-	IPD/AD-HR-00
	-	-	IPD/AD-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
	1,0	-	IPD/AD-LN-01	IPD/AD-LR-01
	2,0	-	IPD/AD-LN-02	IPD/AD-LR-02
	3,0	-	IPD/AD-LN-03	IPD/AD-LR-03
	4,0	-	IPD/AD-LN-04	IPD/AD-LR-04
	5,0	-	IPD/AD-LN-05	IPD/AD-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
	IPD/AD-PT-06	IPD/AD-PN-06	IPD/AD-PR-06
	IPD/AD-PT-07	IPD/AD-PN-07	IPD/AD-PR-07
Tornillo coping	IPD/AD-TT-00/C	IPD/AD-TN-00/C	IPD/AD-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
Coping cubierta abierta	IPD/AD-CT-00	-	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
1,5	-	IPD/AD-DN-01	IPD/AD-DR-01
3,0	IPD/AD-DT-03	IPD/AD-DN-03	IPD/AD-DR-03
5,0	IPD/AD-DT-05	IPD/AD-DN-05	IPD/AD-DR-05
7,0	IPD/AD-DT-07	-	-
3,0 ancho	-	IPD/AD-DN-13	-
5,0 ancho	-	IPD/AD-DN-15	-
Tapa de cierre	-	IPD/AD-DN-00	IPD/AD-DR-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
Unigrip	18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.0	NP ø3.5	RP ø4.3
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad

BIOMET® 3i®

Serie BA OSSEOTITE®

[NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	10	IPD/BA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/BA-SW-00
	15	IPD/BA-SN-02	IPD/AA-SR-02	IPD/BA-SW-02
	10	IPD/BA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/BA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/BA-IW-00/3D
	1,5	IPD/BA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	IPD/BA-IW-02/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/BA-IW-01/3D
	1,5	IPD/BA-IN-03/3D	PD/AA-IR-03/3D	IPD/BA-IW-03/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.
Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02	IPD/BA-TR-02	IPD/BA-TR-02
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02/TIN	IPD/BA-TR-02/TIN	IPD/BA-TR-02/TIN
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN
	TPA	Cónico	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50
		Plano	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52
BLC	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC
	1.20 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC
	1.25 Hex	Cónico	IPD/BA-TR-01/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC
	Cuadrado	Plano	IPD/BA-TR-02/BLC	IPD/BA-TR-02/BLC	IPD/BA-TR-02/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



Biomet® 3i®

ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Análogo		IPD/BA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/BA-AW-00
	Análogo	IPD/BA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/BA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	IPD/BA-BN-00	IPD/AA-BR-00	IPD/BA-BW-00
	15°	IPD/BA-BN-10	IPD/AA-BR-10	IPD/BA-BW-10
	25°	IPD/BA-BN-20	IPD/AA-BR-20	IPD/BA-BW-20
	Recto	IPD/BA-BN-01	IPD/AA-BR-01	IPD/BA-BW-01
	15°	IPD/BA-BN-11	IPD/AA-BR-11	IPD/BA-BW-11
	25°	IPD/BA-BN-21	IPD/AA-BR-21	IPD/BA-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto / Angulado	IPD/BA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	IPD/BA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/BA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	IPD/BA-BW-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	-	IPD/AA-HR-00	IPD/BA-HW-00
	-	IPD/AA-RR-00	IPD/BA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	1,0	IPD/BA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	IPD/BA-LN-03	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	-	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BA-PN-06	IPD/AA-PR-06	-
	IPD/BA-PN-07	IPD/AA-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/AA-TR-00/C	IPD/AA-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/BA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
2,0	IPD/BA-DN-02	IPD/AA-DR-02	IPD/BA-DW-02
3,0	IPD/BA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/BA-DW-03
4,0	IPD/BA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/BA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-




RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR RECTO Y ANGULADO CEMENTADO

Indicación	Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15º	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
	25º		-	IPD/AA-PR-03	-
	15º		-	IPD/AA-PR-04	-
	25º	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-


Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.25 Cuadrada	18	IPD/PC-25-18	IPD/PC-25-18	IPD/PC-25-18
	25	IPD/PC-25-25	IPD/PC-25-25	IPD/PC-25-25
	32	IPD/PC-25-32	IPD/PC-25-32	IPD/PC-25-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad BIOMET® 3i®

Serie **BB OSSEOTITE® CERTAIN®**
[NP ø3.4 / RP ø4.1 / WP ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	10	IPD/BB-SN-00	IPD/BB-SR-00	IPD/BB-SW-00
	15	IPD/BB-SN-02	IPD/BB-SR-02	IPD/BB-SW-02
	10	IPD/BB-SN-01	IPD/BB-SR-01	IPD/BB-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	0,5	IPD/BB-IN-00/3D	IPD/BB-IR-00/3D	IPD/BB-IW-00/3D
	1,5	IPD/BB-IN-02/3D	IPD/BB-IR-02/3D	IPD/BB-IW-02/3D
	2,5	IPD/BB-IN-04/3D	IPD/BB-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/BB-IN-01/3D	IPD/BB-IR-01/3D	IPD/BB-IW-01/3D
	1,5	IPD/BB-IN-03/3D	IPD/BB-IR-03/3D	IPD/BB-IW-03/3D
	2,5	IPD/BB-IN-05/3D	IPD/BB-IR-05/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.
Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
-	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01	IPD/BB-TR-01	IPD/BB-TR-01
		Cónico	-	IPD/BB-TR-02	IPD/BB-TR-02
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01/TiN	IPD/BB-TR-01/TiN	IPD/BB-TR-01/TiN
	TPA	Plano	IPD/BB-TR-51	IPD/BB-TR-51	IPD/BB-TR-51
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/BB-TR-01/BLC	IPD/BB-TR-01/BLC	IPD/BB-TR-01/BLC

IPD/BB-TR-02 es un tornillo específico para los modelos IPD/BB-RR-00 e IPD/BB-RW-00.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Recto	1,0	IPD/BB-MN-01	IPD/BB-MR-01	-
	2,0	IPD/BB-MN-02	IPD/BB-MR-02	-
	3,0	IPD/BB-MN-03	IPD/BB-MR-03	-
	4,0	IPD/BB-MN-04	IPD/BB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/BB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/BB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/BB-MR-13	-
30°	4,0	-	IPD/BB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/BB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Análogo		IPD/BB-AN-00	IPD/BB-AR-00	IPD/BB-AW-00
	Análogo	IPD/BB-AN-00/3D	IPD/BB-AR-00/3D	IPD/BB-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	IPD/BB-BN-00	IPD/BB-BR-00	-
	15°	IPD/BB-BN-10	IPD/BB-BR-10	-
	25°	IPD/BB-BN-20	IPD/BB-BR-20	-
	Recto	IPD/BB-BN-01	IPD/BB-BR-01	-
	15°	IPD/BB-BN-11	IPD/BB-BR-11	-
	25°	IPD/BB-BN-21	IPD/BB-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	Recto	IPD/BB-BN-00/3D	IPD/BB-BR-00/3D	-
	Angulado	IPD/BB-BN-A0/3D	IPD/BB-BR-00/3D	-
	Recto	IPD/BB-BN-01/3D	IPD/BB-BR-01/3D	-
	Angulado	IPD/BB-BN-A1/3D	IPD/BB-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación		NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
		-	IPD/BB-HR-00	IPD/BB-HW-00
		-	IPD/BB-RR-00	IPD/BB-RW-00

Los calcinables rotatorios deben usarse con el tornillo IPD/BB-TR-02.



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	1,0	IPD/BB-LN-01	IPD/BB-LR-01	-
	3,0	IPD/BB-LN-03	IPD/BB-LR-03	-
	5,0	IPD/BB-LN-05	IPD/BB-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BB-PN-06	IPD/BB-PR-06	-
	IPD/BB-PN-07	IPD/BB-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/BB-TR-01/C	IPD/BB-TR-01/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Coping cubierta abierta	-	-	IPD/BB-CW-00

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
2,0	IPD/BB-DN-02	IPD/BB-DR-02	IPD/BB-DW-02
3,0	IPD/BB-DN-03	IPD/BB-DR-03	IPD/BB-DW-03
4,0	IPD/BB-DN-04	IPD/BB-DR-04	IPD/BB-DW-04



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
	IPD/BB-PN-00	IPD/BB-PR-00	IPD/BB-PW-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ø3.4	RP ø4.1	WP ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad KLOCKNER®

Serie CA SK2-NK2

[RP ø4.2]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / Sonda de contacto cuerpo de escaneo

Indicación	Altura (mm)	RP ø4.2
	10	IPD/CA-SR-00
	10	IPD/CA-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®


Indicación	Altura gingival	RP ø4.2
	0,5	IPD/CA-IR-00/3D
	2,25	IPD/CA-IR-04/3D
	0,5	IPD/CA-IR-01/3D
	2,25	IPD/CA-IR-05/3D

La referencia IPD/CA-IR-00/3D se debe usar con las guías de corte de la plataforma wide. No es posible fresar la ventana para la angulación del tornillo.
Consulte la **página 180** para conocer el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP ø4.2
-	1.70 Hex	Cónico	IPD/CA-TR-00
	Cruciforme		IPD/CA-TR-01
TiN	1.70 Hex	Cónico	IPD/CA-TR-00/TiN
	Cruciforme		IPD/CA-TR-01/TiN
	TPA		IPD/CA-TR-50
BLC	1.70 Hex	Cónico	IPD/CA-TR-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo	RP ø4.2
Análogo	IPD/CA-AR-00
	IPD/CA-AR-00/3D
Análogo digital	IPD/KA-TA-00
	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP $\phi 4.2$
	Recto	IPD/CA-BR-00
	15°	IPD/CA-BR-10
	25°	IPD/CA-BR-20
	Recto	IPD/CA-BR-01
	15°	IPD/CA-BR-11
	25°	IPD/CA-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP $\phi 4.2$
	Recto / Angulado	IPD/CA-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/CA-BR-01/3D
Scan Body	-	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	RP $\phi 4.2$
	IPD/CA-HR-00
	IPD/CA-RR-00



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP $\phi 4.2$
	IPD/CA-PR-06
	IPD/CA-PR-07
Tornillo coping	IPD/CA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	$\phi 4.2$ RP
5,0	IPD/CA-DR-00

Tornillo IPD/CA-TR-00 no incluido.



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	RP ø4.2
	IPD/CA-PR-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP ø4.2
1.70 Hex	18	IPD/PH-70-18
	25	IPD/PH-70-25
	32	IPD/PH-70-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP ø4.2
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad KLOCKNER®

Serie **CB** ESSENTIAL CONE® [RP ø4.5]



Klockner®

SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP ø4.5
	10	IPD/CB-SR-00
	15	IPD/CB-SR-02
	10	IPD/CB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP ø4.5
	0,5	IPD/CB-IR-00/3D
	0,5	IPD/CB-IR-01/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP ø4.5
-	Estrella	Cónico	IPD/CB-TR-00
TiN	Estrella	Cónico	IPD/CB-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/CB-TR-50
BLC	Estrella	Cónico	IPD/CB-TR-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo		RP ø4.5
Análogo		IPD/CB-AR-00
Análogo digital	Análogo	IPD/CB-AR-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP ø4.5
	Recto	IPD/CB-BR-00
	15°	IPD/CB-BR-10
	25°	IPD/CB-BR-20
	Recto	IPD/CB-BR-01
	15°	IPD/CB-BR-11
	25°	IPD/CB-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

**Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital**

Indicación	Angulación	RP ø4.5
	Recto / Angulado	IPD/CB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/CB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B2

**RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA****PILAR DE SOBREDENTADURA PSD**

Indicación	Altura gingival	RP ø4.5
	1,0	IPD/CB-LR-01
	3,0	IPD/CB-LR-03

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.

**RESTAURACIONES PROVISIONALES****PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA**

Indicación	RP ø4.5
	IPD/CB-PR-06
	IPD/CB-PR-07
Tornillo coping	IPD/CB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.

**CUIDADO TEJIDOS BLANDOS****PILAR DE CICATRIZACIÓN**

Altura (mm)	RP ø4.5
1,5	IPD/CB-DR-01
3,0	IPD/CB-DR-03
4,5	IPD/CB-DR-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP ø4.5
Estrella	18	IPD/PS-00-18
	25	IPD/PS-00-25
	32	IPD/PS-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP ø4.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad KLOCKNER®

Serie CC KL™

[NP ø3.5 / RP ø4.1 / WP ø5.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCANEO

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	10	IPD/AA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/AA-SW-00
	15	IPD/AA-SN-02	IPD/AA-SR-02	-
	10	IPD/AA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/AA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1,20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	-
	1,3	-	-	IPD/AA-IW-02/3D
	1,5	IPD/AA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/AA-IN-03/3D	IPD/AA-IR-01/3D	-
	1,3	-	-	IPD/AA-IW-03/3D
	1,5	-	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

El tornillo IPD/AA-TW-01 es compatible con las interfases IPD/AA-IW-02/3D e IPD/AA-IW-03/3D.
Consulte la **página 180** para conocer el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
-	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00	IPD/AA-TR-00	IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-01
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	-
	1.20 Hex	Cónico	-	IPD/BA-TR-00	-
		Cónico	-	-	-
TiN	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00/TiN	IPD/AA-TR-00/TiN	IPD/AA-TW-00/TiN IPD/AA-TW-01/TiN
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TiN	-
	1.20 Hex	Cónico	-	IPD/BA-TR-00/TiN	-
		Cónico	IPD/AA-TN-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TW-50
	TPA	Plano	-	IPD/AA-TR-52	-
		Cónico	-	-	-
BLC	Unigrip	Cónico	IPD/AA-TN-00/BLC	IPD/AA-TR-00/BLC	IPD/AA-TW-00/BLC IPD/AA-TW-01/BLC
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	-
	1.20 Hex	Cónico	-	IPD/BA-TR-00/BLC	-
		Cónico	-	-	-

Los tornillos IPD/AA-TW-01, IPD/AA-TW-01/TiN e IPD/AA-TW-01/BLC son compatibles con las interfases IPD/AA-IW-02/3D, IPD/AA-IW-03/3D, y los pilares provisionales IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Recto	1,0	IPD/AA-MN-01	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	IPD/AA-MN-02	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	IPD/AA-MN-03	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Análogo		IPD/AA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/AA-AW-00
	Análogo	IPD/AA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/AA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto	IPD/AA-BN-00	IPD/AA-BR-00	-
	15°	IPD/AA-BN-10	IPD/AA-BR-10	-
	25°	IPD/AA-BN-20	IPD/AA-BR-20	-
	Recto	IPD/AA-BN-01	IPD/AA-BR-01	-
	15°	IPD/AA-BN-11	IPD/AA-BR-11	-
	25°	IPD/AA-BN-21	IPD/AA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto / Angulado	IPD/AA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/AA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación		NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
		-	IPD/AA-HR-00	IPD/AA-HW-00
		-	IPD/AA-RR-00	IPD/AA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	1,0	IPD/AA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	IPD/RA-LW-02
	3,0	IPD/AA-LN-03	IPD/AA-LR-03	IPD/RA-LW-03
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	IPD/RA-LW-04
	5,0	IPD/AA-LN-05	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	IPD/AA-PN-06	IPD/AA-PR-06	IPD/AA-PW-06
	IPD/AA-PN-07	IPD/AA-PR-07	IPD/AA-PW-07
Tornillo coping	IPD/AA-TN-00/C	IPD/AA-TR-00/C	IPD/AA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping. Para las referencias IPD/AA-PW-06 e IPD/AA-PW-07, utilice el tornillo IPD/AA-TW-01 si se utiliza como provisional.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/AA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
2,0	IPD/AA-DN-02	IPD/AA-DR-02	IPD/AA-DW-02
3,0	IPD/AA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/AA-DW-03
4,0	IPD/AA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/AA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR RECTO Y ANGULADO CEMENTADO

Indicación	Angulación	Altura (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15°	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
	25°		-	IPD/AA-PR-03	-
	15°		-	IPD/AA-PR-04	-
	25°	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
Unigrip	18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ø3.5	RP ø4.1	WP ø5.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad KLOCKNER®

Serie CD Vega® [NV ø3,5 / RV ø4,0-4,5]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	10	IPD/CD-SN-00	IPD/CD-SR-00
	15	IPD/CD-SN-02	IPD/CD-SR-02
	10	IPD/CD-SN-01	IPD/CD-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	0,7	IPD/CD-IN-00/3D	IPD/CD-IR-00/3D
	1,5	IPD/CD-IN-02/3D	IPD/CD-IR-02/3D
	2,5	IPD/CD-IN-04/3D	IPD/CD-IR-04/3D
	3,5	IPD/CD-IN-06/3D	IPD/CD-IR-06/3D
	0,7	IPD/CD-IN-01/3D	IPD/CD-IR-01/3D
	1,5	IPD/CD-IN-03/3D	IPD/CD-IR-03/3D
	2,5	IPD/CD-IN-05/3D	IPD/CD-IR-05/3D
	3,5	IPD/CD-IN-07/3D	IPD/CD-IR-07/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
-	Estrella	Cónico	IPD/CD-TN-00	IPD/CD-TR-00
TiN	Estrella	Cónico	IPD/CD-TN-00/TiN	IPD/CD-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/CD-TN-50	IPD/CD-TR-50
BLC	Estrella	Cónico	IPD/CD-TN-00/BLC	IPD/CD-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
Recto	1,5	IPD/CD-MN-01	IPD/CD-MR-01
	2,5	IPD/CD-MN-02	IPD/CD-MR-02
	3,5	IPD/CD-MN-03	IPD/CD-MR-03
	4,5	IPD/CD-MN-04	IPD/CD-MR-04
	5,5	IPD/CD-MN-05	IPD/CD-MR-05
17°	2,5	IPD/CD-MN-12	IPD/CD-MR-12
30°	3,5	IPD/CD-MN-33	IPD/CD-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
Análogo		IPD/CD-AN-00	IPD/CD-AR-00
	Análogo	IPD/CD-AN-00/3D	IPD/CD-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	Recto	IPD/CD-BN-00	IPD/CD-BR-00
	15°	IPD/CD-BN-10	IPD/CD-BR-10
	25°	IPD/CD-BN-20	-
	Recto	IPD/CD-BN-01	IPD/CD-BR-01
	15°	IPD/CD-BN-11	IPD/CD-BR-11
	25°	IPD/CD-BN-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	Recto / Angulado	IPD/CD-BN-00/3D	IPD/CD-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/CD-BN-01/3D	IPD/CD-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	1,0	IPD/CD-LN-01	IPD/CD-LR-01
	2,0	IPD/CD-LN-02	IPD/CD-LR-02
	3,0	IPD/CD-LN-03	IPD/CD-LR-03
	4,0	IPD/CD-LN-04	IPD/CD-LR-04
	5,0	IPD/CD-LN-05	IPD/CD-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
	IPD/CD-PN-06	IPD/CD-PR-06
	IPD/CD-PN-07	IPD/CD-PR-07
Tornillo coping	IPD/CD-TN-00/C	IPD/CD-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
1,5	IPD/CD-DN-01	IPD/CD-DR-01
3,0	IPD/CD-DN-03	IPD/CD-DR-03
5,0	IPD/CD-DN-05	IPD/CD-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
Estrella	18	IPD/PS-00-18	IPD/PS-00-18
	25	IPD/PS-00-25	IPD/PS-00-25
	32	IPD/PS-00-32	IPD/PS-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NV ø3.5	RV ø4.0-4.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01



Para más información, consulte la **página 216**.



Compatibilidad STRAUMANN®

Serie DA TISSUE LEVEL [RN $\phi 4.8$ / WN $\phi 6.5$]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RN $\phi 4.8$	WN $\phi 6.5$
	10	IPD/DA-SR-00	IPD/DA-SW-00
	15	IPD/DA-SR-02	-
	10	IPD/DA-SR-01	IPD/DA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.

RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RN $\phi 4.8$	WN $\phi 6.5$
	0,4	IPD/DA-IR-00/3D	IPD/DA-IW-02/3D
	0,4	IPD/DA-IR-01/3D	IPD/DA-IW-03/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.

SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	RN $\phi 4.8$	WN $\phi 6.5$
	Ti	12	IPD/DA-XR-00	IPD/DA-XW-00
Mill Analog			IPD/DA-AR-00/X	IPD/DA-AW-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.

TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Compatibilidad	RN $\phi 4.8$	WN $\phi 6.5$
-	Torx	Cónico	Nivel de implante	IPD/DA-TR-01	IPD/DA-TR-01
				IPD/DA-TR-03	IPD/DA-TR-03
		Plano	Nivel de implante	IPD/DA-TR-02	IPD/DA-TR-02
				IPD/DA-TR-00	IPD/DA-TR-00
TiN	Torx	Cónico	Nivel de implante	IPD/DA-TR-01/TiN	IPD/DA-TR-01/TiN
				IPD/DA-TR-03/TiN	IPD/DA-TR-03/TiN
		SynOcta®	Nivel de implante	IPD/DA-TR-00/TiN	IPD/DA-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	Nivel de implante	IPD/DA-TR-51	IPD/DA-TR-51
				IPD/DA-TR-50	IPD/DA-TR-50
		SynOcta®	Nivel de implante	IPD/DA-TR-00/BLC	IPD/DA-TR-00/BLC
BLC	Torx	Cónico	Nivel de implante	IPD/DA-TR-01/BLC	IPD/DA-TR-01/BLC
				IPD/DA-TR-03/BLC	IPD/DA-TR-03/BLC
		SynOcta®	Nivel de implante	IPD/DA-TR-00/BLC	IPD/DA-TR-00/BLC

Los tornillos IPD/DA-TR-03 tienen las mismas medidas que los tornillos de implante directo originales.

Los tornillos IPD/DA-TR-01 son tornillos de cabeza más estrecha para su uso en el sistema Hollow Screw System®.



PILAR MULTI-UNIT RECTO

Angulación	Altura gingival	RN ø4.8	WN ø6.5
Recto	0,9	IPD/DA-MR-01	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
Análogo	Nivel de implante	IPD/DA-AR-00	IPD/DA-AW-00
	SynOcta®	IPD/DA-AR-01	-
Análogo digital	Análogo	IPD/DA-AR-00/3D	IPD/DA-AW-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
	Recto	Nivel de implante	IPD/DA-BR-00	IPD/DA-BW-00
		SynOcta®	IPD/DA-BR-03	-
	15º	Nivel de implante	IPD/DA-BR-10	IPD/DA-BW-10
		SynOcta®	IPD/DA-BR-13	-
	25º	Nivel de implante	IPD/DA-BR-20	IPD/DA-BW-20
		SynOcta®	IPD/DA-BR-01	IPD/DA-BW-01
	Recto	Nivel de implante	IPD/DA-BR-01	IPD/DA-BW-01
		SynOcta®	IPD/DA-BR-02	-
	15º	Nivel de implante	IPD/DA-BR-11	IPD/DA-BW-11
		SynOcta®	IPD/DA-BR-12	-
	25º	Nivel de implante	IPD/DA-BR-21	IPD/DA-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
	Recto / Angulado	Nivel de implante	IPD/DA-BR-00/3D	IPD/DA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	SynOcta®	IPD/DA-BR-03/3D	-
	Recto / Angulado	Nivel de implante	IPD/DA-BR-01/3D	IPD/DA-BW-01/3D
	Recto / Angulado	SynOcta®	IPD/DA-BR-02/3D	-
Scan Body			IPD/SC-AN-B2	IPD/SC-AN-B2



CALCINABLE

Indicación	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
	Nivel de implante	IPD/DA-HR-01	-
	SynOcta®	IPD/DA-HR-00	-
	Nivel de implante	IPD/DA-RR-01	-
	SynOcta®	IPD/DA-RR-00	-



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RN ø4.8	WN ø6.5
	1,0	IPD/DA-LR-01	-
	2,0	IPD/DA-LR-02	-
	3,0	IPD/DA-LR-03	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
	Nivel de implante	IPD/DA-PR-06	IPD/DA-PW-06
	SynOcta®	IPD/DA-PR-09	-
	Nivel de implante	IPD/DA-PR-07	IPD/DA-PW-07
	SynOcta®	IPD/DA-PR-08	-
Tornillo coping	Nivel de implante	IPD/DA-TR-01/C	IPD/DA-TR-01/C
	SynOcta®	IPD/DA-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RN ø4.8	WN ø6.5
Tapa de cierre	IPD/DA-DR-00	-
1,5	IPD/DA-DR-01	-
3,0	IPD/DA-DR-03	-
4,5	IPD/DA-DR-04	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	Compatibilidad	RN ø4.8	WN ø6.5
	Nivel de implante	IPD/DA-PR-01	IPD/DA-PW-00
	SynOcta®	IPD/DA-PR-00	-



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RN ø4.8	WN ø6.5
Torx	18	IPD/PT-00-18	IPD/PT-00-18
	25	IPD/PT-00-25	IPD/PT-00-25
	32	IPD/PT-00-32	IPD/PT-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RN ø4.8	WN ø6.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad STRAUMANN®

Serie DB BONE LEVEL [NC ø3.3 / RC ø4.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NC ø3.3	RC ø4.1
	10	IPD/DB-SN-00	IPD/DB-SR-00
	15	IPD/DB-SN-02	IPD/DB-SR-02
	10	IPD/DB-SN-01	IPD/DB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NC ø3.3	RC ø4.1
	0,5	IPD/DB-IN-00/3D	IPD/DB-IR-00/3D
	1,5	IPD/DB-IN-02/3D	IPD/DB-IR-02/3D
	2,5	IPD/DB-IN-04/3D	IPD/DB-IR-04/3D
	3,5	IPD/DB-IN-06/3D	IPD/DB-IR-06/3D
	0,5	IPD/DB-IN-01/3D	IPD/DB-IR-01/3D
	1,5	IPD/DB-IN-03/3D	IPD/DB-IR-03/3D
	2,5	IPD/DB-IN-05/3D	IPD/DB-IR-05/3D
	3,5	IPD/DB-IN-07/3D	IPD/DB-IR-07/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	NC ø3.3	RC ø4.1
	Ti	12	IPD/DB-XN-00	IPD/DB-XR-00
Mill Analog			IPD/DB-AN-00/X	IPD/DB-AR-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NC ø3.3	RC ø4.1
-	Torx	Cónico	IPD/DB-TR-00	IPD/DB-TR-00
TIN	Torx	Cónico	IPD/DB-TR-00/TIN	IPD/DB-TR-00/TIN
	TPA	Cónico	IPD/DB-TR-50	IPD/DB-TR-50
BLC	Torx	Cónico	IPD/DB-TR-00/BLC	IPD/DB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NC ø3.3	RC ø4.1
Recto	1,5	IPD/DB-MN-01	IPD/DB-MR-01
	2,5	IPD/DB-MN-02	IPD/DB-MR-02
	3,5	IPD/DB-MN-03	IPD/DB-MR-03
	4,5	IPD/DB-MN-04	IPD/DB-MR-04
17°	2,5	IPD/DB-MN-12	IPD/DB-MR-12
	3,5	IPD/DB-MN-13	IPD/DB-MR-13
30°	3,5	IPD/DB-MN-33	IPD/DB-MR-33
	4,5	IPD/DB-MN-34	IPD/DB-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NC ø3.3	RC ø4.1
Análogo		IPD/DB-AN-00	IPD/DB-AR-00
	Análogo	IPD/DB-AN-00/3D	IPD/DB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	NC ø3.3	RC ø4.1
	Recto	IPD/DB-BN-00	IPD/DB-BR-00
	15°	IPD/DB-BN-10	IPD/DB-BR-10
	Recto	IPD/DB-BN-01	IPD/DB-BR-01
	15°	IPD/DB-BN-11	IPD/DB-BR-11

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NC ø3.3	RC ø4.1
	Recto / Angulado	IPD/DB-BN-00/3D	IPD/DB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/DB-BN-01/3D	IPD/DB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación		NC ø3.3	RC ø4.1
		-	IPD/DB-HR-00
		-	IPD/DB-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NC ø3.3	RC ø4.1
	1,0	IPD/DB-LN-01	IPD/DB-LR-01
	2,0	IPD/DB-LN-02	IPD/DB-LR-02
	3,0	IPD/DB-LN-03	IPD/DB-LR-03
	4,0	IPD/DB-LN-04	IPD/DB-LR-04
	5,0	IPD/DB-LN-05	IPD/DB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NC ø3.3	RC ø4.1
	IPD/DB-PN-06	IPD/DB-PR-06
	IPD/DB-PN-07	IPD/DB-PR-07
Tornillo coping	IPD/DB-TR-00/C	IPD/DB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NC ø3.3	RC ø4.1
2,0	IPD/DB-DN-02	IPD/DB-DR-02
3,5	IPD/DB-DN-03	-
4,0	-	IPD/DB-DR-04
5,0	IPD/DB-DN-05	-
6,0	-	IPD/DB-DR-06



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	NC ø3.3	RC ø4.1
	-	IPD/DB-PR-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NC ø3.3	RC ø4.1
Torx	18	IPD/PT-00-18	IPD/PT-00-18
	25	IPD/PT-00-25	IPD/PT-00-25
	32	IPD/PT-00-32	IPD/PT-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NC ø3.3	RC ø4.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad:

STRAUMANN®

Serie DC BLX®

[RB/WB]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RB/WB
	10	IPD/DC-SR-00
	15	IPD/DC-SR-02
	10	IPD/DC-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RB/WB
	1,0	IPD/DC-IR-00/3D
	2,0	IPD/DC-IR-02/3D
	3,0	IPD/DC-IR-04/3D
	1,0	IPD/DC-IR-01/3D
	2,0	IPD/DC-IR-03/3D
	3,0	IPD/DC-IR-05/3D


Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RB/WB
-	Torx	Cónico	IPD/DC-TR-00
			IPD/DC-TR-01
TiN	Torx	Cónico	IPD/DC-TR-00/TiN
BLC	Torx	Cónico	IPD/DC-TR-00/BLC

El modelo IPD/DC-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RB/WB
Recto	1,5	IPD/DC-MR-01
	2,5	IPD/DC-MR-02
	3,5	IPD/DC-MR-03
17°	3,5	IPD/DC-MR-13
30°	4,5	IPD/DC-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	RB
Análogo	IPD/DC-AR-00
Análogo	IPD/DC-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior
	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral
	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	RB/WB
	IPD/DC-BR-00
	IPD/DC-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	RB/WB
	IPD/DC-BR-00/3D
	IPD/DC-BR-01/3D
Scan Body	IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RB/WB
	2,0	IPD/DC-LR-02
	3,0	IPD/DC-LR-03
	4,0	IPD/DC-LR-04
	5,0	IPD/DC-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RB/WB
	IPD/DC-PR-06
	IPD/DC-PR-07
Tornillo coping	IPD/DC-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN


Altura (mm)	RB/WB
1,5	IPD/DC-DR-01
3,0	IPD/DC-DR-03
5,0	IPD/DC-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RB/WB
Torx	18	IPD/PT-00-18
	25	IPD/PT-00-25
	32	IPD/PT-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RB/WB
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad STRAUMANN®

Serie **DD SRA**®
[ø3.5 / ø4.6]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.5	ø4.6
	8,0	IPD/DD-SN-01	IPD/DD-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.6
	0,2	IPD/DD-IN-01/3D	IPD/DD-IR-01/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.5	ø4.6
-	Torx	Cónico	IPD/DD-TR-00	IPD/DD-TR-00
TiN	Torx	Cónico	IPD/DD-TR-00/TiN	IPD/DD-TR-00/TiN
	TPA		IPD/DD-TR-50	IPD/DD-TR-50
BLC	Torx	Cónico	IPD/DD-TR-00/BLC	IPD/DD-TR-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.5	ø4.6
Análogo		IPD/DD-AN-00	IPD/DD-AR-00
	Análogo	IPD/DD-AN-00/3D	IPD/DD-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.5	ø4.6
	IPD/DD-PN-06	IPD/DD-PR-06
	IPD/DD-PN-07	IPD/DD-PR-07
Tornillo coping	IPD/DD-TR-00/C	IPD/DD-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.5	ø4.6
4,5	IPD/DD-DN-04	IPD/DD-DR-04


El tornillo IPD/DD-TR-00 no está incluido.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.6
Torx	18	IPD/PT-00-18	IPD/PT-00-18
	25	IPD/PT-00-25	IPD/PT-00-25
	32	IPD/PT-00-32	IPD/PT-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.6
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad

ASTRA®

Serie **EA OSSEOSPEED™**

[Yellow ø3.0 / Aqua ø3.5-4.0 / Lilac ø4.5-5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	10	IPD/EA-SN-00	IPD/EA-SR-00	IPD/EA-SW-00
	15	IPD/EA-SN-02	IPD/EA-SR-02	IPD/EA-SW-02
	10	IPD/EA-SN-01	IPD/EA-SR-01	IPD/EA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	0,5	-	IPD/EA-IR-00/3D	IPD/EA-IW-00/3D
	0,8	IPD/EA-IN-00/3D	-	-
	1,5	IPD/EA-IN-02/3D	IPD/EA-IR-02/3D	IPD/EA-IW-02/3D
	2,5	IPD/EA-IN-04/3D	IPD/EA-IR-04/3D	IPD/EA-IW-04/3D
	3,5	-	IPD/EA-IR-06/3D	-
	0,5	-	IPD/EA-IR-01/3D	IPD/EA-IW-01/3D
	0,8	IPD/EA-IN-01/3D	-	-
	1,5	IPD/EA-IN-03/3D	IPD/EA-IR-03/3D	IPD/EA-IW-03/3D
	2,5	IPD/EA-IN-05/3D	IPD/EA-IR-05/3D	IPD/EA-IW-05/3D
	3,5	-	IPD/EA-IR-07/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	1,0	-	IPD/EA-IR-00/SI	-
	2,0	-	IPD/EA-IR-02/SI	-
	3,0	-	IPD/EA-IR-04/SI	-

Tornillo IPD/EA-TR-02/TIN incluido.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
-	1.27 Hex	Cónico	IPD/EA-TN-00	-	-
		Plano	-	IPD/EA-TR-00	IPD/EA-TW-00
	1.27 Hex	Plano	-	IPD/EA-TR-01	IPD/EA-TR-01
			-	IPD/EA-TR-00/TIN	IPD/EA-TW-00/TIN
		Plano	-	IPD/EA-TR-01/TIN	IPD/EA-TR-01/TIN
			-	IPD/EA-TR-02/TIN	-
TiN		Cónico	IPD/EA-TN-00/TIN	-	-
		Cónico	IPD/EA-TN-50	-	-
	TPA	Plano	-	IPD/EA-TR-50	IPD/AC-TR-50
			-	-	IPD/AC-TR-51
		Plano	-	IPD/EA-TR-51	IPD/EA-TR-51
			-	IPD/EA-TR-00/BLC	IPD/EA-TW-00/BLC
BLC	1.27 Hex	Plano	-	IPD/EA-TR-01/BLC	IPD/EA-TR-01/BLC
		Cónico	IPD/EA-TN-00/BLC	-	-



IPD/EA-TR-01 son tornillos para los pilares UniAbutment de 20° y 45°.
IPD/AC-TR-50 es un tornillo específico para las interfaces del sistema **ipd Custom Ti-Base System®**.
IPD/AC-TR-51 es un tornillo específico para interfaces anguladas del sistema **ipd Hollow Screw System®** y bases de Co-Cr de IPD 2004.
IPD/EA-TR-51 es un tornillo para los pilares UniAbutment²⁰⁰ y⁴⁵⁰.
IPD/EA-TR-02/TIN es un tornillo específico para el sistema Cerec Ti-Base.

PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
Recto	1,5	-	IPD/EA-MR-01	IPD/EA-MW-01
	2,5	-	IPD/EA-MR-02	IPD/EA-MW-02
	3,5	-	IPD/EA-MR-03	IPD/EA-MW-03
	4,5	-	IPD/EA-MR-04	IPD/EA-MW-04
17°	2,5	-	IPD/EA-MR-12	IPD/EA-MW-12
	3,5	-	IPD/EA-MR-13	-
30°	3,5	-	IPD/EA-MR-33	IPD/EA-MW-33
	4,5	-	IPD/EA-MR-34	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
Análogo	IPD/EA-AN-00	IPD/EA-AR-00	IPD/EA-AW-00
	-	IPD/EA-AR-01	IPD/EA-AR-01
Análogo	IPD/EA-AN-00/3D	IPD/EA-AR-00/3D	IPD/EA-AW-00/3D
Análogo digital	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01

RP - Galimplant® yNaturactis® compatibles con ø3.5-4.0 (IPD/EA-AR-02).
IPD/EA-AR-01 es un análogo para el pilar UniAbutment de 20°.



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	Recto	IPD/EA-BN-00	IPD/EA-BR-00	IPD/EA-BW-00
	15°	IPD/EA-BN-10	IPD/EA-BR-10	IPD/EA-BW-10
	25°	IPD/EA-BN-20	IPD/EA-BR-20	-
	Recto	IPD/EA-BN-01	IPD/EA-BR-01	IPD/EA-BW-01
	15°	IPD/EA-BN-11	IPD/EA-BR-11	IPD/EA-BW-11
	25°	IPD/EA-BN-21	IPD/EA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	Recto / Angulado	IPD/EA-BN-00/3D	IPD/EA-BR-00/3D	IPD/EA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/EA-BN-01/3D	IPD/EA-BR-01/3D	IPD/EA-BW-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	-	IPD/EA-HR-00	IPD/EA-HW-00
	-	IPD/EA-RR-00	IPD/EA-RW-00
	-	IPD/EA-RR-01	IPD/EA-RR-01

IPD/EA-RR-01 es un calcinable para el pilar UniAbutment de 20°.



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	1,0	-	IPD/EA-LR-01	IPD/EA-LW-01
	2,0	-	IPD/EA-LR-02	IPD/EA-LW-02
	3,0	-	IPD/EA-LR-03	IPD/EA-LW-03
	4,0	-	IPD/EA-LR-04	IPD/EA-LW-04
	5,0	-	IPD/EA-LR-05	IPD/EA-LW-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	IPD/EA-PN-06	IPD/EA-PR-06	IPD/EA-PW-06
	IPD/EA-PN-07	IPD/EA-PR-07	IPD/EA-PW-07
Tornillo coping	IPD/EA-TN-00/C	IPD/EA-TR-00/C	IPD/EA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
Coping cubierta abierta	IPD/EA-CN-00	-	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
2,0	-	IPD/EA-DR-02	IPD/EA-DW-02
4,0	-	IPD/EA-DR-04	IPD/EA-DW-04
6,0	-	IPD/EA-DR-06	IPD/EA-DW-06
8,0	-	IPD/EA-DR-08	IPD/EA-DW-08
10,0	-	IPD/EA-DR-10	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO

Indicación	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
	-	IPD/EA-PR-00	IPD/EA-PW-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
1.27 Hex	18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18
	25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25
	32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Yellow ø3.0	Aqua ø3.5-4.0	Lilac ø4.5-5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

ASTRA®

Serie EB EVOLUTION®

[XS ø3.0 / S ø3.6 / M ø4.2 / L ø4.8]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	10	IPD/EB-ST-00	IPD/EB-SN-00	IPD/EB-SR-00	IPD/EB-SW-00
	15	IPD/EB-ST-02	IPD/EB-SN-02	IPD/EB-SR-02	IPD/EB-SW-02
	10	IPD/EB-ST-01	IPD/EB-SN-01	IPD/EB-SR-01	IPD/EB-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	0,5	IPD/EB-IT-00/3D	IPD/EB-IN-00/3D	IPD/EB-IR-00/3D	IPD/EB-IW-00/3D
	1,5	IPD/EB-IT-02/3D	IPD/EB-IN-02/3D	IPD/EB-IR-02/3D	IPD/EB-IW-02/3D
	2,5	IPD/EB-IT-04/3D	IPD/EB-IN-04/3D	IPD/EB-IR-04/3D	IPD/EB-IW-04/3D
	3,5	-	IPD/EB-IN-06/3D	IPD/EB-IR-06/3D	-
	0,5	IPD/EB-IT-01/3D	IPD/EB-IN-01/3D	IPD/EB-IR-01/3D	IPD/EB-IW-01/3D
	1,5	IPD/EB-IT-03/3D	IPD/EB-IN-03/3D	IPD/EB-IR-03/3D	IPD/EB-IW-03/3D
	2,5	IPD/EB-IT-05/3D	IPD/EB-IN-05/3D	IPD/EB-IR-05/3D	IPD/EB-IW-05/3D
	3,5	-	IPD/EB-IN-07/3D	IPD/EB-IR-07/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	0,5	-	IPD/EB-IN-00/SI	IPD/EB-IR-00/SI	-
	1,5	-	IPD/EB-IN-02/SI	IPD/EB-IR-02/SI	-
	2,5	-	IPD/EB-IN-04/SI	IPD/EB-IR-04/SI	-

Tornillo TiN incluido.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	Ti	12	IPD/EB-XT-00	IPD/EB-XN-00	IPD/EB-XR-00	IPD/EB-XW-00
Mill Analog			IPD/EB-AT-00/X	IPD/EB-AN-00/X	IPD/EB-AR-00/X	IPD/EB-AW-00/X

También disponible para la plataforma ø5.4, referencia IPD/EB-XX-00 e IPD/EB-AX-00/X para el análogo fresado

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
-	1.27 Hex	Cónico	IPD/EB-TT-00	IPD/EB-TN-00	IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/X	IPD/EB-TW-00
TiN	1.27 Hex	Cónico	IPD/EB-TT-00/TiN	IPD/EB-TN-00/TiN	IPD/EB-TR-00/TiN	IPD/EB-TW-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/EB-TT-50	IPD/EB-TN-50	IPD/EB-TR-50	IPD/EB-TW-50
BLC	1.27 Hex	Cónico	IPD/EB-TT-00/BLC	IPD/EB-TN-00/BLC	IPD/EB-TR-00/BLC	IPD/EB-TW-00/BLC

IPD/EB-TR-00/X es un tornillo específico para IPD/EB-XR-00 prefresado.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
Recto	1,5	IPD/EB-MT-01	IPD/EB-MN-01	IPD/EB-MR-01	IPD/EB-MW-01
	2,5	IPD/EB-MT-02	IPD/EB-MN-02	IPD/EB-MR-02	IPD/EB-MW-02
	3,5	IPD/EB-MT-03	IPD/EB-MN-03	IPD/EB-MR-03	IPD/EB-MW-03
17°	2,5	IPD/EB-MT-12	IPD/EB-MN-12	IPD/EB-MR-12	IPD/EB-MW-12
	3,5	-	-	IPD/EB-MR-13	-
30°	3,5	IPD/EB-MT-33	IPD/EB-MN-33	IPD/EB-MR-33	IPD/EB-MW-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
Análogo		IPD/EB-AT-00	IPD/EB-AN-00	IPD/EB-AR-00	IPD/EB-AW-00
	Análogo	IPD/EB-AT-00/3D	IPD/EB-AN-00/3D	IPD/EB-AR-00/3D	IPD/EB-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	Recto	-	IPD/EB-BN-00	IPD/EB-BR-00	-
	15º	-	IPD/EB-BN-10	IPD/EB-BR-10	-
	25º	-	IPD/EB-BN-20	-	-
	Recto	-	IPD/EB-BN-01	IPD/EB-BR-01	-
	15º	-	IPD/EB-BN-11	IPD/EB-BR-11	-
	25º	-	IPD/EB-BN-21	-	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	Recto / Angulado	-	IPD/EB-BN-00/3D	IPD/EB-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	-	IPD/EB-BN-01/3D	IPD/EB-BR-01/3D	-
Scan Body		-	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	1,0	IPD/EB-LT-01	IPD/EB-LN-01	IPD/EB-LR-01	IPD/EB-LW-01
	3,0	IPD/EB-LT-03	IPD/EB-LN-03	IPD/EB-LR-03	IPD/EB-LW-03
	5,0	IPD/EB-LT-05	IPD/EB-LN-05	IPD/EB-LR-05	IPD/EB-LW-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
	IPD/EB-PT-06	IPD/EB-PN-06	IPD/EB-PR-06	IPD/EB-PW-06
	IPD/EB-PT-07	IPD/EB-PN-07	IPD/EB-PR-07	IPD/EB-PW-07
Tornillo coping	IPD/EB-TT-00/C	IPD/EB-TN-00/C	IPD/EB-TR-00/C	IPD/EB-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
3,5	IPD/EB-DT-03	IPD/EB-DN-03	IPD/EB-DR-03	IPD/EB-DW-03
4,5	IPD/EB-DT-04	IPD/EB-DN-04	IPD/EB-DR-04	IPD/EB-DW-04
5,5	IPD/EB-DT-05	IPD/EB-DN-05	IPD/EB-DR-05	IPD/EB-DW-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
1.27 Hex	18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18
	25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25
	32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	XS ø3.0	S ø3.6	M ø4.2	L ø4.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad ZIMMER®

Serie FA SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	10	IPD/FA-SN-00	IPD/FA-SR-00	IPD/FA-SW-00
	15	IPD/FA-SN-02	IPD/FA-SR-02	IPD/FA-SW-02
	10	IPD/FA-SN-01	IPD/FA-SR-01	IPD/FA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	0,5	IPD/FA-IN-00/3D	IPD/FA-IR-00/3D	IPD/FA-IW-00/3D
	1,5	IPD/FA-IN-02/3D	IPD/FA-IR-02/3D	-
	2,5	IPD/FA-IN-04/3D	IPD/FA-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/FA-IN-01/3D	IPD/FA-IR-01/3D	IPD/FA-IW-01/3D
	1,5	IPD/FA-IN-03/3D	IPD/FA-IR-03/3D	-
	2,5	IPD/FA-IN-05/3D	IPD/FA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	0,5	IPD/FA-IN-00/SI	IPD/FA-IR-00/SI	-
	1,5	IPD/FA-IN-02/SI	IPD/FA-IR-02/SI	-
	2,5	IPD/FA-IN-04/SI	IPD/FA-IR-04/SI	-

Tornillo IPD/FA-TR-00/TIN incluido.



TORNILLOS

Revesti- miento	Llave	Asiento	ø3.5	ø4.5	ø5.7
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/FA-TR-00	IPD/FA-TR-00	IPD/FA-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/FA-TR-00/TIN	IPD/FA-TR-00/TIN	IPD/FA-TR-00/TIN
	TPA	Cónico	IPD/FA-TR-50	IPD/FA-TR-50	IPD/FA-TR-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/FA-TR-00/BLC	IPD/FA-TR-00/BLC	IPD/FA-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.5	ø4.5	ø5.7
Recto	0,9	IPD/FA-MN-00	-	-
	1,5	IPD/FA-MN-01	IPD/FA-MR-01	-
	2,5	IPD/FA-MN-02	IPD/FA-MR-02	-
	3,5	IPD/FA-MN-03	IPD/FA-MR-03	-
	4,5	IPD/FA-MN-04	IPD/FA-MR-04	-
17°	2,5	IPD/FA-MN-12	-	-
	3,0	-	IPD/FA-MR-13	-
	3,5	IPD/FA-MN-13	-	-
	4,0	-	IPD/FA-MR-14	-
30°	3,5	IPD/FA-MN-33	IPD/FA-MR-33	-
	4,5	IPD/FA-MN-34	IPD/FA-MR-34	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.5	ø4.5	ø5.7
Análogo		IPD/FA-AN-00	IPD/FA-AR-00	IPD/FA-AW-00
	Análogo	IPD/FA-AN-00/3D	IPD/FA-AR-00/3D	IPD/FA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	Recto	IPD/FA-BN-00	IPD/FA-BR-00	-
	15°	IPD/FA-BN-10	IPD/FA-BR-10	-
	25°	IPD/FA-BN-20	IPD/FA-BR-20	-
	Recto	IPD/FA-BN-01	IPD/FA-BR-01	-
	15°	IPD/FA-BN-11	IPD/FA-BR-11	-
	25°	IPD/FA-BN-21	IPD/FA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	Recto / Angulado	IPD/FA-BN-00/3D	-	-
	Recto	-	IPD/FA-BR-00/3D	-
	Angulado	-	IPD/FA-BR-A0/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/FA-BN-01/3D	-	-
	Recto	-	IPD/FA-BR-01/3D	-
	Angulado	-	IPD/FA-BR-A1/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	IPD/FA-HN-00	IPD/FA-HR-00	IPD/FA-HW-00
	IPD/FA-RN-00	IPD/FA-RR-00	IPD/FA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	1,0	IPD/FA-LN-01	IPD/FA-LR-01	-
	2,0	IPD/FA-LN-02	IPD/FA-LR-02	-
	3,0	IPD/FA-LN-03	IPD/FA-LR-03	-
	4,0	IPD/FA-LN-04	IPD/FA-LR-04	-
	5,0	IPD/FA-LN-05	IPD/FA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	IPD/FA-PN-06	IPD/FA-PR-06	IPD/FA-PW-06
	IPD/FA-PN-07	IPD/FA-PR-07	IPD/FA-PW-07
Tornillo coping	IPD/FA-TR-00/C	IPD/FA-TR-00/C	IPD/FA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	ø3.5	ø4.5	ø5.7
Coping cubierta abierta	IPD/FA-CN-00	-	IPD/FA-CW-00

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.5	ø4.5	ø5.7
1,5	IPD/FA-DN-01	IPD/FA-DR-01	-
3,0	IPD/FA-DN-03	IPD/FA-DR-03	IPD/FA-DW-03
5,0	IPD/FA-DN-05	IPD/FA-DR-05	IPD/FA-DW-05



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura (mm)	ø3.5	ø4.5	ø5.7
Recto	1,0	IPD/FA-PN-00	-	-
	2,0	IPD/FA-PN-01	-	-
15º	1,0	IPD/FA-PN-02	-	-
	2,0	IPD/FA-PN-03	-	-
25º	1,0	IPD/FA-PN-04	-	-
	2,0	IPD/FA-PN-05	-	-



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.5	ø5.7
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.5	ø5.7
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01



Para más información, consulte la **página 216**.



Compatibilidad

ZIMMER®

Serie **FB SWISSPLUS®**

[ø4.8]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø4.8
	10	IPD/DA-SR-00
	15	IPD/DA-SR-02
	10	IPD/DA-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE  Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø4.8
	0,4	IPD/DA-IR-00/3D
	0,4	IPD/DA-IR-01/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Compatibilidad	Asiento	ø4.8
-	Torx	SynOcta®	Cónico	IPD/DA-TR-00
	1.25 Hex	Nivel de implante		IPD/FB-TR-00
				IPD/FB-TR-01
TiN	Torx	SynOcta®	Cónico	IPD/DA-TR-00/TiN
				IPD/FB-TR-00/TiN
	1.25 Hex	Nivel de implante		IPD/FB-TR-01/TiN
	TPA	SynOcta®		IPD/DA-TR-50
		Nivel de implante		IPD/DA-TR-51
BLC	Torx	Nivel de implante	Cónico	IPD/FB-TR-00/BLC
				IPD/FB-TR-01/BLC

IPD/FB-TR-00, /TiN y /BLC son tornillos exclusivos a nivel de implante para pilares originales SWISSPLUS®.

IPD/FB-TR-01, /TiN y /BLC son tornillos a nivel de implante compatibles para su uso con pilares IPD.



PILAR MULTI-UNIT RECTO

	Altura gingival	ø4.8
Recto	0,9	IPD/DA-MR-01

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		Ø4.8
Análogo		IPD/DA-AR-00
	Análogo	IPD/DA-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Compatibilidad	Ø4.8
	Recto	Nivel de implante	IPD/DA-BR-00
		SynOcta®	IPD/DA-BR-03
	15°	Nivel de implante	IPD/DA-BR-10
		SynOcta®	IPD/DA-BR-13
	25°	Nivel de implante	IPD/DA-BR-20
	Recto	Nivel de implante	IPD/DA-BR-01
		SynOcta®	IPD/DA-BR-02
	15°	Nivel de implante	IPD/DA-BR-11
		SynOcta®	IPD/DA-BR-12
	25°	Nivel de implante	IPD/DA-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Compatibilidad	Ø4.8
	Recto / Angulado	Nivel de implante	IPD/DA-BR-00/3D
		SynOcta®	IPD/DA-BR-03/3D
	Recto / Angulado	Nivel de implante	IPD/DA-BR-01/3D
		SynOcta®	IPD/DA-BR-02/3D
Scan Body			IPD/SC-AN-B2



CALCINABLE

Indicación	Compatibilidad	Ø4.8
	Nivel de implante	IPD/DA-HR-01
	SynOcta®	IPD/DA-HR-00
	Nivel de implante	IPD/DA-RR-01
	SynOcta®	IPD/DA-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Ø4.8
	1,0	IPD/DA-LR-01
	2,0	IPD/DA-LR-02
	3,0	IPD/DA-LR-03

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Compatibilidad	Ø4.8
	Nivel de implante	IPD/DA-PR-06
	SynOcta®	IPD/DA-PR-09
	Nivel de implante	IPD/DA-PR-07
	SynOcta®	IPD/DA-PR-08
Tornillo coping	Nivel de implante	IPD/DA-TR-01/C
	SynOcta®	IPD/DA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Ø4.8
0,0 Tapa de cierre	IPD/DA-DR-00
1,5	IPD/DA-DR-01
3,0	IPD/DA-DR-03
4,5	IPD/DA-DR-04



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO


	Compatibilidad	Ø4.8
Recto	Nivel de implante	IPD/DA-PR-01
	SynOcta®	IPD/DA-PR-00



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Ø4.8
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32
Torx	18	IPD/PT-00-18
	25	IPD/PT-00-25
	32	IPD/PT-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
	18	IPD/KA-CT-18
TPA	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Ø4.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la [página 216](#).





Compatibilidad ZIMMER®

Serie FC EZTETIC®

[NP ø3.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP ø3.1
	10	IPD/FC-ST-00
	15	IPD/FC-ST-02
	10	IPD/FC-ST-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP ø3.1
	1,0	IPD/FC-IT-00/3D
	2,0	IPD/FC-IT-02/3D
	3,0	IPD/FC-IT-04/3D
	1,0	IPD/FC-IT-01/3D
	2,0	IPD/FC-IT-03/3D
	3,0	IPD/FC-IT-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP ø3.1
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/FC-TT-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/FC-TT-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/FC-TT-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/FC-TT-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP ø3.1
	1,5	IPD/FC-MT-01
	2,5	IPD/FC-MT-02
	3,5	IPD/FC-MT-03
17°	2,5	IPD/FC-MT-12
30°	3,5	IPD/FC-MT-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipos		NP ø3.1
Análogo		IPD/FC-AT-00
	Análogo	IPD/FC-AT-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	NP ø3.1
	Recto	IPD/FC-BT-00
	15º	IPD/FC-BT-10
	Recto	IPD/FC-BT-01
	15º	IPD/FC-BT-11

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP ø3.1
	Recto / Angulado	IPD/FC-BT-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/FC-BT-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP ø3.1
	2,0	IPD/FC-LT-02
	3,0	IPD/FC-LT-03
	4,0	IPD/FC-LT-04
	5,0	IPD/FC-LT-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP ø3.1
	IPD/FC-PT-06
	IPD/FC-PT-07
Tornillo coping	IPD/FC-TT-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP ø3.1
1,0	IPD/FC-DT-01
2,5	IPD/FC-DT-02
4,0	IPD/FC-DT-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP ø3.1
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP ø3.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad

BTI®

Serie GA EXTERNA

[Tiny® ø3.5 / Universal ø4.1 / Ancha ø5.5]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	10	IPD/GA-SN-00	IPD/AA-SR-00	-
	15	IPD/GA-SN-02	IPD/AA-SR-02	-
	10	IPD/GA-SN-01	IPD/AA-SR-01	-

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®


Indicación	Altura gingival	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	-
	1,5	IPD/GA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	-
	1,5	IPD/GA-IN-03/3D	IPD/AA-IR-03/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
-	1.20 Hex	Plano	IPD/GA-TN-00	-	IPD/GA-TW-00
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00	-
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/GA-TN-00/TIN	-	IPD/GA-TW-00/TIN
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00/TIN	-
	TPA	Plano	IPD/GA-TN-50	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52
		Cónico	-	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/GA-TN-00/BLC	-	IPD/GA-TW-00/BLC
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00/BLC	-



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.

ANÁLOGOS

Tipo		Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
Análogo		IPD/GA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/GA-AW-00
	Análogo	IPD/GA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	-
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	-
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	-



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	Recto	IPD/GA-BN-00	IPD/AA-BR-00	-
	15°	IPD/GA-BN-10	IPD/AA-BR-10	-
	25°	IPD/GA-BN-20	IPD/AA-BR-20	-
	Recto	IPD/GA-BN-01	IPD/AA-BR-01	-
	15°	IPD/GA-BN-11	IPD/AA-BR-11	-
	25°	IPD/GA-BN-21	IPD/AA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	Recto / Angulado	IPD/GA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/GA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	-	IPD/AA-HR-00	IPD/GA-HW-00
	-	IPD/AA-RR-00	IPD/GA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	1,0	IPD/GA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	IPD/GA-LN-03	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	IPD/GA-LN-05	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	-	IPD/AA-PR-06	-
	-	IPD/AA-PR-07	-
Tornillo coping	-	IPD/AA-TR-00/C	-


El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Indicación	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
Coping cubierta abierta	IPD/GA-CN-00	IPD/AA-CR-00	-
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
2,0	-	IPD/AA-DR-02	-
3,0	-	IPD/AA-DR-03	-
4,0	IPD/GA-DN-04	IPD/AA-DR-04	-
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Altura (mm)	Angulación	Tiny® ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	-	Recto	IPD/GA-PN-00	IPD/AA-PR-00	IPD/GA-PW-00
			-	-	IPD/GA-PW-01
	1,0	15º	-	IPD/AA-PR-02	-
		25º	-	IPD/AA-PR-03	-
	2,0	15º	-	IPD/AA-PR-04	-
		25º	-	IPD/AA-PR-05	-
		Recto	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.

El modelo IPD/GA-PW-01 tiene un hombro más ancho que la referencia IPD/GA-PW-00.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Tiny® Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad

BTI®

Serie GB INTERNA

[Estrecha ø3.5 / Universal ø4.1 / Ancha ø5.5]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	10	IPD/GD-SN-00	IPD/GB-SR-00	-
	15	IPD/GD-SN-02	IPD/GB-SR-02	-
	10	IPD/GD-SN-01	IPD/GB-SR-01	-

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	0,5	IPD/GD-IN-00/3D	IPD/GB-IR-00/3D	-
	1,5	IPD/GD-IN-02/3D	IPD/GB-IR-02/3D	-
	2,5	IPD/GD-IN-04/3D	IPD/GB-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/GD-IN-01/3D	IPD/GB-IR-01/3D	-
	1,5	IPD/GD-IN-03/3D	IPD/GB-IR-03/3D	-
	2,5	IPD/GD-IN-05/3D	IPD/GB-IR-05/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS


Revestimiento	Llave	Asiento	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
-	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00	IPD/GB-TR-00	IPD/GB-TR-00
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00/TiN	IPD/GB-TR-00/TiN	IPD/GB-TR-00/TiN
	TPA	Plano	IPD/GB-TR-50	IPD/GB-TR-50	IPD/GB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00/BLC	IPD/GB-TR-00/BLC	IPD/GB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Estrecha Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
Recto	1,0	IPD/GD-MN-01	IPD/GB-MR-01	-
	2,0	IPD/GD-MN-02	IPD/GB-MR-02	-
	3,0	IPD/GD-MN-03	IPD/GB-MR-03	-
	4,0	IPD/GD-MN-04	IPD/GB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/GB-MR-05	-
17°	2,5	IPD/GD-MN-12	-	-
	3,0	-	IPD/GB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/GB-MR-14	-
30°	3,5	IPD/GD-MN-33	-	-
	4,0	-	IPD/GB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/GB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Referencias IPD/GD-MN-12 e IPD/GD-MN-33 próximamente, consulte disponibilidad.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		Estrecha Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
Análogo		IPD/GD-AN-00	IPD/GB-AR-00	IPD/GB-AW-00
Análogo digital	Análogo	IPD/GD-AN-00/3D	IPD/GB-AR-00/3D	-
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	-
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	-



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Estrecha Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	Recto	-	IPD/GB-BR-00	-
	15°	-	IPD/GB-BR-10	-
	25°	-	IPD/GB-BR-20	-
	Recto	-	IPD/GB-BR-01	-
	15°	-	IPD/GB-BR-11	-
	25°	-	IPD/GB-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Estrecha Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	Recto / Angulado	-	IPD/GB-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	-	IPD/GB-BR-01/3D	-
Scan Body		-	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación	Estrecha Ø3.5	Universal Ø4.1	Ancha Ø5.5
	-	IPD/GB-HR-00	-
	-	IPD/GB-RR-00	IPD/GB-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura (mm)	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	1,0	-	IPD/GB-LR-01	-
	2,0	IPD/GD-LN-02	-	-
	3,0	IPD/GD-LN-03	IPD/GB-LR-03	-
	4,0	IPD/GD-LN-04	-	-
	5,0	-	IPD/GB-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
	IPD/GD-PN-06	IPD/GB-PR-06	-
	IPD/GD-PN-07	IPD/GB-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/GD-TN-00/C	IPD/GB-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
1,0	IPD/GD-DN-01	IPD/GB-DR-01	-
2,0	IPD/GD-DN-02	-	-
3,0	IPD/GD-DN-03	IPD/GB-DR-03	-
5,0	-	IPD/GB-DR-05	-



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Estrecha ø3.5	Universal ø4.1	Ancha ø5.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

BTI®

Serie GC MULTI-IM®

[Ø4.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Ø4.1
	10	IPD/GC-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®


Indicación	Altura gingival	Ø4.1
	0,3	IPD/GC-IR-01/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Ø4.1
-	1.20 Hex	Plano	IPD/GC-TR-01
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/GC-TR-01/TiN
	TPA	Plano	IPD/AB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/GC-TR-01/BLC



ANÁLOGOS

Tipo		Ø4.1
Análogo		IPD/GC-AR-00
Análogo digital	Análogo	IPD/GC-AR-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Ø4.1
	Recto	IPD/GC-BR-01
	15º	IPD/GC-BR-11
	25º	IPD/GC-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Ø4.1
	Recto / Angulado	IPD/GC-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B2



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Ø4.1
	IPD/GC-PR-07
Tornillo coping	IPD/GC-TR-01/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Ø4.1
4,0	IPD/GC-DR-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Ø4.1
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Ø4.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

BTI®

Serie GD CORE*

[CORE Ø3.5]

*No compatible con implantes de 4,5 mm de longitud



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	CORE Ø 3.5
	10	IPD/GD-SN-00
	15	IPD/GD-SN-02
	10	IPD/GD-SN-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE  Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	CORE Ø 3.5
	0,5	IPD/GD-IN-00/3D
	1,5	IPD/GD-IN-02/3D
	2,5	IPD/GD-IN-04/3D
	0,5	IPD/GD-IN-01/3D
	1,5	IPD/GD-IN-03/3D
	2,5	IPD/GD-IN-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	CORE Ø 3.5
-	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00/TiN
	TPA	Plano	IPD/GB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/GD-TN-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	CORE Ø 3.5
	1,0	IPD/GD-MN-01
	2,0	IPD/GD-MN-02
	3,0	IPD/GD-MN-03
	4,0	IPD/GD-MN-04
Recto		
	2,5	IPD/GD-MN-12
17°		
	3,5	IPD/GD-MN-33
30°		



Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Referencias IPD/GD-MN-12 e IPD/GD-MN-33 próximamente, consulte disponibilidad

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.

ANÁLOGOS

Tipo	CORE ø 3.5	
Análogo	IPD/GD-AN-00	
	Análogo	IPD/GD-AN-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01

RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	CORE ø 3.5
	2,0	IPD/GD-LN-02
	3,0	IPD/GD-LN-03
	4,0	IPD/GD-LN-04

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.

RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	CORE ø 3.5
	IPD/GD-PN-06
	IPD/GD-PN-07
Tornillo coping	IPD/GD-TN-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.

CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	CORE ø 3.5
1,0	IPD/GD-DN-01
2,0	IPD/GD-DN-02
3,0	IPD/GD-DN-03

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS


LLAVE

Tipo	Longitud (mm)	CORE ø 3.5
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00

ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	CORE ø 3.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad MICRODENT®

Serie HA MICRODENT® SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCANEO

Indicación	ø3.5	ø4.2	ø5.1
	-	-	IPD/NA-SW-00
	-	-	IPD/NA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®


Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.2	ø5.1
	1,3	-	-	IPD/NA-IW-02/3D
	1,3	-	-	IPD/NA-IW-03/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revesti- miento	Llave	Asiento	ø3.5	ø4.2	ø5.1	
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00	-	-	
	1.75 Hex		-	IPD/HA-TR-00	IPD/HA-TR-00	
	1.25 Hex		-	-	IPD/NA-TW-00	
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00/TiN	-	-	
	1.75 Hex		-	IPD/HA-TR-00/TiN	IPD/HA-TR-00/TiN	
	TPA		IPD/HA-TN-50	IPD/HA-TR-50	IPD/HA-TR-50	
			-	-	IPD/MB-TR-50	
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00/BLC	-	-	
	1.75 Hex		-	IPD/HA-TR-00/BLC	IPD/HA-TR-00/BLC	



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.5	ø4.2	ø5.1
Análogo		IPD/HA-AN-00	IPD/HA-AR-00	IPD/HA-AW-00
Análogo digital	Análogo	-	-	IPD/NA-AW-00/3D
	Tornillo inferior	-	-	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	-	-	IPD/KA-TA-01



CALCINABLE

Indicación	ø3.5	ø4.2	ø5.1
	IPD/HA-HN-00	IPD/HA-HR-00	IPD/HA-HW-00
	IPD/HA-RN-00	IPD/HA-RR-00	IPD/HA-RW-00



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.5	ø4.2	ø5.1
	-	-	IPD/NA-PW-06
	-	-	IPD/NA-PW-07
Tornillo coping	-	-	IPD/NA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.5	ø4.2	ø5.1
3,0	-	-	IPD/NA-DW-03
5,0	-	-	IPD/NA-DW-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.2	ø5.1
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.2	ø5.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad MICRODENT®

Serie **HB** MICRODENT® UNIVERSAL™
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	10	-	IPD/AA-SR-00	IPD/BA-SW-00
	15	-	IPD/AA-SR-02	IPD/BA-SW-02
	10	-	IPD/AA-SR-01	IPD/BA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/BA-IW-00/3D
	1,5	-	IPD/AA-IR-02/3D	IPD/BA-IW-02/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/BA-IW-01/3D
	1,5	-	IPD/AA-IR-03/3D	IPD/BA-IW-03/3D
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.5	ø4.1	ø5.1
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00	IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/TIN
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN
	TPA	Cónico	IPD/HA-TN-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50
		Plano	-	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/HA-TN-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC	IPD/BA-TR-00/BLC
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.5	ø4.1	ø5.1
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.5	ø4.1	ø5.1
Análogo		IPD/HA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/BA-AW-00
Análogo digital	Análogo	-	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/BA-AW-00/3D
	Tornillo inferior	-	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	-	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	Recto	-	IPD/AA-BR-00	IPD/BA-BW-00
	15º	-	IPD/AA-BR-10	IPD/BA-BW-10
	25º	-	IPD/AA-BR-20	IPD/BA-BW-20
	Recto	-	IPD/AA-BR-01	IPD/BA-BW-01
	15º	-	IPD/AA-BR-11	IPD/BA-BW-11
	25º	-	IPD/AA-BR-21	IPD/BA-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	Recto / Angulado	-	IPD/AA-BR-00/3D	IPD/BA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	-	IPD/AA-BR-01/3D	IPD/BA-BW-01/3D
Scan Body		-	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación		ø3.5	ø4.1	ø5.1
		IPD/HA-HN-00	IPD/AA-HR-00	IPD/BA-HW-00
		IPD/HA-RN-00	IPD/AA-RR-00	IPD/BA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	1,0	-	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	-	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	-	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	-	IPD/AA-PR-06	-
	-	IPD/AA-PR-07	-
Tornillo coping	-	IPD/AA-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	ø3.5	ø4.1	ø5.1
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/BA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.5	ø4.1	ø5.1
2,0	-	IPD/AA-DR-02	IPD/BA-DW-02
3,0	-	IPD/AA-DR-03	IPD/BA-DW-03
4,0	-	IPD/AA-DR-04	IPD/BA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Altura (mm)	Angulación	ø3.5	ø4.1	ø5.1
	1,0	Recto	-	IPD/AA-PR-00	-
		15°	-	IPD/AA-PR-02	-
		25°	-	IPD/AA-PR-03	-
	2,0	15°	-	IPD/AA-PR-04	-
		25°	-	IPD/AA-PR-05	-
		Recto	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.2	ø5.1
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.5	ø4.2	ø5.1
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad DENTSPLY®

Serie IA XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	10	IPD/IA-SN-00	IPD/IA-SR-00	-
	15	IPD/IA-SN-02	IPD/IA-SR-02	-
	10	IPD/IA-SN-01	IPD/IA-SR-01	-

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	0,5	-	IPD/IA-IR-00/3D	-
	1,5	IPD/IA-IN-02/3D	IPD/IA-IR-02/3D	-
	0,5	-	IPD/IA-IR-01/3D	-
	1,5	IPD/IA-IN-03/3D	IPD/IA-IR-03/3D	-

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revesti- miento	Llave	Asiento	ø3.4	ø3.8	ø4.5
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/IA-TR-00	IPD/IA-TR-00	IPD/IA-TR-00
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/IA-TR-00/TiN	IPD/IA-TR-00/TiN	IPD/IA-TR-00/TiN
	TPA		IPD/IA-TR-50	IPD/IA-TR-50	IPD/IA-TR-50
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/IA-TR-00/BLC	IPD/IA-TR-00/BLC	IPD/IA-TR-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.4	ø3.8	ø4.5
Análogo		IPD/IA-AN-00	IPD/IA-AR-00	IPD/IA-AW-00
	Análogo	IPD/IA-AN-00/3D	IPD/IA-AR-00/3D	-
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	-
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	-



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	Recto	IPD/IA-BN-00	IPD/IA-BR-00	-
	15º	-	IPD/IA-BR-10	-
	25º	-	IPD/IA-BR-20	-
	Recto	IPD/IA-BN-01	IPD/IA-BR-01	-
	15º	-	IPD/IA-BR-11	-
	25º	-	IPD/IA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	Recto / Angulado	IPD/IA-BN-00/3D	IPD/IA-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/IA-BN-01/3D	IPD/IA-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	-	IPD/IA-HR-00	IPD/IA-HW-00
	-	IPD/IA-RR-00	IPD/IA-RW-00



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.4	ø3.8	ø4.5
	IPD/IA-PN-06	IPD/IA-PR-06	IPD/IA-PW-06
	IPD/IA-PN-07	IPD/IA-PR-07	IPD/IA-PW-07
Tornillo coping	IPD/IA-TR-00/C	IPD/IA-TR-00/C	IPD/IA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.4	ø3.8	ø4.5
2,0	IPD/IA-DN-02	IPD/IA-DR-02	IPD/IA-DW-02
3,5	IPD/IA-DN-03	IPD/IA-DR-03	IPD/IA-DW-03
5,0	IPD/IA-DN-05	IPD/IA-DR-05	IPD/IA-DW-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.4	ø3.8	ø4.5
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.4	ø3.8	ø4.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad: DENTSPLY®

Serie IB ANKYLOS® [c/X]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	C/X
	10	IPD/IB-SR-00
	15	IPD/IB-SR-02
	10	IPD/IB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	C/X
	1,5	IPD/IB-IR-02/3D
	2,5	IPD/IB-IR-04/3D
	1,5	IPD/IB-IR-03/3D
	2,5	IPD/IB-IR-05/3D

Tornillo incluido.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	C/X
-	1.00 Hex	Cónico para Balance base Narrow	IPD/IB-TR-00
		Conical para interfase rotatoria	IPD/IB-TR-01
TiN	TPA	Cónico	IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 es un tornillo específico para la interfase Hollow IPD/IB-IR-31.



ANÁLOGOS

Tipo		C/X
Análogo		IPD/IB-AR-00
	Análogo	IPD/IB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	C/X
	1,5	IPD/IB-LR-01
	3,0	IPD/IB-LR-03
	5,0	IPD/IB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	C/X
Coping cubierta abierta	IPD/IB-CR-00
Diseño clásico.	



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	C/X
3,0	IPD/IB-DR-03



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	C/X
1.00 Hex	18	IPD/PH-00-18
	25	IPD/PH-00-25
	32	IPD/PH-00-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	C/X
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad CAMLOG®

Serie JA CAMLOG® IMPLANT SYSTEM [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 / ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
	10	IPD/JA-SN-00	IPD/JA-SR-00	IPD/JA-SW-00	IPD/JA-SX-00
	15	IPD/JA-SN-02	IPD/JA-SR-02	IPD/JA-SW-02	IPD/JA-SX-02
	10	IPD/JA-SN-01	IPD/JA-SR-01	IPD/JA-SW-01	IPD/JA-SX-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
	0,5	IPD/JA-IN-00/3D	IPD/JA-IR-00/3D	IPD/JA-IW-00/3D	IPD/JA-IX-00/3D
	1,5	IPD/JA-IN-02/3D	IPD/JA-IR-02/3D	IPD/JA-IW-02/3D	IPD/JA-IX-02/3D
	0,5	IPD/JA-IN-01/3D	IPD/JA-IR-01/3D	IPD/JA-IW-01/3D	IPD/JA-IX-01/3D
	1,5	IPD/JA-IN-03/3D	IPD/JA-IR-03/3D	IPD/JA-IW-03/3D	IPD/JA-IX-03/3D

Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
	Ti	12	IPD/JA-XN-00	IPD/JA-XR-00	IPD/JA-XW-00	IPD/JA-XX-00
Análogo fresado			IPD/JA-AN-00/X	IPD/JA-AR-00/X	IPD/JA-AW-00/X	IPD/JA-AX-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/JA-TR-00	IPD/JA-TR-00	IPD/JA-TR-00	IPD/JA-TX-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/JA-TR-00/TiN	IPD/JA-TR-00/TiN	IPD/JA-TR-00/TiN	IPD/JA-TX-00/TiN
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/JA-TR-00/BLC	IPD/JA-TR-00/BLC	IPD/JA-TR-00/BLC	IPD/JA-TX-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
Recto	1,0	-	IPD/JA-MR-01	IPD/JA-MW-01	IPD/JA-MX-01
	2,0	-	IPD/JA-MR-02	IPD/JA-MW-02	IPD/JA-MX-02
17°	2,5	-	IPD/JA-MR-12	IPD/JA-MW-12	IPD/JA-MX-12
30°	3,5	-	IPD/JA-MR-33	IPD/JA-MW-33	IPD/JA-MX-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Multi-units anguladas sujetas a disponibilidad.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
Análogo		IPD/JA-AN-00	IPD/JA-AR-00	IPD/JA-AW-00	IPD/JA-AX-00
	Análogo	IPD/JA-AN-00/3D	IPD/JA-AR-00/3D	IPD/JA-AW-00/3D	IPD/JA-AX-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
	1,0	-	IPD/JA-LR-01	IPD/JA-LW-01	IPD/JA-LX-01
	2,0	-	-	-	IPD/JA-LX-02
	3,0	-	IPD/JA-LR-03	IPD/JA-LW-03	IPD/JA-LX-03
	4,0	-	-	-	IPD/JA-LX-04
	5,0	-	IPD/JA-LR-05	IPD/JA-LW-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
	IPD/JA-PN-06	IPD/JA-PR-06	IPD/JA-PW-06	IPD/JA-PX-06
	IPD/JA-PN-07	IPD/JA-PR-07	IPD/JA-PW-07	IPD/JA-PX-07
Tornillo coping	IPD/JA-TR-00/C	IPD/JA-TR-00/C	IPD/JA-TR-00/C	IPD/JA-TX-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
2,0	IPD/JA-DN-02	IPD/JA-DR-02	IPD/JA-DW-02	IPD/JA-DX-02
4,0	IPD/JA-DN-04	IPD/JA-DR-04	IPD/JA-DW-04	IPD/JA-DX-04
6,0	IPD/JA-DN-06	IPD/JA-DR-06	IPD/JA-DW-06	IPD/JA-DX-06



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3	ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01




Para más información, consulte la **página 216**.



Compatibilidad CAMLOG®

Serie JB CONELOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3
	10	IPD/JB-ST-00	IPD/JB-SN-00	IPD/JB-SR-00
	15	IPD/JB-ST-02	IPD/JB-SN-02	IPD/JB-SR-02
	10	IPD/JB-ST-01	IPD/JB-SN-01	IPD/JB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.3
	0,5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/JB-IR-00/3D
	1,5	IPD/JB-IT-02/3D	IPD/JB-IN-02/3D	IPD/JB-IR-02/3D
	0,5	IPD/JB-IT-01/3D	IPD/JB-IN-01/3D	IPD/JB-IR-01/3D
	1,5	IPD/JB-IT-03/3D	IPD/JB-IN-03/3D	IPD/JB-IR-03/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	ø3.3	ø3.8	ø4.3
	Ti	12	IPD/JB-XT-00	IPD/JB-XR-00	IPD/JB-XR-00
Análogo fresado			IPD/JB-AT-00/X	IPD/JB-AR-00/X	IPD/JB-AR-00/X

También disponible para la plataforma ø5.0: IPD/JB-XW-00 (Prefresado), IPD/JB-AW-00/X (Fresado análogo) e IPD/JB-TW-00 (Tornillo)
Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revesti- miento	Llave	Asiento	ø3.3	ø3.8	ø4.3
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00	IPD/JB-TR-00	IPD/JB-TR-00
			IPD/JB-TR-01	IPD/JB-TR-01	IPD/JB-TR-01
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00/TiN	IPD/JB-TR-00/TiN	IPD/JB-TR-00/TiN
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00/BLC	IPD/JB-TR-00/BLC	IPD/JB-TR-00/BLC

IPD/JB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.3
Recto	1,5	-	IPD/JB-MN-01	IPD/JB-MR-01
	2,5	-	IPD/JB-MN-02	IPD/JB-MR-02
17°	2,5	-	IPD/JB-MN-12	IPD/JB-MR-12
30°	3,5	-	IPD/JB-MN-33	IPD/JB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.3	ø3.8	ø4.3
Análogo		IPD/JB-AT-00	IPD/JB-AN-00	IPD/JB-AR-00
	Análogo	IPD/JB-AT-00/3D	IPD/JB-AN-00/3D	IPD/JB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.3
	2,0	-	IPD/JB-LN-02	IPD/JB-LR-02
	3,0	-	IPD/JB-LN-03	IPD/JB-LR-03
	4,0	-	IPD/JB-LN-04	IPD/JB-LR-04

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.3	ø3.8	ø4.3
	IPD/JB-PT-06	IPD/JB-PN-06	IPD/JB-PR-06
	IPD/JB-PT-07	IPD/JB-PN-07	IPD/JB-PR-07
Tornillo coping	IPD/JB-TR-00/C	IPD/JB-TR-00/C	IPD/JB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN


Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3
2,0	IPD/JB-DT-02	IPD/JB-DN-02	IPD/JB-DR-02
4,0	IPD/JB-DT-04	IPD/JB-DN-04	IPD/JB-DR-04
6,0	IPD/JB-DT-06	IPD/JB-DN-06	IPD/JB-DR-06



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.3
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad: BIOHORIZONS®

Serie LB TAPERED INTERNAL [ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	10	IPD/LB-ST-00	IPD/LB-SN-00	IPD/LB-SR-00	IPD/LB-SW-00
	15	IPD/LB-ST-02	IPD/LB-SN-02	IPD/LB-SR-02	IPD/LB-SW-02
	10	IPD/LB-ST-01	IPD/LB-SN-01	IPD/LB-SR-01	IPD/LB-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	0,5	IPD/LB-IT-00/3D	IPD/LB-IN-00/3D	IPD/LB-IR-00/3D	IPD/LB-IW-00/3D
	1,5	IPD/LB-IT-02/3D	IPD/LB-IN-02/3D	IPD/LB-IR-02/3D	-
	2,5	IPD/LB-IT-04/3D	IPD/LB-IN-04/3D	IPD/LB-IR-04/3D	-
	0,5	IPD/LB-IT-01/3D	IPD/LB-IN-01/3D	IPD/LB-IR-01/3D	IPD/LB-IW-01/3D
	1,5	IPD/LB-IT-03/3D	IPD/LB-IN-03/3D	IPD/LB-IR-03/3D	-
	2,5	IPD/LB-IT-05/3D	IPD/LB-IN-05/3D	IPD/LB-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
	Ti	12	IPD/LB-XT-00	IPD/LB-XN-00	IPD/LB-XR-00	IPD/LB-XW-00
Análogo fresado			IPD/LB-AT-00/X	IPD/LB-AN-00/X	IPD/LB-AR-00/X	IPD/LB-AW-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
-	1.27 Hex	Cónico	IPD/LB-TR-00	IPD/LB-TR-00	IPD/LB-TR-00	IPD/LB-TR-00
TiN	1.27 Hex	Cónico	IPD/LB-TR-00/TIN	IPD/LB-TR-00/TIN	IPD/LB-TR-00/TIN	IPD/LB-TR-00/TIN
	TPA	Cónico	IPD/LB-TR-50	IPD/LB-TR-50	IPD/LB-TR-50	IPD/LB-TR-50
BLC	1.27 Hex	Cónico	IPD/LB-TR-00/BLC	IPD/LB-TR-00/BLC	IPD/LB-TR-00/BLC	IPD/LB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
Recto	0,9	-	IPD/FA-MN-00	-	-
	1,0	IPD/LB-MT-01	-	-	-
	1,5	-	IPD/FA-MN-01	IPD/FA-MR-01	-
	2,0	IPD/LB-MT-02	-	-	-
	2,5	-	IPD/FA-MN-02	IPD/FA-MR-02	-
	3,0	IPD/LB-MT-03	-	-	-
	3,5	-	IPD/FA-MN-03	IPD/FA-MR-03	-
	4,5	-	IPD/FA-MN-04	IPD/FA-MR-04	-
17°	2,5	-	IPD/LB-MN-12	-	-
	3,5	-	IPD/LB-MN-13	-	-
30°	3,5	-	IPD/LB-MN-33	-	-
	4,5	-	IPD/LB-MN-34	-	-



Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.

ANÁLOGOS

Tipo		Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
Análogo		IPD/LB-AT-00	IPD/LB-AN-00	IPD/LB-AR-00	IPD/LB-AW-00
Análogo digital	Análogo	IPD/LB-AT-00/3D	IPD/LB-AN-00/3D	IPD/LB-AR-00/3D	IPD/LB-AW-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
	Recto	IPD/LB-BT-00	IPD/LB-BN-00	IPD/LB-BR-00	-
	15°	IPD/LB-BT-10	IPD/LB-BN-10	IPD/LB-BR-10	-
	25°	IPD/LB-BT-20	IPD/LB-BN-20	IPD/LB-BR-20	-
	Recto	IPD/LB-BT-01	IPD/LB-BN-01	IPD/LB-BR-01	-
	15°	IPD/LB-BT-11	IPD/LB-BN-11	IPD/LB-BR-11	-
	25°	IPD/LB-BT-21	IPD/LB-BN-21	IPD/LB-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

TPA
compatible



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
	Recto / Angulado	IPD/LB-BT-00/3D	IPD/LB-BN-00/3D	IPD/LB-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	IPD/LB-BT-01/3D	IPD/LB-BN-01/3D	IPD/LB-BR-01/3D	-
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-

TPA
compatible



CALCINABLE

Indicación	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
	-	IPD/LB-HN-00	IPD/LB-HR-00	IPD/LB-HW-00
	-	IPD/LB-RN-00	IPD/LB-RR-00	IPD/LB-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
	1,0	-	IPD/FA-LN-01	IPD/FA-LR-01	-
	2,0	IPD/LB-LT-02	IPD/FA-LN-02	IPD/FA-LR-02	-
	3,0	IPD/LB-LT-03	IPD/FA-LN-03	IPD/FA-LR-03	-
	4,0	IPD/LB-LT-04	IPD/FA-LN-04	IPD/FA-LR-04	-
	5,0	IPD/LB-LT-05	IPD/FA-LN-05	IPD/FA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
	IPD/LB-PT-06	IPD/LB-PN-06	IPD/LB-PR-06	IPD/LB-PW-06
	IPD/LB-PT-07	IPD/LB-PN-07	IPD/LB-PR-07	IPD/LB-PW-07
Tornillo coping	IPD/LB-TR-00/C	IPD/LB-TR-00/C	IPD/LB-TR-00/C	IPD/LB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
Coping cubierta abierta	-	-	-	IPD/LB-CW-00

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7
1,5	-	IPD/FA-DN-01	IPD/FA-DR-01	-
2,0	IPD/LB-DT-02	-	-	-
3,0	IPD/LB-DT-03	IPD/FA-DN-03	IPD/FA-DR-03	IPD/FA-DW-03
5,0	IPD/LB-DT-05	IPD/FA-DN-05	IPD/FA-DR-05	IPD/FA-DW-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
1.27 Hex	18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18
	25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25
	32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.0	ø3.5	ø4.5	ø5.7
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad BIOHORIZONS®

Serie LC TAPERED PRO CONICAL [Narrow ø3.3 / Regular ø3.8]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Narrow ø3.3	Regular ø3.8	
			Para restauración Slim	Para restauración Regular
	10	IPD/JB-ST-00	IPD/JB-SN-00	IPD/JB-SR-00
	15	IPD/JB-ST-02	IPD/JB-SN-02	IPD/JB-SR-02
	10	IPD/JB-ST-01	IPD/JB-SN-01	IPD/JB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	Narrow ø3.3	Regular ø3.8	
			Para restauración Slim	Para restauración Regular
	0,5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/JB-IR-00/3D
	1,5	IPD/JB-IT-02/3D	IPD/JB-IN-02/3D	IPD/JB-IR-02/3D
	0,5	IPD/JB-IT-01/3D	IPD/JB-IN-01/3D	IPD/JB-IR-01/3D
	1,5	IPD/JB-IT-03/3D	IPD/JB-IN-03/3D	IPD/JB-IR-03/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
	Ti	12	IPD/JB-XT-00	IPD/JB-XR-00
Análogo fresado			IPD/JB-AT-00/X	IPD/JB-AR-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revesti- miento	Llave	Asiento	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00	IPD/JB-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00/TiN	IPD/JB-TR-00/TiN
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/JB-TR-00/BLC	IPD/JB-TR-00/BLC
Herramienta de extracción			IPD/JB-TR-01	IPD/JB-TR-01

IPD/JB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
Recto	1,5	-	IPD/JB-MN-01
	2,5	-	IPD/JB-MN-02
17°	2,5	-	IPD/JB-MN-12
30°	3,5	-	IPD/JB-MN-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		Narrow ø3.3	Regular ø3.8	
		Para restauración Slim		Para restauración Regular
Análogo		IPD/JB-AT-00	IPD/JB-AN-00	IPD/JB-AR-00
	Análogo	IPD/JB-AT-00/3D	IPD/JB-AN-00/3D	IPD/JB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
	2,0	-	IPD/JB-LN-02
	3,0	-	IPD/JB-LN-03
	4,0	-	IPD/JB-LN-04

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Narrow ø3.3	Regular ø3.8	
	Para restauración Slim		Para restauración Regular
	IPD/JB-PT-06	IPD/JB-PN-06	IPD/JB-PR-06
	IPD/JB-PT-07	IPD/JB-PN-07	IPD/JB-PR-07
Tornillo coping	IPD/JB-TR-00/C	IPD/JB-TR-00/C	IPD/JB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN


Altura (mm)	Narrow ø3.3	Regular ø3.8	
	Para restauración Slim		Para restauración Regular
2,0	IPD/JB-DT-02	IPD/JB-DN-02	IPD/JB-DR-02
4,0	IPD/JB-DT-04	IPD/JB-DN-04	IPD/JB-DR-04
6,0	IPD/JB-DT-06	IPD/JB-DN-06	IPD/JB-DR-06



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Narrow ø3.3	Regular ø3.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad SWEDEN & MARTINA®

Serie **MA OUTLINK®**
[$\phi 3.3$ / $\phi 4.1$ / $\phi 5.0$]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	$\phi 3.3$	$\phi 4.1$	$\phi 5.0$
	10	IPD/MA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/BA-SW-00
	15	IPD/MA-SN-02	IPD/AA-SR-02	IPD/BA-SW-02
	10	IPD/MA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/BA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	$\phi 3.3$	$\phi 4.1$	$\phi 5.0$
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/BA-IW-00/3D
	1,5	IPD/MA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	IPD/BA-IW-02/3D
	2,5	IPD/MA-IN-04/3D	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/BA-IW-01/3D
	1,5	IPD/MA-IN-03/3D	IPD/AA-IR-03/3D	IPD/BA-IW-03/3D
	2,5	IPD/MA-IN-05/3D	IPD/AA-IR-05/3D	-


Versión alta de la Custom Interface sin enganche sujeta a disponibilidad.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS


Revestimiento	Llave	Asiento	$\phi 3.3$	$\phi 4.1$	$\phi 5.0$
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/MA-TN-00	IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01
	1.25 Hex	Cónico	IPD/MA-TN-00/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/TIN
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/TIN
TiN	TPA	Cónico	IPD/MA-TN-50	IPD/AA-TR-50	IPD/AA-TR-50
		Plano	-	IPD/AA-TR-52	IPD/AA-TR-52
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/MA-TN-00/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	IPD/AA-TR-01/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.3	ø4.1	ø5.0
Análogo		IPD/MA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/BA-AW-00
	Análogo	IPD/MA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/BA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto	IPD/MA-BN-00	IPD/AA-BR-00	IPD/BA-BW-00
	15°	IPD/MA-BN-10	IPD/AA-BR-10	IPD/BA-BW-10
	25°	-	IPD/AA-BR-20	IPD/BA-BW-20
	Recto	IPD/MA-BN-01	IPD/AA-BR-01	IPD/BA-BW-01
	15°	IPD/MA-BN-11	IPD/AA-BR-11	IPD/BA-BW-11
	25°	-	IPD/AA-BR-21	IPD/BA-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto / Angulado	IPD/MA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	IPD/BA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/MA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	IPD/BA-BW-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	-	IPD/AA-HR-00	IPD/BA-HW-00
	-	IPD/AA-RR-00	IPD/BA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	1,0	-	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	IPD/MA-LN-02	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	IPD/MA-LN-03	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	IPD/MA-LN-04	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	IPD/MA-LN-05	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	IPD/MA-PN-06	IPD/AA-PR-06	-
	IPD/MA-PN-07	IPD/AA-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/MA-TN-00/C	IPD/AA-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	IPD/BA-CW-00
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
2,0	-	IPD/AA-DR-02	IPD/BA-DW-02
3,0	IPD/MA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/BA-DW-03
4,0	IPD/MA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/BA-DW-04
5,0	IPD/MA-DN-05	IPD/AA-DR-05	-



PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Angulación	Altura (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15º	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
		2,0	-	IPD/AA-PR-04	-
		1,0	-	IPD/AA-PR-03	-
	25º	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad SWEDEN & MARTINA®

Serie **MB PREMIUM™ KOHNO®**
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
	10	IPD/MB-ST-00	IPD/MB-SN-00	IPD/MB-SR-00	-
	15	IPD/MB-ST-02	IPD/MB-SN-02	IPD/MB-SR-02	-
	10	IPD/MB-ST-01	IPD/MB-SN-01	IPD/MB-SR-01	-

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
	0,5	IPD/MB-IT-00/3D	-	-	-
	0,7	-	IPD/MB-IN-00/3D	IPD/MB-IR-00/3D	-
	1,5	IPD/MB-IT-02/3D	IPD/MB-IN-02/3D	IPD/MB-IR-02/3D	-
	0,5	IPD/MB-IT-01/3D	-	-	-
	0,7	-	IPD/MB-IN-01/3D	IPD/MB-IR-01/3D	-
	1,5	IPD/MB-IT-03/3D	IPD/MB-IN-03/3D	IPD/MB-IR-03/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/MB-TN-00	IPD/MB-TN-00	IPD/MB-TR-00	IPD/MB-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/MB-TN-00/TiN	IPD/MB-TN-00/TiN	IPD/MB-TR-00/TiN	IPD/MB-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/MB-TN-50	IPD/MB-TN-50	IPD/MB-TR-50	IPD/MB-TR-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/MB-TN-00/BLC	IPD/MB-TN-00/BLC	IPD/MB-TR-00/BLC	IPD/MB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO

Angulación	Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
Recto	1,5	-	IPD/MB-MN-01	-	-
	3,0	-	IPD/MB-MN-03	-	-
	4,0	-	IPD/MB-MN-04	-	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
Análogo		IPD/MB-AT-00	IPD/MB-AN-00	IPD/MB-AR-00	IPD/MB-AW-00
Análogo digital	Análogo	IPD/MB-AT-00/3D	IPD/MB-AN-00/3D	IPD/MB-AR-00/3D	-
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	-
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	-



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación		Angulación	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
		Recto	IPD/MB-BT-00	IPD/MB-BN-00	IPD/MB-BR-00	-
		15°	IPD/MB-BT-10	IPD/MB-BN-10	IPD/MB-BR-10	-
		25°	-	IPD/MB-BN-20	IPD/MB-BR-20	-
		Recto	IPD/MB-BT-01	IPD/MB-BN-01	IPD/MB-BR-01	-
		15°	IPD/MB-BT-11	IPD/MB-BN-11	IPD/MB-BR-11	-
		25°	-	IPD/MB-BN-21	IPD/MB-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación		Angulación	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
		Recto / Angulado	IPD/MB-BT-00/3D	IPD/MB-BN-00/3D	IPD/MB-BR-00/3D	-
		Recto / Angulado	IPD/MB-BT-01/3D	IPD/MB-BN-01/3D	IPD/MB-BR-01/3D	-
Scan Body			IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación		ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
		-	IPD/MB-HN-00	IPD/MB-HR-00	IPD/MB-HW-00
		-	IPD/MB-RN-00	IPD/MB-RR-00	IPD/MB-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación		Altura gingival	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
		1,0	IPD/MB-LT-01	IPD/MB-LN-01	IPD/MB-LR-01	-
		3,0	IPD/MB-LT-03	IPD/MB-LN-03	IPD/MB-LR-03	-
		5,0	-	IPD/MB-LN-05	IPD/MB-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
	IPD/MB-PT-06	IPD/MB-PN-06	IPD/MB-PR-06	-
	IPD/MB-PT-07	IPD/MB-PN-07	IPD/MB-PR-07	-
Tornillo coping	IPD/MB-TN-00/C	IPD/MB-TN-00/C	IPD/MB-TR-00/C	-

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
2,0	-	IPD/MB-DN-02	IPD/MB-DR-02	-
3,0	-	IPD/MB-DN-03	IPD/MB-DR-03	-
4,0	-	IPD/MB-DN-04	IPD/MB-DR-04	-
6,0	-	IPD/MB-DN-06	IPD/MB-DR-06	-



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
1.27 Hex	18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18	IPD/PH-27-18
	25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25	IPD/PH-27-25
	32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32	IPD/PH-27-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.3	ø3.8	ø4.25	ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.






Compatibilidad

PHIBO[®]

Serie **NA TSH[®]**

[S2 / S3-S4 / S5]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	S2	S3-S4	S5
	10	IPD/NA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/NA-SW-00
	15	IPD/NA-SN-02	IPD/AA-SR-02	-
	10	IPD/NA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/NA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System[®]

Indicación	Altura gingival	S2	S3-S4	S5
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	-
	1,3	-	-	IPD/NA-IW-02/3D
	1,5	IPD/NA-IN-02/3D	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	-
	1,3	-	-	IPD/NA-IW-03/3D
	1,5	IPD/NA-IN-03/3D	IPD/AA-IR-03/3D	-
	2,5	-	IPD/AA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	S2	S3-S4	S5
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/NA-TN-00	IPD/BA-TR-01	IPD/NA-TW-00
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	-
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/NA-TN-00/TiN	IPD/BA-TR-01/TiN	-
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TiN	-
	TPA	Cónico	IPD/MB-TN-50	IPD/AA-TR-50	IPD/MB-TR-50
		Plano	-	IPD/AA-TR-52	-
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/NA-TN-00/BLC	IPD/BA-TR-01/BLC	-
	1.20 Hex	Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	-



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	S2	S3-S4	S5
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		S2	S3-S4	S5
Análogo		IPD/NA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/HA-AW-00
Análogo digital	Análogo	IPD/NA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/NA-AW-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	S2	S3-S4	S5
	Recto	-	IPD/AA-BR-00	-
	15°	-	IPD/AA-BR-10	-
	25°	-	IPD/AA-BR-20	-
	Recto	-	IPD/AA-BR-01	-
	15°	-	IPD/AA-BR-11	-
	25°	-	IPD/AA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	S2	S3-S4	S5
	Recto / Angulado	-	IPD/AA-BR-00/3D	-
	Recto / Angulado	-	IPD/AA-BR-01/3D	-
Scan Body		-	IPD/SC-AN-B1	-



CALCINABLE

Indicación	S2	S3-S4	S5
	IPD/NA-HN-00	IPD/AA-HR-00	IPD/HA-HW-00
	IPD/NA-RN-00	IPD/AA-RR-00	IPD/HA-RW-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	S2	S3-S4	S5
	1,0	IPD/NA-LN-01	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	-	IPD/AA-LR-02	-
	3,0	IPD/NA-LN-03	IPD/AA-LR-03	-
	4,0	-	IPD/AA-LR-04	-
	5,0	IPD/NA-LN-05	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	S2	S3-S4	S5
	IPD/NA-PN-06	IPD/AA-PR-06	IPD/NA-PW-06
	IPD/NA-PN-07	IPD/AA-PR-07	IPD/NA-PW-07
Tornillo coping	IPD/NA-TN-00/C	IPD/AA-TR-00/C	IPD/NA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	S2	S3-S4	S5
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	-
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	S2	S3-S4	S5
2,0	-	IPD/AA-DR-02	-
3,0	IPD/NA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/NA-DW-03
4,0	IPD/NA-DN-04	IPD/AA-DR-04	-
5,0	IPD/NA-DN-05	IPD/AA-DR-05	IPD/NA-DW-05



PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Angulación	Altura (mm)	S2	S3-S4	S5
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15°	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
		2,0	-	IPD/AA-PR-04	-
		1,0	-	IPD/AA-PR-03	-
		2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	S2	S3-S4	S5
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	S2	S3-S4	S5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad OSSTEM IMPLANT®

Serie **OB** TSIII
[M Ø3.5 / R Ø4.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	M Ø3.5	R Ø4.0
	10	IPD/OB-SN-00	IPD/OB-SR-00
	15	IPD/OB-SN-02	IPD/OB-SR-02
	10	IPD/OB-SN-01	IPD/OB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	M Ø3.5	R Ø4.0
	1,0	IPD/OB-IN-00/3D	IPD/OB-IR-00/3D
	2,0	IPD/OB-IN-02/3D	IPD/OB-IR-02/3D
	3,0	IPD/OB-IN-04/3D	IPD/OB-IR-04/3D
	1,0	IPD/OB-IN-01/3D	IPD/OB-IR-01/3D
	2,0	IPD/OB-IN-03/3D	IPD/OB-IR-03/3D
	3,0	IPD/OB-IN-05/3D	IPD/OB-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	M Ø3.5	R Ø4.0
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/OB-TN-00	IPD/OB-TR-00
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/OB-TN-00/TiN	IPD/OB-TR-00/TiN
	TPA		IPD/OB-TN-50	IPD/OB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/OB-TN-00/BLC	IPD/OB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	M Ø3.5	R Ø4.0
Recto	1,5	IPD/OB-MN-01	IPD/OB-MR-01
	2,5	IPD/OB-MN-02	IPD/OB-MR-02
	3,5	IPD/OB-MN-03	IPD/OB-MR-03
	4,5	IPD/OB-MN-04	IPD/OB-MR-04
	5,5	IPD/OB-MN-05	IPD/OB-MR-05
17º	2,5	IPD/OB-MN-12	IPD/OB-MR-12
	3,5	IPD/OB-MN-13	IPD/OB-MR-13
30º	3,5	IPD/OB-MN-33	IPD/OB-MR-33
	4,5	IPD/OB-MN-34	IPD/OB-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		M Ø3.5	R Ø4.0
Análogo		IPD/OB-AN-00	IPD/OB-AR-00
Análogo digital	Análogo	IPD/OB-AN-00/3D	IPD/OB-AR-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	M Ø3.5	R Ø4.0
	Recto	IPD/OB-BN-00	IPD/OB-BR-00
	15º	IPD/OB-BN-10	IPD/OB-BR-10
	Recto	IPD/OB-BN-01	IPD/OB-BR-01
	15º	IPD/OB-BN-11	IPD/OB-BR-11

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	M Ø3.5	R Ø4.0
	Recto / Angulado	IPD/OB-BN-00/3D	IPD/OB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/OB-BN-01/3D	IPD/OB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	M Ø3.5	R Ø4.0
	1,0	IPD/OB-LN-01	IPD/OB-LR-01
	2,0	IPD/OB-LN-02	IPD/OB-LR-02
	3,0	IPD/OB-LN-03	IPD/OB-LR-03
	4,0	IPD/OB-LN-04	IPD/OB-LR-04
	5,0	IPD/OB-LN-05	IPD/OB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	M Ø3.5	R Ø4.0
	IPD/OB-PN-06	IPD/OB-PR-06
	IPD/OB-PN-07	IPD/OB-PR-07
Tornillo coping	IPD/OB-TN-00/C	IPD/OB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	M Ø3.5	R Ø4.0
3,0	IPD/OB-DN-03	IPD/OB-DR-03
5,0	IPD/OB-DN-05	IPD/OB-DR-05
7,0	IPD/OB-DN-07	IPD/OB-DR-07



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	M Ø3.5	R Ø4.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	M Ø3.5	R Ø4.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad BIOTECH® DENTAL

Serie QB KONTACT® [RP]

Biotech Dental es el distribuidor exclusivo de este producto en Francia.



Biotech® Dental

SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / Sonda de contacto cuerpo de escaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/QB-SR-00
	15	IPD/QB-SR-02
	10	IPD/QB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP
	1,0	IPD/QB-IR-00/3D
	2,0	IPD/QB-IR-02/3D
	3,0	IPD/QB-IR-04/3D
	1,0	IPD/QB-IR-01/3D
	2,0	IPD/QB-IR-03/3D
	3,0	IPD/QB-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/QB-TR-00
			IPD/QB-TR-01
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/QB-TR-00/TiN
	TPA		IPD/QB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/QB-TR-00/BLC

El modelo IPD/QB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/QB-MR-01
	2,5	IPD/QB-MR-02
	3,5	IPD/QB-MR-03
17°	3,5	IPD/QB-MR-13
30°	4,5	IPD/QB-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		RP
Análogo	Análogo	IPD/QB-AR-00
	Análogo	IPD/QB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/QB-BR-00
	15º	IPD/QB-BR-10
	Recto	IPD/QB-BR-01
	15º	IPD/QB-BR-11

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/QB-BR-00/3D
	Recto	IPD/QB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura (mm)	RP
	2,0	IPD/QB-LR-02
	3,0	IPD/QB-LR-03
	4,0	IPD/QB-LR-04

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP
	IPD/QB-PR-06
	IPD/QB-PR-07
Tornillo coping	IPD/QB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
1,5	IPD/QB-DR-01
3,0	IPD/QB-DR-03
5,0	IPD/QB-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad NEODENT®

Serie RA HELIX® HE [ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	10	IPD/RA-SN-00	IPD/AA-SR-00	IPD/RA-SW-00
	15	IPD/RA-SN-02	IPD/AA-SR-02	IPD/RA-SW-02
	10	IPD/RA-SN-01	IPD/AA-SR-01	IPD/RA-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	0,5	-	IPD/AA-IR-00/3D	-
	1,3	IPD/RA-IN-02/3D	-	-
	1,4	-	-	IPD/RA-IW-02/3D
	1,5	-	IPD/AA-IR-02/3D	-
	2,5	IPD/RA-IN-04/3D	IPD/AA-IR-04/3D	-
	0,5	-	IPD/AA-IR-01/3D	-
	1,3	IPD/RA-IN-03/3D	-	IPD/RA-IW-03/3D
	1,5	-	IPD/AA-IR-03/3D	-
	2,5	IPD/RA-IN-05/3D	IPD/AA-IR-05/3D	-

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.3	ø4.1	ø5.0
-	1.20 Hex	Plano	IPD/RA-TN-00	-	IPD/RA-TW-00
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00	-
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01	-
	Unigrip	Cónico	-	IPD/AA-TR-00	-
		Plano	-	IPD/AA-TR-02	-
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/RA-TN-00/TiN	-	IPD/RA-TW-00/TiN
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00/TiN	-
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/TiN	-
	Unigrip	Cónico	-	IPD/AA-TR-00/TiN	-
		Plano	-	IPD/AA-TR-02/TiN	-
	TPA	Plano	IPD/RA-TN-50	IPD/AA-TR-52	IPD/RA-TW-50
		Cónico	-	IPD/AA-TR-50	-
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/RA-TN-00/BLC	-	IPD/RA-TW-00/BLC
		Cónico	-	IPD/BA-TR-00/BLC	-
		Cónico perfil bajo	-	IPD/AA-TR-01/BLC	-
	Unigrip	Cónico	-	IPD/AA-TR-00/BLC	-
		Plano	-	IPD/AA-TR-02/BLC	-



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Recto	1,0	-	IPD/AB-MR-01	-
	1,5	IPD/RA-MN-01	-	IPD/RA-MW-01
	2,0	-	IPD/AB-MR-02	-
	2,5	IPD/RA-MN-02	-	IPD/RA-MW-02
	3,0	-	IPD/AB-MR-03	-
	3,5	IPD/RA-MN-03	-	IPD/RA-MW-03
	4,0	-	IPD/AB-MR-04	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-05	-
17°	2,0	-	IPD/AB-MR-12	-
	2,5	IPD/RA-MN-12	-	IPD/RA-MW-12
	3,0	-	IPD/AB-MR-13	-
	4,0	-	IPD/AB-MR-14	-
30°	3,0	-	IPD/AB-MR-33	-
	3,5	IPD/RA-MN-33	-	IPD/RA-MW-33
	4,0	-	IPD/AB-MR-34	-
	5,0	-	IPD/AB-MR-35	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Multi-units angulados de las plataformas de ø3.3 y ø5.0 sujetos a disponibilidad.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.3	ø4.1	ø5.0
Análogo		IPD/RA-AN-00	IPD/AA-AR-00	IPD/RA-AW-00
	Análogo	IPD/RA-AN-00/3D	IPD/AA-AR-00/3D	IPD/RA-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto	IPD/RA-BN-00	IPD/AA-BR-00	IPD/RA-BW-00
	15°	IPD/RA-BN-10	IPD/AA-BR-10	-
	25°	-	IPD/AA-BR-20	-
	Recto	IPD/RA-BN-01	IPD/AA-BR-01	IPD/RA-BW-01
	15°	IPD/RA-BN-11	IPD/AA-BR-11	-
	25°	-	IPD/AA-BR-21	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto / Angulado	IPD/RA-BN-00/3D	IPD/AA-BR-00/3D	IPD/RA-BW-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/RA-BN-01/3D	IPD/AA-BR-01/3D	IPD/RA-BW-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación		ø3.3	ø4.1	ø5.0
		-	IPD/AA-HR-00	-
		-	IPD/AA-RR-00	-



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	1,0	-	IPD/AA-LR-01	-
	2,0	IPD/RA-LN-02	IPD/AA-LR-02	IPD/RA-LW-02
	3,0	IPD/RA-LN-03	IPD/AA-LR-03	IPD/RA-LW-03
	4,0	IPD/RA-LN-04	IPD/AA-LR-04	IPD/RA-LW-04
	5,0	-	IPD/AA-LR-05	-

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	IPD/RA-PN-06	IPD/AA-PR-06	IPD/RA-PW-06
	IPD/RA-PN-07	IPD/AA-PR-07	IPD/RA-PW-07
Tornillo coping	IPD/RA-TN-00/C	IPD/AA-TR-00/C	IPD/RA-TW-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Coping cubierta abierta	-	IPD/AA-CR-00	-
Coping cubierta cerrada	-	IPD/AA-CR-01	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
2,0	IPD/RA-DN-02	IPD/AA-DR-02	IPD/RA-DW-02
3,0	IPD/RA-DN-03	IPD/AA-DR-03	IPD/RA-DW-03
4,0	IPD/RA-DN-04	IPD/AA-DR-04	IPD/RA-DW-04
5,0	-	IPD/AA-DR-05	-



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Indicación	Angulación	Altura gingival	ø3.3	ø4.1	ø5.0
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-00	-
	15°	1,0	-	IPD/AA-PR-02	-
	25°		-	IPD/AA-PR-03	-
	15°		-	IPD/AA-PR-04	-
	25°	2,0	-	IPD/AA-PR-05	-
	Recto	-	-	IPD/AA-PR-01	-

Se recomienda utilizar el tornillo IPD/AA-TR-01 de perfil bajo para IPD/AA-PR-03.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
Unigrip	18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32	IPD/PU-00-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.3	ø4.1	ø5.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad NEODENT®

Serie **RB** GRAND MORSE™ GM [GM]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	GM
	10	IPD/RB-SR-00
	15	IPD/RB-SR-02
	10	IPD/RB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	GM
	1,0	IPD/RB-IR-00/3D
	2,0	IPD/RB-IR-02/3D
	3,0	IPD/RB-IR-04/3D
	4,0	IPD/RB-IR-06/3D
	1,0	IPD/RB-IR-01/3D
	2,0	IPD/RB-IR-03/3D
	3,0	IPD/RB-IR-05/3D
	4,0	IPD/RB-IR-07/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	GM
-	Neo GM	Cónico	IPD/RB-TR-00
TiN	Neo GM	Cónico	IPD/RB-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/RB-TR-50
BLC	Neo GM	Cónico	IPD/RB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	GM
Recto	1,5	IPD/RB-MR-01
	2,5	IPD/RB-MR-02
	3,5	IPD/RB-MR-03
	4,5	IPD/RB-MR-04
17°	2,5	IPD/RB-MR-12
30°	3,5	IPD/RB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	GM
Análogo	IPD/RB-AR-00
Análogo	IPD/RB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior
	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral
	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	GM
	IPD/RB-BR-00
	IPD/RB-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	GM
	Recto / Angulado	IPD/RB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/RB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	GM
	2,0	IPD/RB-LR-02
	3,0	IPD/RB-LR-03
	4,0	IPD/RB-LR-04
	5,0	IPD/RB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	GM
	IPD/RB-PR-06
	IPD/RB-PR-07
Tornillo coping	IPD/RB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	GM
1,5	IPD/RB-DR-01
3,0	IPD/RB-DR-03
5,0	IPD/RB-DR-05
7,0	IPD/RB-DR-07



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	GM
Neo GM	18	IPD/PU-01-18
	25	IPD/PU-01-25
	32	IPD/PU-01-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	GM
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad NEODENT®

Serie RC GM ABUTMENT [RP ø4.8]



Neodent®

SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCANEO

Indicación	Altura (mm)	RP ø4.8
	10	IPD/RC-SR-00

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP ø4.8
	0,5	IPD/RC-IR-00/3D

Utilizar guías de corte de plataforma ancha
Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP ø4.8
-	Neo GM	Plano	IPD/RC-TR-00
TiN	Neo GM	Plano	IPD/RC-TR-00/TiN
	TPA		IPD/RC-TR-50
BLC	Neo GM	Plano	IPD/RC-TR-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo		RP ø4.8
Análogo		IPD/RC-AR-00
	Análogo	IPD/RC-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP ø4.8
	Recto	IPD/RC-BR-00
	15º	IPD/RC-BR-10
	25º	IPD/RC-BR-20

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP ø4.8
	Recto / Angulado	IPD/RC-BR-00/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1

RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP ø4.8
	IPD/RC-PR-06
Tornillo coping	IPD/RC-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.

CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP ø4.8
4.75	IPD/RC-DR-03

Tornillo IPD/RC-TR-00 no incluido.

INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP ø4.8
Neo GM	18	IPD/PU-01-18
	25	IPD/PU-01-25
	32	IPD/PU-01-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32

ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP ø4.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad NEODENT®

Serie **RD** GM MICRO ABUTMENT [ø3.5]



Neodent®

SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.5
	10	IPD/RD-SN-00
	10	IPD/RD-SN-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø3.5
	0,5	IPD/RD-IN-00/3D
	0,3	IPD/RD-IN-01/3D

La referencia IPD/RD-IN-00/3D no funciona con guía de corte.

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.5
-	Neo GM	Plano	IPD/RD-TN-00
TiN	Neo GM	Plano	IPD/RD-TN-00/TIN
	TPA	Plano	IPD/RD-TN-50
BLC	Neo GM	Plano	IPD/RD-TN-00/BLC



ANÁLOGOS

Tipo	ø3.5
Análogo	IPD/RD-AN-00
Análogo	IPD/RD-AN-00/3D
Análogo digital	IPD/KA-TA-00
Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.5
	Recto	IPD/RD-BN-00
	15º	IPD/RD-BN-10
	25º	IPD/RD-BN-20
	Recto	IPD/RD-BN-01
	15º	IPD/RD-BN-11
	25º	IPD/RD-BN-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.

Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.5
	Recto / Angulado	IPD/RD-BN-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/RD-BN-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.5
	IPD/RD-PN-06
	IPD/RD-PN-07
Tornillo coping	IPD/RD-TN-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.5
3,25	IPD/RD-DN-03

Tornillo IPD/RD-TN-00 no incluido.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVE

Tipo	Longitud (mm)	ø3.5
Neo GM	18	IPD/PU-01-18
	25	IPD/PU-01-25
	32	IPD/PU-01-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90

Para más información, consulte la página 216.





Compatibilidad BEGO® SEMADOS®

Serie **SB SC/RS**
[ϕ 3.25-3.75 / ϕ 4.1 / ϕ 4.5]



Bego® Semados®

SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ϕ 3.25-3.75	ϕ 4.1	ϕ 4.5
	10	IPD/SB-SN-00	IPD/SB-SR-00	IPD/SB-SW-00
	15	IPD/SB-SN-02	IPD/SB-SR-02	IPD/SB-SW-02
	10	IPD/SB-SN-01	IPD/SB-SR-01	IPD/SB-SW-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ϕ 3.25-3.75	ϕ 4.1	ϕ 4.5
	0,5	IPD/SB-IN-00/3D	IPD/SB-IR-00/3D	IPD/SB-IW-00/3D
	1,5	IPD/SB-IN-02/3D	IPD/SB-IR-02/3D	IPD/SB-IW-02/3D
	2,5	IPD/SB-IN-04/3D	IPD/SB-IR-04/3D	IPD/SB-IW-04/3D
	0,5	IPD/SB-IN-01/3D	IPD/SB-IR-01/3D	IPD/SB-IW-01/3D
	1,5	IPD/SB-IN-03/3D	IPD/SB-IR-03/3D	IPD/SB-IW-03/3D
	2,5	IPD/SB-IN-05/3D	IPD/SB-IR-05/3D	IPD/SB-IW-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ϕ 3.25-3.75	ϕ 4.1	ϕ 4.5
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/SB-TR-00	IPD/SB-TR-00	IPD/SB-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/SB-TR-00/TiN	IPD/SB-TR-00/TiN	IPD/SB-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/SB-TR-50	IPD/SB-TR-50	IPD/SB-TR-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/SB-TR-00/BLC	IPD/SB-TR-00/BLC	IPD/SB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø3.25-ø3.75	ø4.1	ø4.5
Recto	1,5	IPD/SB-MN-01	IPD/SB-MR-01	IPD/SB-MW-01
	2,5	IPD/SB-MN-02	IPD/SB-MR-02	IPD/SB-MW-02
	3,5	IPD/SB-MN-03	IPD/SB-MR-03	-
	4,5	IPD/SB-MN-04	IPD/SB-MR-04	-
	5,5	IPD/SB-MN-05	-	-
17°	2,5	IPD/SB-MN-12	IPD/SB-MR-12	IPD/SB-MW-12
	3,5	IPD/SB-MN-13	-	-
30°	3,5	IPD/SB-MN-33	IPD/SB-MR-33	IPD/SB-MW-33
	4,5	IPD/SB-MN-34	-	-

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
Análogo		IPD/SB-AN-00	IPD/SB-AR-00	IPD/SB-AW-00
	Análogo	IPD/SB-AN-00/3D	IPD/SB-AR-00/3D	IPD/SB-AW-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
	Recto	IPD/SB-BN-00	IPD/SB-BR-00	IPD/SB-BW-00
	15°	IPD/SB-BN-10	IPD/SB-BR-10	IPD/SB-BW-10
	25°	IPD/SB-BN-20	IPD/SB-BR-20	IPD/SB-BW-20
	Recto	IPD/SB-BN-01	IPD/SB-BR-01	IPD/SB-BW-01
	15°	IPD/SB-BN-11	IPD/SB-BR-11	IPD/SB-BW-11
	25°	IPD/SB-BN-21	IPD/SB-BR-21	IPD/SB-BW-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
	Recto / Angulado	IPD/SB-BN-00/3D	IPD/SB-BR-00/3D	IPD/SB-BW-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/SB-BN-01/3D	IPD/SB-BR-01/3D	IPD/SB-BW-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
	1,0	IPD/SB-LN-01	IPD/SB-LR-01	IPD/SB-LW-01
	2,0	IPD/SB-LN-02	IPD/SB-LR-02	IPD/SB-LW-02
	3,0	IPD/SB-LN-03	IPD/SB-LR-03	IPD/SB-LW-03
	4,0	IPD/SB-LN-04	IPD/SB-LR-04	IPD/SB-LW-04
	5,0	IPD/SB-LN-05	IPD/SB-LR-05	IPD/SB-LW-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
	IPD/SB-PN-06	IPD/SB-PR-06	IPD/SB-PW-06
	IPD/SB-PN-07	IPD/SB-PR-07	IPD/SB-PW-07
Tornillo coping	IPD/SB-TR-00/C	IPD/SB-TR-00/C	IPD/SB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
3,0	IPD/SB-DN-03	IPD/SB-DR-03	IPD/SB-DW-03
5,0	IPD/SB-DN-05	IPD/SB-DR-05	IPD/SB-DW-05
7,0	IPD/SB-DN-07	IPD/SB-DR-07	IPD/SB-DW-07



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVE

Tipo	Longitud (mm)	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.25-3.75	ø4.1	ø4.5
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utlillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

MIS®

Serie TA SEVEN®

[Narrow NP ø3.3 / Standard SP / Wide WP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	10	IPD/TA-ST-00	IPD/FA-SN-00	IPD/FA-SR-00
	15	IPD/TA-ST-02	IPD/FA-SN-02	IPD/FA-SR-02
	10	IPD/TA-ST-01	IPD/FA-SN-01	IPD/FA-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	0,5	IPD/TA-IT-00/3D	IPD/FA-IN-00/3D	IPD/FA-IR-00/3D
	1,5	IPD/TA-IT-02/3D	IPD/FA-IN-02/3D	IPD/FA-IR-02/3D
	2,5	IPD/TA-IT-04/3D	IPD/FA-IN-04/3D	IPD/FA-IR-04/3D
	0,5	IPD/TA-IT-01/3D	IPD/FA-IN-01/3D	IPD/FA-IR-01/3D
	1,5	IPD/TA-IT-03/3D	IPD/FA-IN-03/3D	IPD/FA-IR-03/3D
	2,5	IPD/TA-IT-05/3D	IPD/FA-IN-05/3D	IPD/FA-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	0,5	-	IPD/FA-IN-00/SI	IPD/FA-IR-00/SI
	1,5	-	IPD/FA-IN-02/SI	IPD/FA-IR-02/SI
	2,5	-	IPD/FA-IN-04/SI	IPD/FA-IR-04/SI

Tornillo IPD/FA-TR-00/TIN incluido.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/TA-TT-00	IPD/FA-TR-00	IPD/FA-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/TA-TT-00/TIN	IPD/FA-TR-00/TIN	IPD/FA-TR-00/TIN
	TPA		IPD/TA-TT-50	IPD/FA-TR-50	IPD/FA-TR-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/TA-TT-00/BLC	IPD/FA-TR-00/BLC	IPD/FA-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
Recto	0,9	-	IPD/FA-MN-00	-
	1,0	IPD/TA-MT-01	-	-
	1,5	-	IPD/FA-MN-01	IPD/FA-MR-01
	2,0	IPD/TA-MT-02	-	-
	2,5	-	IPD/FA-MN-02	IPD/FA-MR-02
	3,0	IPD/TA-MT-03	-	-
	3,5	-	IPD/FA-MN-03	IPD/FA-MR-03
	4,5	-	IPD/FA-MN-04	IPD/FA-MR-04
17°	2,5	-	IPD/FA-MN-12	-
	3,0	-	-	IPD/FA-MR-13
	3,5	-	IPD/FA-MN-13	-
30°	4,0	-	-	IPD/FA-MR-14
	3,5	-	IPD/FA-MN-33	IPD/FA-MR-33
	4,5	-	IPD/FA-MN-34	IPD/FA-MR-34

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
Análogo		IPD/TA-AT-00	IPD/FA-AN-00	IPD/FA-AR-00
	Análogo	IPD/TA-AT-00/3D	IPD/FA-AN-00/3D	IPD/FA-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	Recto	IPD/TA-BT-00	IPD/FA-BN-00	IPD/FA-BR-00
	15°	IPD/TA-BT-10	IPD/FA-BN-10	IPD/FA-BR-10
	25°	IPD/TA-BT-20	IPD/FA-BN-20	IPD/FA-BR-20
	Recto	IPD/TA-BT-01	IPD/FA-BN-01	IPD/FA-BR-01
	15°	IPD/TA-BT-11	IPD/FA-BN-11	IPD/FA-BR-11
	25°	IPD/TA-BT-21	IPD/FA-BN-21	IPD/FA-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	Recto / Angulado	IPD/TA-BT-00/3D	IPD/FA-BN-00/3D	-
	Recto	-	-	IPD/FA-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/TA-BT-01/3D	IPD/FA-BN-01/3D	IPD/FA-BR-A0/3D
	Recto	-	-	IPD/FA-BR-01/3D
	Angulado	-	-	IPD/FA-BR-A1/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



CALCINABLE

Indicación	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	-	IPD/FA-HN-00	IPD/FA-HR-00
	-	IPD/FA-RN-00	IPD/FA-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	1,0	IPD/TA-LT-01	IPD/FA-LN-01	IPD/FA-LR-01
	2,0	IPD/TA-LT-02	IPD/FA-LN-02	IPD/FA-LR-02
	3,0	IPD/TA-LT-03	IPD/FA-LN-03	IPD/FA-LR-03
	4,0	IPD/TA-LT-04	IPD/FA-LN-04	IPD/FA-LR-04
	5,0	IPD/TA-LT-05	IPD/FA-LN-05	IPD/FA-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
	IPD/TA-PT-06	IPD/FA-PN-06	IPD/FA-PR-06
	IPD/TA-PT-07	IPD/FA-PN-07	IPD/FA-PR-07
Tornillo coping	IPD/TA-TT-00/C	IPD/FA-TR-00/C	IPD/FA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA

Tipo	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
Coping cubierta abierta	-	IPD/FA-CN-00	-

Diseño clásico.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
1,5	-	IPD/FA-DN-01	IPD/FA-DR-01
2,0	IPD/TA-DT-02	-	-
3,0	IPD/TA-DT-03	IPD/FA-DN-03	IPD/FA-DR-03
4,0	IPD/TA-DT-04	-	-
5,0	IPD/TA-DT-05	IPD/FA-DN-05	IPD/FA-DR-05



RESTAURACIONES CEMENTADAS

PILAR CEMENTADO RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
Recto	1,0	-	IPD/FA-PN-00	-
	2,0	-	IPD/FA-PN-01	-
15°	1,0	-	IPD/FA-PN-02	-
	2,0	-	IPD/FA-PN-03	-
25°	1,0	-	IPD/FA-PN-04	-
	2,0	-	IPD/FA-PN-05	-



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32	IPD/PH-25-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Narrow NP ø3.3	Standard SP	Wide WP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

MIS®

Serie TB C1/V3®

[Standard SP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	Standard SP
	10	IPD/TB-SR-00
	15	IPD/TB-SR-02
	10	IPD/TB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	Standard SP
	0,7	IPD/TB-IR-00/3D
	1,5	IPD/TB-IR-02/3D
	2,5	IPD/TB-IR-04/3D
	3,5	IPD/TB-IR-06/3D
	0,7	IPD/TB-IR-01/3D
	1,5	IPD/TB-IR-03/3D
	2,5	IPD/TB-IR-05/3D
	3,5	IPD/TB-IR-07/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



CEREC® Ti-BASE SYSTEM

Indicación	Altura gingival	Standard SP
	0,5	IPD/TB-IR-00/SI
	1,5	IPD/TB-IR-02/SI
	2,5	IPD/TB-IR-04/SI

Tornillo TiN incluido.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Standard SP
-	1.25 Hex	Cónico	IPD/TB-TR-00
TiN	1.25 Hex	Cónico	IPD/TB-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/TB-TR-50
BLC	1.25 Hex	Cónico	IPD/TB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	Standard SP
Recto	1,0	IPD/TB-MR-01
	2,0	IPD/TB-MR-02
	3,0	IPD/TB-MR-03
	4,0	IPD/TB-MR-04
17º	2,5	IPD/TB-MR-12
30º	3,5	IPD/TB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	Standard SP
Análogo	IPD/TB-AR-00
Análogo digital	Análogo IPD/TB-AR-00/3D
	Tornillo inferior IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral IPD/KA-TA-01

También están disponibles IPD/TB-AT-00/3D compatible con C1 NP e IPD/TB-AW-00/3D compatible con C1 WP.



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	Standard SP
	Recto	IPD/TB-BR-00
	15º	IPD/TB-BR-10
	25º	IPD/TB-BR-20
	Recto	IPD/TB-BR-01
	15º	IPD/TB-BR-11
	25º	IPD/TB-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	Standard SP
	Recto / Angulado	IPD/TB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/TB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	Standard SP
	1,0	IPD/TB-LR-01
	2,0	IPD/TB-LR-02
	3,0	IPD/TB-LR-03
	4,0	IPD/TB-LR-04
	5,0	IPD/TB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Standard SP
	IPD/TB-PR-06
	IPD/TB-PR-07
Tornillo coping	IPD/TB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Standard SP
2,0	IPD/TB-DR-02
3,0	IPD/TB-DR-03
4,0	IPD/TB-DR-04
5,0	IPD/TB-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Standard SP
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
1.25 Hex	18	IPD/PH-25-18
	25	IPD/PH-25-25
	32	IPD/PH-25-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Standard SP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

DIO®

Serie UB UFII

[NP (N) / RP (R)]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	NP (N)	RP (R)
	10	IPD/UB-SN-00	IPD/UB-SR-00
	15	IPD/UB-SN-02	IPD/UB-SR-02
	10	IPD/UB-SN-01	IPD/UB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	NP (N)	RP (R)
	1,0	IPD/UB-IN-00/3D	IPD/UB-IR-00/3D
	2,0	IPD/UB-IN-02/3D	IPD/UB-IR-02/3D
	3,0	IPD/UB-IN-04/3D	IPD/UB-IR-04/3D
	1,0	IPD/UB-IN-01/3D	IPD/UB-IR-01/3D
	2,0	IPD/UB-IN-03/3D	IPD/UB-IR-03/3D
	3,0	IPD/UB-IN-05/3D	IPD/UB-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	NP (N)	RP (R)
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/UB-TN-00	IPD/UB-TR-00
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/UB-TN-00/TIN	IPD/UB-TR-00/TIN
	TPA		IPD/UB-TN-50	IPD/UB-TR-50
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/UB-TN-00/BLC	IPD/UB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	NP (N)	RP (R)
Recto	1,5	IPD/UB-MN-01	IPD/UB-MR-01
	2,5	IPD/UB-MN-02	IPD/UB-MR-02
	3,5	IPD/UB-MN-03	IPD/UB-MR-03
17°	2,5	IPD/UB-MN-12	IPD/UB-MR-12
30°	3,5	IPD/UB-MN-33	IPD/UB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		NP (N)	RP (R)
Análogo		IPD/UB-AN-00	IPD/UB-AR-00
	Análogo	IPD/UB-AN-00/3D	IPD/UB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE Co-Cr

Indicación	Angulación	NP (N)	RP (R)
	Recto	IPD/UB-BN-00	IPD/UB-BR-00
	15º	IPD/UB-BN-10	-
	Recto	IPD/UB-BN-01	IPD/UB-BR-01
	15º	IPD/UB-BN-11	-

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	NP (N)	RP (R)
	Recto / Angulado	IPD/UB-BN-00/3D	IPD/UB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/UB-BN-01/3D	IPD/UB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1	IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	NP (N)	RP (R)
	2,0	IPD/UB-LN-02	IPD/UB-LR-02
	3,0	IPD/UB-LN-03	IPD/UB-LR-03
	4,0	IPD/UB-LN-04	IPD/UB-LR-04

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	NP (N)	RP (R)
	IPD/UB-PN-06	IPD/UB-PR-06
	IPD/UB-PN-07	IPD/UB-PR-07
Tornillo coping	IPD/UB-TN-00/C	IPD/UB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	NP (N)	RP (R)
2,0	IPD/UB-DN-02	IPD/UB-DR-02
3,5	IPD/UB-DN-03	IPD/UB-DR-03
5,0	IPD/UB-DN-05	IPD/UB-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	NP (N)	RP (R)
1,20 Hex	18	IPD/PH-20-18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	NP (N)	RP (R)
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad MEGAGEN®

Serie WA ANYONE®

[RP] *Línea de productos digitales no apta para implantes con un diámetro de ø3,5 mm



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/WA-SR-00
	15	IPD/WA-SR-02
	10	IPD/WA-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP
	1,0	IPD/WA-IR-00/3D
	2,0	IPD/WA-IR-02/3D
	3,0	IPD/WA-IR-04/3D
	1,0	IPD/WA-IR-01/3D
	2,0	IPD/WA-IR-03/3D
	3,0	IPD/WA-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/WA-TR-00
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/WA-TR-00/TiN
	TPA	Cónico	IPD/WA-TR-50
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/WA-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/WA-MR-01
	2,5	IPD/WA-MR-02
	3,5	IPD/WA-MR-03
17°	2,5	IPD/WA-MR-12
30°	3,5	IPD/WA-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	RP	
Análogo	IPD/WA-AR-00	
	Análogo	IPD/WA-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/WA-BR-00
	Recto	IPD/WA-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/WA-BR-00/3D
	Recto	IPD/WA-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RP
	2,0	IPD/WA-LR-02
	3,0	IPD/WA-LR-03
	4,0	IPD/WA-LR-04
	5,0	IPD/WA-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP
	IPD/WA-PR-06
	IPD/WA-PR-07
Tornillo coping	IPD/WA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
3,0	IPD/WA-DR-03
5,0	IPD/WA-DR-05
7,0	IPD/WA-DR-07



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad MEGAGEN®

Serie WB ANYRIDGE® [ø4.0]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø4.0
	10	IPD/WB-SR-00
	15	IPD/WB-SR-02
	10	IPD/WB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	ø4.0
	1,0	IPD/WB-IR-00/3D
	2,0	IPD/WB-IR-02/3D
	3,0	IPD/WB-IR-04/3D
	1,0	IPD/WB-IR-01/3D
	2,0	IPD/WB-IR-03/3D
	3,0	IPD/WB-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø4.0
-	1.20 Hex	Plano	IPD/WB-TR-00
			IPD/WB-TR-01
TiN	1.20 Hex	Plano	IPD/WB-TR-00/TiN
BLC	1.20 Hex	Plano	IPD/WB-TR-01/BLC

El modelo IPD/WB-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	ø4.0
Recto	1,5	IPD/WB-MR-01
	2,5	IPD/WB-MR-02
	3,5	IPD/WB-MR-03
17º	2,5	IPD/WB-MR-12
30º	3,5	IPD/WB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	ø4.0
Análogo	IPD/WB-AR-00
	Análogo IPD/WB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	ø4.0
	Recto	IPD/WB-BR-00
	Recto	IPD/WB-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	ø4.0
	Recto	IPD/WB-BR-00/3D
	Recto	IPD/WB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	ø4.0
	2,0	IPD/WB-LR-02
	3,0	IPD/WB-LR-03
	4,0	IPD/WB-LR-04
	5,0	IPD/WB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	Ø4.0
	IPD/WB-PR-06
	IPD/WB-PR-07
Tornillo coping	IPD/WB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	Ø4.0
1,5	IPD/WB-DR-01
3,0	IPD/WB-DR-03
5,0	IPD/WB-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	Ø4.0
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	Ø4.0
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ustillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad DENTIUM®

Serie XA IMPLANTIUM®/SUPERLINE™ [RP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/XA-SR-00
	15	IPD/XA-SR-02
	10	IPD/XA-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP
	1,0	IPD/XA-IR-00/3D
	2,0	IPD/XA-IR-02/3D
	3,0	IPD/XA-IR-04/3D
	1,0	IPD/XA-IR-01/3D
	2,0	IPD/XA-IR-03/3D
	3,0	IPD/XA-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.27 Hex	Cónico	IPD/XA-TR-00
TiN	1.27 Hex	Cónico	IPD/XA-TR-00/TiN
	TPA		IPD/XA-TR-50
BLC	1.27 Hex	Cónico	IPD/XA-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/XA-MR-01
	2,5	IPD/XA-MR-02
	3,5	IPD/XA-MR-03
17°	2,5	IPD/XA-MR-12
30°	3,5	IPD/XA-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	RP	
Análogo	IPD/XA-AR-00	
	Análogo	IPD/XA-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01

**PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr**

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/XA-BR-00
	Recto	IPD/XA-BR-01

**Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital**

Indicación	Angulación	RP
	Recto / Angulado	IPD/XA-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/XA-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1

**RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA****PILAR DE SOBREDENTADURA PSD**

Indicación	Altura gingival	RP
	2,0	IPD/XA-LR-02
	3,0	IPD/XA-LR-03
	4,0	IPD/XA-LR-04
	5,0	IPD/XA-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.

**RESTAURACIONES PROVISIONALES****PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA**

Indicación	RP
	IPD/XA-PR-06
	IPD/XA-PR-07
Tornillo coping	IPD/XA-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
2,0	IPD/XA-DR-02
3,5	IPD/XA-DR-03
5,0	IPD/XA-DR-05



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.27 Hex	18	IPD/PH-27-18
	25	IPD/PH-27-25
	32	IPD/PH-27-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Ultraje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad MEDENTIS®

Serie YB ICX [RP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/YB-SR-00
	15	IPD/YB-SR-02
	10	IPD/YB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP
	1,0	IPD/YB-IR-00/3D
	2,0	IPD/YB-IR-02/3D
	3,0	IPD/YB-IR-04/3D
	1,0	IPD/YB-IR-01/3D
	2,0	IPD/YB-IR-03/3D
	3,0	IPD/YB-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



SISTEMA IPDMILLED

Indicación	Material	Diámetro	RP
	Ti	12	IPD/YB-XR-00
Análogo fresado			IPD/YB-AR-00/X

Todos los pilares prefresados incluyen 2 tornillos de titanio.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.40 Hex	Cónico	IPD/YB-TR-00
TiN	1.40 Hex	Cónico	IPD/YB-TR-00/TiN
	TPA		IPD/YB-TR-50
BLC	1.40 Hex	Cónico	IPD/YB-TR-00/BLC



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/YB-MR-01
	2,5	IPD/YB-MR-02
	3,5	IPD/YB-MR-03
17º	2,5	IPD/YB-MR-12
30º	3,5	IPD/YB-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.
Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	RP
Análogo	IPD/YB-AR-00
Análogo	IPD/YB-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior
	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral
	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/YB-BR-00
	15º	IPD/YB-BR-10
	25º	IPD/YB-BR-20
	Recto	IPD/YB-BR-01
	15º	IPD/YB-BR-11
	25º	IPD/YB-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP
	Recto / Angulado	IPD/YB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/YB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RP
	2,0	IPD/YB-LR-02
	3,0	IPD/YB-LR-03
	4,0	IPD/YB-LR-04
	5,0	IPD/YB-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP
	IPD/YB-PR-06
	IPD/YB-PR-07
Tornillo coping	IPD/YB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
1,0	IPD/YB-DR-01
2,5	IPD/YB-DR-02
4,0	IPD/YB-DR-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.40 Hex	18	IPD/PH-40-18
	25	IPD/PH-40-25
	32	IPD/PH-40-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad GLOBAL D[®]

Serie 1A IN-KONE[®] [RP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/1A-SR-00
	15	IPD/1A-SR-02
	10	IPD/1A-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System[®]

Indicación	Altura gingival	RP
	1,0	IPD/1A-IR-00/3D
	2,0	IPD/1A-IR-02/3D
	3,0	IPD/1A-IR-04/3D
	1,0	IPD/1A-IR-01/3D
	2,0	IPD/1A-IR-03/3D
	3,0	IPD/1A-IR-05/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.20 Hex	Cónico	IPD/1A-TR-00
			IPD/1A-TR-01
TiN	1.20 Hex	Cónico	IPD/1A-TR-00/TiN
BLC	1.20 Hex	Cónico	IPD/1A-TR-00/BLC

El modelo IPD/1A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/1A-MR-01
	2,5	IPD/1A-MR-02
	3,5	IPD/1A-MR-03
17°	2,5	IPD/1A-MR-12
30°	3,5	IPD/1A-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples. Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo	RP
Análogo	IPD/1A-AR-00
	IPD/1A-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior
	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral
	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/1A-BR-00
	Recto	IPD/1A-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/1A-BR-00/3D
	Recto	IPD/1A-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RP
	2,0	IPD/1A-LR-02
	3,0	IPD/1A-LR-03
	4,0	IPD/1A-LR-04
	5,0	IPD/1A-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP
	IPD/1A-PR-06
	IPD/1A-PR-07
Tornillo coping	IPD/1A-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
1,5	IPD/1A-DR-01
3,0	IPD/1A-DR-03
4,5	IPD/1A-DR-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Uillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad

ANTHOGYR®

Serie 2A AXIOM® BL

[RP]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP
	10	IPD/2A-SR-00
	15	IPD/2A-SR-02
	10	IPD/2A-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura gingival	RP
	1,5	IPD/2A-IR-02/3D
	2,5	IPD/2A-IR-04/3D
	3,5	IPD/2A-IR-06/3D
	1,5	IPD/2A-IR-03/3D
	2,5	IPD/2A-IR-05/3D
	3,5	IPD/2A-IR-07/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	RP
-	1.18 Hex	Cónico	IPD/2A-TR-00
			IPD/2A-TR-01
TiN	1.18 Hex	Cónico	IPD/2A-TR-00/TiN
BLC	1.18 Hex	Cónico	IPD/2A-TR-00/BLC

El modelo IPD/2A-TR-01 es un tornillo extractor de pilar.



PILAR MULTI-UNIT RECTO Y ANGULADO

Angulación	Altura gingival	RP
Recto	1,5	IPD/2A-MR-01
	2,5	IPD/2A-MR-02
	3,5	IPD/2A-MR-03
17°	2,5	IPD/2A-MR-12
30°	3,5	IPD/2A-MR-33

Nuestros multi-units rectos pueden utilizarse para restauraciones unitarias y múltiples.

Consulte la **página 192** para ver los accesorios del sistema Multi-Unit.



ANÁLOGOS

Tipo		RP
Análogo	Análogo	IPD/2A-AR-00
	Análogo	IPD/2A-AR-00/3D
Análogo digital	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



PILAR CALCINABLE RECTO CON BASEDE Co-Cr

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/2A-BR-00
	Recto	IPD/2A-BR-01



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP
	Recto	IPD/2A-BR-00/3D
	Recto	IPD/2A-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B1



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PILAR DE SOBREDENTADURA PSD

Indicación	Altura gingival	RP
	2,0	IPD/2A-LR-02
	3,0	IPD/2A-LR-03
	4,0	IPD/2A-LR-04
	5,0	IPD/2A-LR-05

Consulte la **página 206** para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP
	IPD/2A-PR-06
	IPD/2A-PR-07
Tornillo coping	IPD/2A-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como pilar provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	RP
1,5	IPD/2A-DR-01
3,0	IPD/2A-DR-03
4,5	IPD/2A-DR-04



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP
1.18 Hex	18	IPD/PH-18-18
	25	IPD/PH-18-25
	32	IPD/PH-18-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
PSD	25	IPD/LL-PS-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01


Para más información, consulte la **página 216**.





Compatibilidad GALIMPLANT®

Serie 3A MULTI-POSITION AESTHETIC® [ø3.8]



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	ø3.8
	10	IPD/3A-SR-00
	10	IPD/3A-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-Base System®

Indicación	Altura poste	Altura gingival	ø3.8
	4,15	0,2	IPD/3A-IR-00/3D
	6,5		IPD/3A-IR-02/3D
	4,15		IPD/3A-IR-01/3D
	6,5		IPD/3A-IR-03/3D

Consulte la **página 180** para obtener información sobre el sistema Custom Interface.



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	ø3.8
-	1.30 Hex	Cónico	IPD/3A-TR-00
	1.30 Hex	Cónico	IPD/3A-TR-00/TIN
TiN	TPA	Cónico	IPD/3A-TR-50
		Cónico	IPD/3A-TR-51
BLC	1.30 Hex	Cónico	IPD/3A-TR-00/BLC

El tornillo IPD/3A-TR-50 es para interfases de 4,15 de altura de poste.

El tornillo IPD/3A-TR-51 es para interfases de 6,5 de altura de poste.



ANÁLOGOS

Tipo		ø3.8
Analógico		IPD/3A-AR-00
Análogo digital	Analógico	IPD/3A-AR-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	ø3.8
	IPD/3A-PR-06
	IPD/3A-PR-07
Tornillo coping	IPD/3A-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping.



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Altura (mm)	ø3.8
4,5	IPD/3A-DR-04

Tornillo IPD/3A-TR-00 no incluido.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	ø3.8
1.30 Hex	18	IPD/PH-30-18
	25	IPD/PH-30-25
	32	IPD/PH-30-32
1.20 Hex	18	IPD/PH-20-18
	25	IPD/PH-20-25
	32	IPD/PH-20-32
TPA	18	IPD/KA-CT-18
	25	IPD/KA-CT-25
	32	IPD/KA-CT-32



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	ø3.8
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90
Utillaje PSD y extractor de insertos	-	IPD/LL-PS-01

Para más información, consulte la **página 216**.




Sistemas de trabajo

- CEREC® Ti-BASE
-  Custom Ti-Base System®
- SISTEMA MULTI-UNIT
- SISTEMA PSD
- ACCESORIOS
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Compatibilidad	Plataforma	Altura gingival (mm)	Referencia	Interfaz integrada
Nobel Biocare® Nobel Active®	NP Ø3.5	0,5	IPD/AD-IN-00/SI	S
		1,5	IPD/AD-IN-02/SI	S
		2,5	IPD/AD-IN-04/SI	S
	RP Ø4.3	0,5	IPD/AD-IR-00/SI	L
		1,5	IPD/AD-IR-02/SI	L
		2,5	IPD/AD-IR-04/SI	L
Astra® Osseospeed® TX™	Aqua Ø3.5-4.0	1,0	IPD/EA-IR-00/SI	S
		2,0	IPD/EA-IR-02/SI	S
		3,0	IPD/EA-IR-04/SI	S
		0,5	IPD/EB-IN-00/SI	S
Astra® Evolution®	S Ø3.6	1,5	IPD/EB-IN-02/SI	S
		2,5	IPD/EB-IN-04/SI	S
		0,5	IPD/EB-IR-00/SI	L
	M Ø4.2	1,5	IPD/EB-IR-02/SI	L
		2,5	IPD/EB-IR-04/SI	L
		0,5	IPD/FA-IN-00/SI	S
Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5	1,5	IPD/FA-IN-02/SI	S
		2,5	IPD/FA-IN-04/SI	S
		0,5	IPD/FA-IR-00/SI	L
	Ø4.5	1,5	IPD/FA-IR-02/SI	L
		2,5	IPD/FA-IR-04/SI	L
		0,5	IPD/TB-IR-00/SI	L
MIS® C1/V3	Standard SP	1,5	IPD/TB-IR-02/SI	L
		2,5	IPD/TB-IR-04/SI	L



DIAGRAMA DE TRABAJO



GUÍA DE CORTE

Antirrotativa

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Narrow	3,5	IPD/KA-IN-35
	5,0	IPD/KA-IN-50
	6,5	IPD/KA-IN-65
Standard	3,5	IPD/KA-IR-35
	5,0	IPD/KA-IR-50
	6,5	IPD/KA-IR-65
Wide	3,5	IPD/KA-IW-35
	5,0	IPD/KA-IW-50
	6,5	IPD/KA-IW-65

Versión con ventana de agulación según disponibilidad.



Rotativa

Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Narrow	3,5	IPD/KR-IN-35
	5,0	IPD/KR-IN-50
	6,5	IPD/KR-IN-65
Standard	3,5	IPD/KR-IR-35
	5,0	IPD/KR-IR-50
	6,5	IPD/KR-IR-65
Wide	3,5	IPD/KR-IW-35
	5,0	IPD/KR-IW-50
	6,5	IPD/KR-IW-65

Versión con ventana de agulación según disponibilidad.



TORNILLO DE FIJACIÓN

	Llave	Referencia
Cada guía de corte	1.20 Hex	IPD/KA-TI-00



KITS DE GUÍAS DE CORTE

Plataforma	Alturas (mm)		
Narrow	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IN-00	IPD/KT-IN-01
Standard	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IR-00	IPD/KT-IR-01
Wide	3,5 / 5,0 / 6,5	IPD/KT-IW-00	IPD/KT-IW-01

Todos los kits incluyen el tornillo de bloqueo IPD/KA-TI-00



LLAVE SCAN BODY

Altura Scan Body (mm)	Referencia
10	IPD/PH-20-18
15	IPD/PH-20-25



Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Nobel Biocare® Branemark System®	NP Ø3.5	Antirrotativa	1,5	IPD/AA-IN-02/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/AA-IN-03/3D	-
	RP Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
	WP Ø5.1	Antirrotativa	1,3	IPD/AA-IW-02/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/AA-IW-03/3D	-
Nobel Biocare® Multi-unit	RP Ø4.8	Antirrotativa	0,5	IPD/AB-IR-00/3D	-
			0,5	IPD/AB-IR-02/3D	
		Rotativa	0,2	IPD/AB-IR-01/3D	-
			0,2	IPD/AB-IR-11/3D	
			0,2	IPD/AB-IR-03/3D	
Nobel Biocare® Replace® Select	NP Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/AC-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/AC-IN-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AC-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
	RP Ø4.3	Antirrotativa	1,5	IPD/AC-IN-03/3D	
			0,5	IPD/AC-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa	1,5	IPD/AC-IR-02/3D	
			0,5	IPD/AC-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
	WP Ø5.0	Antirrotativa	1,5	IPD/AC-IR-03/3D	
			0,5	IPD/AC-IW-00/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa	1,5	IPD/AC-IW-02/3D	
Nobel Biocare® Nobel Active®	NP Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/AC-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
			1,5	IPD/AC-IW-03/3D	
			0,8	IPD/AD-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
		Antirrotativa	1,5	IPD/AD-IT-02/3D	
			2,5	IPD/AD-IT-04/3D	
		Rotativa	0,8	IPD/AD-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/AD-IT-03/3D	
			2,5	IPD/AD-IT-05/3D	
			0,5	IPD/AD-IN-00/3D	
		Antirrotativa	1,5	IPD/AD-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
			2,5	IPD/AD-IN-04/3D	
			3,5	IPD/AD-IN-06/3D	
	RP Ø4.3	Rotativa	0,5	IPD/AD-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/AD-IN-03/3D	
			2,5	IPD/AD-IN-05/3D	
		Antirrotativa	3,5	IPD/AD-IN-07/3D	IPD/KT-IR-00
			0,5	IPD/AD-IR-00/3D	
			1,5	IPD/AD-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AD-IR-04/3D	
	WP Ø5.0	Rotativa	0,5	IPD/AD-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AD-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AD-IR-05/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Biomet® 3i Osseotite	NP Ø3.4	Antirrotativa	1,5	IPD/BA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
		Rotativa		IPD/BA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
	RP Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
	WP Ø5.0	Antirrotativa	0,5	IPD/BA-IW-00/3D	IPD/KT-IW-00
			1,5	IPD/BA-IW-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/BA-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
			1,5	IPD/BA-IW-03/3D	
Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	NP Ø3.4	Antirrotativa	0,5	IPD/BB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/BB-IN-02/3D	
			2,5	IPD/BB-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/BB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/BB-IN-03/3D	
			2,5	IPD/BB-IN-05/3D	
	RP Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/BB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/BB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/BB-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/BB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/BB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/BB-IR-05/3D	
Klockner® SK2-NK2	RP Ø4.2	Antirrotativa	0,5	IPD/CA-IR-00/3D	IPD/KT-IW-00
			2,25	IPD/CA-IR-04/3D	
			0,5	IPD/CA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa	0,5	IPD/CA-IR-01/3D	
			2,25	IPD/CA-IR-05/3D	
			0,5	IPD/CA-IR-05/3D	IPD/KT-IR-01
Klockner® Essential Cone®	RP Ø4.5	Antirrotativa	0,5	IPD/CB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa		IPD/CB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
	NP Ø3.5	Antirrotativa	1,5	IPD/AA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
		Rotativa		IPD/AA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
	RP Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
Klockner® KL™	WP Ø5.1	Antirrotativa	1,3	IPD/AA-IW-02/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/AA-IW-03/3D	-

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Klockner® Vega®	NV Ø3.5	Antirrotativa	0,7	IPD/CD-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/CD-IN-02/3D	
			2,5	IPD/CD-IN-04/3D	
			3,5	IPD/CD-IN-06/3D	
		Rotativa	0,7	IPD/CD-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/CD-IN-03/3D	
			2,5	IPD/CD-IN-05/3D	
	RV Ø4.0 Ø4.5	Antirrotativa	3,5	IPD/CD-IN-07/3D	IPD/KT-IR-00
			0,7	IPD/CD-IR-00/3D	
			1,5	IPD/CD-IR-02/3D	
			2,5	IPD/CD-IR-04/3D	
		Rotativa	3,5	IPD/CD-IR-06/3D	IPD/KT-IR-01
			0,7	IPD/CD-IR-01/3D	
			1,5	IPD/CD-IR-03/3D	
Straumann® Tissue Level	RN Ø4.8	Antirrotativa	0,4	IPD/DA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa		IPD/DA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
	WN Ø6.5	Antirrotativa		IPD/DA-IW-02/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/DA-IW-03/3D	IPD/KT-IW-01
Straumann® Bone Level	NC Ø3.3	Antirrotativa	0,5	IPD/DB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/DB-IN-02/3D	
			2,5	IPD/DB-IN-04/3D	
		Rotativa	3,5	IPD/DB-IN-06/3D	IPD/KT-IN-01
			0,5	IPD/DB-IN-01/3D	
			1,5	IPD/DB-IN-03/3D	
	RC Ø4.1	Antirrotativa	2,5	IPD/DB-IN-05/3D	IPD/KT-IR-00
			3,5	IPD/DB-IN-07/3D	
			0,5	IPD/DB-IR-00/3D	
			1,5	IPD/DB-IR-02/3D	
Straumann® Bone Level	RC Ø4.1	Rotativa	2,5	IPD/DB-IR-04/3D	IPD/KT-IR-01
			3,5	IPD/DB-IR-06/3D	
			0,5	IPD/DB-IR-01/3D	
			1,5	IPD/DB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/DB-IR-05/3D	
Straumann® BLX®	RB-WB	Antirrotativa	3,5	IPD/DC-IR-07/3D	IPD/KT-IR-00
			1,0	IPD/DC-IR-00/3D	
			2,0	IPD/DC-IR-02/3D	
		Rotativa	3,0	IPD/DC-IR-04/3D	IPD/KT-IR-01
			1,0	IPD/DC-IR-01/3D	
			2,0	IPD/DC-IR-03/3D	
Straumann® SRA®	Ø3.5	Rotativa	0,2	IPD/DD-IN-01/3D	-
	Ø4.6			IPD/DD-IR-01/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Astra® Osseospeed®	Yellow Ø3.0	Antirrotativa	0,8	IPD/EA-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/EA-IN-02/3D	
			2,5	IPD/EA-IN-04/3D	
		Rotativa	0,8	IPD/EA-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/EA-IN-03/3D	
			2,5	IPD/EA-IN-05/3D	
	Aqua Ø3.5-4.0	Antirrotativa	0,5	IPD/EA-IR-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/EA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/EA-IR-04/3D	
		Rotativa	3,5	IPD/EA-IR-06/3D	IPD/KT-IN-01
			0,5	IPD/EA-IR-01/3D	
			1,5	IPD/EA-IR-03/3D	
	Lilac Ø4.5-5.0	Antirrotativa	2,5	IPD/EA-IR-05/3D	IPD/KT-IR-01
			3,5	IPD/EA-IR-07/3D	
			0,5	IPD/EA-IW-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa	1,5	IPD/EA-IW-02/3D	
			0,5	IPD/EA-IW-01/3D	
			1,5	IPD/EA-IW-03/3D	IPD/KT-IR-01
Astra® Evolution®	XS Ø3.0	Antirrotativa	0,5	IPD/EB-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/EB-IT-02/3D	
			2,5	IPD/EB-IT-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/EB-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/EB-IT-03/3D	
			2,5	IPD/EB-IT-05/3D	
	S Ø3.6	Antirrotativa	0,5	IPD/EB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/EB-IN-02/3D	
			2,5	IPD/EB-IN-04/3D	
		Rotativa	3,5	IPD/EB-IN-06/3D	IPD/KT-IN-01
			0,5	IPD/EB-IN-01/3D	
			1,5	IPD/EB-IN-03/3D	
	M Ø4.2	Antirrotativa	2,5	IPD/EB-IN-05/3D	IPD/KT-IR-01
			3,5	IPD/EB-IN-07/3D	
			0,5	IPD/EB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa	1,5	IPD/EB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/EB-IR-04/3D	
			3,5	IPD/EB-IR-06/3D	IPD/KT-IR-01
Astra® Evolution®	L Ø4.8	Antirrotativa	0,5	IPD/EB-IR-01/3D	
			1,5	IPD/EB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/EB-IR-05/3D	
		Rotativa	3,5	IPD/EB-IR-07/3D	IPD/KT-IR-01
			0,5	IPD/EB-IW-00/3D	
			1,5	IPD/EB-IW-02/3D	
			2,5	IPD/EB-IW-04/3D	
			0,5	IPD/EB-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
			1,5	IPD/EB-IW-03/3D	
			2,5	IPD/EB-IW-05/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/FA-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/FA-IN-02/3D	
			2,5	IPD/FA-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/FA-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/FA-IN-03/3D	
			2,5	IPD/FA-IN-05/3D	
	Ø4.5	Antirrotativa	0,5	IPD/FA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/FA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/FA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/FA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/FA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/FA-IR-05/3D	
	Ø5.7	Antirrotativa	0,5	IPD/FA-IW-00/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/FA-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
Zimmer® Eztetic®	NP Ø3.1	Antirrotativa	1,0	IPD/FC-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			2,0	IPD/FC-IT-02/3D	
			3,0	IPD/FC-IT-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/FC-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			2,0	IPD/FC-IT-03/3D	
			3,0	IPD/FC-IT-05/3D	
			3,0	IPD/FC-IT-05/3D	
BTI® Externa	Tiny Ø3.5	Antirrotativa	1,5	IPD/GA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
		Rotativa		IPD/GA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
	Universal Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
	Estrecha Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/GD-IN-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/GD-IN-02/3D	
			2,5	IPD/GD-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/GD-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/GD-IR-03/3D	
			2,5	IPD/GD-IR-05/3D	
BTI® Interna	Universal Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/GB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/GB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/GB-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/GB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/GB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/GB-IR-05/3D	
		Antirrotativa	0,5	IPD/GD-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/GD-IN-02/3D	
BTI® Core®	Core Ø3.5	Antirrotativa	2,5	IPD/GD-IN-04/3D	IPD/KT-IN-01
			0,5	IPD/GD-IN-01/3D	
			1,5	IPD/GD-IN-03/3D	
		Rotativa	2,5	IPD/GD-IN-05/3D	IPD/KT-IN-01
			0,5	IPD/GD-IN-01/3D	
			1,5	IPD/GD-IN-03/3D	
BTI® Multi-im®	Ø4.1	Rotativa	0,3	IPD/GC-IR-01/3D	-

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Microdent® Microdent® Universal™	Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
Dentsply® Xive® Friadent®	Ø5.1	Antirrotativa	1,5	IPD/BA-IW-03/3D	IPD/KT-IW-01
		Rotativa	2,5	IPD/BA-IW-03/3D	
	Ø3.4	Antirrotativa	1,5	IPD/IA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
		Rotativa		IPD/IA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
	Ø3.8	Antirrotativa	0,5	IPD/IA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/IA-IR-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/IA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/IA-IR-03/3D	
Dentsply® Ankylos®	C/X	Antirrotativa	1,5	IPD/IB-IR-02/3D	IPD/KT-IR-00
			2,5	IPD/IB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/IB-IR-03/3D	IPD/KT-IR-01
			2,5	IPD/IB-IR-05/3D	
		Antirrotativa	0,5	IPD/JA-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/JA-IN-02/3D	
Camlog® Camlog® Implant System	Ø3.3	Rotativa	0,5	IPD/JA-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/JA-IN-03/3D	
	Ø3.8	Antirrotativa	0,5	IPD/JA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
		Rotativa	1,5	IPD/JA-IR-02/3D	
			0,5	IPD/JA-IR-01/3D	
	Ø4.3	Antirrotativa	1,5	IPD/JA-IR-03/3D	IPD/KT-IR-01
			0,5	IPD/JA-IW-00/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/JA-IW-02/3D	IPD/KT-IR-00
			0,5	IPD/JA-IW-01/3D	
	Ø5.0	Antirrotativa	1,5	IPD/JA-IW-03/3D	IPD/KT-IR-01
			0,5	IPD/JA-IX-00/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/JA-IX-02/3D	IPD/KT-IW-00
Camlog® Conelog®	Ø3.3	Antirrotativa	0,5	IPD/JA-IX-01/3D	IPD/KT-IW-01
			1,5	IPD/JA-IX-03/3D	
	Ø3.8	Antirrotativa	0,5	IPD/JB-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/JB-IT-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/JB-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/JB-IT-03/3D	
	Ø3.8	Antirrotativa	0,5	IPD/JB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/JB-IN-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/JB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/JB-IN-03/3D	
	Ø4.3	Antirrotativa	0,5	IPD/JB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/JB-IR-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/JB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
		Rotativa	1,5	IPD/JB-IR-03/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0	Antirrotativa	0,5	IPD/LB-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/LB-IT-02/3D	
			2,5	IPD/LB-IT-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/LB-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/LB-IT-03/3D	
			2,5	IPD/LB-IT-05/3D	
	Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/LB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/LB-IN-02/3D	
			2,5	IPD/LB-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/LB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/LB-IN-03/3D	
			2,5	IPD/LB-IN-05/3D	
BioHorizons® Tapered Internal	Ø4.5	Antirrotativa	0,5	IPD/LB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/LB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/LB-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/LB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/LB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/LB-IR-05/3D	
	Ø5.7	Antirrotativa	0,5	IPD/LB-IW-00/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/LB-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
Sweden & Martina® Outlink®	Ø3.3	Antirrotativa	1,5	IPD/MA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
			2,5	IPD/MA-IN-04/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/MA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
			2,5	IPD/MA-IN-05/3D	
	Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
	Ø5.0	Antirrotativa	0,5	IPD/BA-IW-00/3D	IPD/KT-IW-00
			1,5	IPD/BA-IW-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/BA-IW-01/3D	IPD/KT-IW-01
			1,5	IPD/BA-IW-03/3D	
Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø3.3	Antirrotativa	0,5	IPD/MB-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/MB-IT-02/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/MB-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/MB-IT-03/3D	
	Ø3.8	Antirrotativa	0,7	IPD/MB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/MB-IN-02/3D	
		Rotativa	0,7	IPD/MB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/MB-IN-03/3D	
	Ø4.25	Antirrotativa	0,7	IPD/MB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/MB-IR-02/3D	
		Rotativa	0,7	IPD/MB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/MB-IR-03/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Phibo® TSH®	S2	Antirrotativa	1,5	IPD/NA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
		Rotativa		IPD/NA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
	S3-S4	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
		Rotativa	2,5	IPD/AA-IR-04/3D	IPD/KT-IR-01
			0,5	IPD/AA-IR-01/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
	S5	Antirrotativa	1,3	IPD/NA-IW-02/3D	IPD/KT-IW-00
		Rotativa		IPD/NA-IW-03/3D	IPD/KT-IW-01
Osstem® implant TSIII®	M Ø3.5	Antirrotativa	1,0	IPD/OB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			2,0	IPD/OB-IN-02/3D	
			3,0	IPD/OB-IN-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/OB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			2,0	IPD/OB-IN-03/3D	
			3,0	IPD/OB-IN-05/3D	
	R Ø4.0	Antirrotativa	1,0	IPD/OB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/OB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/OB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/OB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/OB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/OB-IR-05/3D	
Biotech® Dental Kontakt®	RP	Antirrotativa	1,0	IPD/QB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/QB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/QB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/QB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/QB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/QB-IR-05/3D	
Neodent® Helix® HE	Ø3.3	Antirrotativa	1,3	IPD/RA-IN-02/3D	IPD/KT-IN-00
			2,5	IPD/RA-IN-04/3D	
		Rotativa	1,3	IPD/RA-IN-03/3D	IPD/KT-IN-01
			2,5	IPD/RA-IN-05/3D	
	Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/AA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/AA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/AA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/AA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/AA-IR-05/3D	
Ø5.0	Antirrotativa	1,3	IPD/RA-IW-02/3D	IPD/KT-IW-00	
	Rotativa		IPD/RA-IW-03/3D	IPD/KT-IW-01	
Neodent® Grand Morse™ GM	GM	Antirrotativa	1,0	IPD/RB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/RB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/RB-IR-04/3D	
			4,0	IPD/RB-IR-06/3D	
Neodent® Grand Morse™ GM	GM	Rotativa	1,0	IPD/RB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/RB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/RB-IR-05/3D	
			4,0	IPD/RB-IR-07/3D	
Neodent® GM Abutment	RP Ø4.8	Antirrotativa	0,5	IPD/RC-IR-00/3D	IPD/KT-IW-00


Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
Neodent® GM Micro Abutment	Ø3.5	Antirrotativa	0,5	IPD/RD-IN-00/3D	-
		Rotativa	0,3	IPD/RD-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
Bego® Semados®	Ø3.25-3.75	Antirrotativa	0,5	IPD/SB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/SB-IN-02/3D	
			2,5	IPD/SB-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/SB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/SB-IN-03/3D	
			2,5	IPD/SB-IN-05/3D	
	Ø4.1	Antirrotativa	0,5	IPD/SB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/SB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/SB-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/SB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/SB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/SB-IR-05/3D	
	Ø4.5	Antirrotativa	0,5	IPD/SB-IW-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/SB-IW-02/3D	
			2,5	IPD/SB-IW-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/SB-IW-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/SB-IW-03/3D	
			2,5	IPD/SB-IW-05/3D	
MIS® Seven®	Narrow NP Ø3.3	Antirrotativa	0,5	IPD/TA-IT-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/TA-IT-02/3D	
			2,5	IPD/TA-IT-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/TA-IT-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/TA-IT-03/3D	
			2,5	IPD/TA-IT-05/3D	
	Standard SP	Antirrotativa	0,5	IPD/FA-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			1,5	IPD/FA-IN-02/3D	
			2,5	IPD/FA-IN-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/FA-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			1,5	IPD/FA-IN-03/3D	
			2,5	IPD/FA-IN-05/3D	
	Wide WP	Antirrotativa	0,5	IPD/FA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/FA-IR-02/3D	
			2,5	IPD/FA-IR-04/3D	
		Rotativa	0,5	IPD/FA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/FA-IR-03/3D	
			2,5	IPD/FA-IR-05/3D	
MIS® C1/V3®	Standard SP	Antirrotativa	0,7	IPD/TB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			1,5	IPD/TB-IR-02/3D	
			2,5	IPD/TB-IR-04/3D	
			3,5	IPD/TB-IR-06/3D	
		Rotativa	0,7	IPD/TB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			1,5	IPD/TB-IR-03/3D	
			2,5	IPD/TB-IR-05/3D	
			3,5	IPD/TB-IR-07/3D	

Compatibilidad	Plataforma	Conexión	AG (mm)	Referencia	Guías de corte
DIO® UFII	NP (N)	Antirrotativa	1,0	IPD/UB-IN-00/3D	IPD/KT-IN-00
			2,0	IPD/UB-IN-02/3D	
			3,0	IPD/UB-IN-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/UB-IN-01/3D	IPD/KT-IN-01
			2,0	IPD/UB-IN-03/3D	
			3,0	IPD/UB-IN-05/3D	
	RP (R)	Antirrotativa	1,0	IPD/UB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/UB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/UB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/UB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/UB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/UB-IR-05/3D	
Megagen® AnyOne®	RP	Antirrotativa	1,0	IPD/WA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/WA-IR-02/3D	
			3,0	IPD/WA-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/WA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/WA-IR-03/3D	
			3,0	IPD/WA-IR-05/3D	
Megagen® AnyRidge®	Ø4.0	Antirrotativa	1,0	IPD/WB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/WB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/WB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/WB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/WB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/WB-IR-05/3D	
Dentium® Implantium® / Superline™	RP	Antirrotativa	1,0	IPD/XA-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/XA-IR-02/3D	
			3,0	IPD/XA-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/XA-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/XA-IR-03/3D	
			3,0	IPD/XA-IR-05/3D	
Medentis® ICX	RP	Antirrotativa	1,0	IPD/YB-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/YB-IR-02/3D	
			3,0	IPD/YB-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/YB-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/YB-IR-03/3D	
			3,0	IPD/YB-IR-05/3D	
Global D® In-Kone®	RP	Antirrotativa	1,0	IPD/1A-IR-00/3D	IPD/KT-IR-00
			2,0	IPD/1A-IR-02/3D	
			3,0	IPD/1A-IR-04/3D	
		Rotativa	1,0	IPD/1A-IR-01/3D	IPD/KT-IR-01
			2,0	IPD/1A-IR-03/3D	
			3,0	IPD/1A-IR-05/3D	
Anthogyr® Axiom® BL	RP	Antirrotativa	1,5	IPD/2A-IR-02/3D	IPD/KT-IR-00
			2,5	IPD/2A-IR-04/3D	
			3,5	IPD/2A-IR-06/3D	
		Rotativa	1,5	IPD/2A-IR-03/3D	IPD/KT-IR-01
			2,5	IPD/2A-IR-05/3D	
			3,5	IPD/2A-IR-07/3D	
Galimplant® Multi-Position Aesthetic®	Ø3.8	Antirrotativa	0,2	IPD/3A-IR-00/3D	-
				IPD/3A-IR-02/3D	
		Rotativa		IPD/3A-IR-01/3D	
				IPD/3A-IR-03/3D	

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

DIAGRAMA DE TRABAJO



SCAN ABUTMENTS

INTRAORAL / SOBREMESA / SONDA DE CONTACTO CUERPO DE ESCaneo

Indicación	Altura (mm)	RP ø4.8
	10	IPD/AB-SR-00
	10	IPD/AB-SR-01

Tornillo cautivo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



SCAN TRANSFER

Indicación	Altura (mm)	Tornillo	RP ø4.8
	12,5	IPD/AB-TR-11/C	IPD/AB-SR-11

Tornillo incluido. Llave hexagonal de 1.20.



RESTAURACIONES DEFINITIVAS

Ti-BASE Custom Ti-BASE System®

Indicación	Altura poste (mm)	Altura gingival	RP ø4.8
	3,5	0,5	IPD/AB-IR-00/3D
	6,5	0,5	IPD/AB-IR-02/3D
	3,5	0,2	IPD/AB-IR-01/3D
		0,2	IPD/AB-IR-01
	4,0	0,2	IPD/AB-IR-11/3D
	6,5	0,2	IPD/AB-IR-03/3D

IPD/AB-IR-01 es una interfase de Hollow Screw System® .



TORNILLOS

Revestimiento	Llave	Asiento	Altura	RP ø4.8
-	Unigrip	Plano	-	IPD/AB-TR-00
	Unigrip		-	IPD/AB-TR-00/TIN
TiN	TPA	Plano	Para base de titanio de 3,5 y 4,0 mm de altura	IPD/AB-TR-50
			Para base de titanio de 6,5 mm de altura	IPD/AB-TR-51
		Plano	-	IPD/EA-TR-51
BLC	Unigrip	Plano	-	IPD/AB-TR-00/BLC

IPD/EA-TR-51 es el tornillo específico para restauraciones de nivel MUA sobre Zr-PMMA.



ANÁLOGOS

Tipo		RP ø4.8
Análogo		IPD/AB-AR-00
Análogo digital	Análogo	IPD/AB-AR-00/3D
	Tornillo inferior	IPD/KA-TA-00
	Tornillo lateral	IPD/KA-TA-01



SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

PILAR CALCINABLE RECTO Y ANGULADO CON BASE DE CO-CR

Indicación	Angulación	RP $\phi 4.8$
	Recto	IPD/AB-BR-00
	15°	IPD/AB-BR-10
	25°	IPD/AB-BR-20
	Recto	IPD/AB-BR-01
	15°	IPD/AB-BR-11
	25°	IPD/AB-BR-21

Todos los pilares calcinables angulados incluyen un tornillo TPA.



Base de Co-Cr para el flujo de trabajo digital

Indicación	Angulación	RP $\phi 4.8$
	Recto / Angulado	IPD/AB-BR-00/3D
	Recto / Angulado	IPD/AB-BR-01/3D
Scan Body		IPD/SC-AN-B2



CALCINABLE

Indicación	RP $\phi 4.8$
	IPD/AB-RR-00



RESTAURACIONES CON SOBREDENTADURA

PSD PARA MULTI-UNIT

Unidades	Altura (mm)	RP $\phi 4.8$
2	3,35	IPD/AB-LR-02

Consulte la página xxx para ver los accesorios del sistema PSD.



RESTAURACIONES PROVISIONALES

PILAR PROVISIONAL / COPING CUBIERTA ABIERTA

Indicación	RP $\phi 4.8$
	IPD/AB-PR-01
	IPD/AB-PR-00
	IPD/AB-PR-06
Tornillo coping	IPD/AB-TR-00/C

El mismo pilar se puede utilizar como provisional junto con el tornillo oclusal o como coping de impresión utilizando el tornillo coping. IPD/AB-PR-06 corresponde al diseño clásico y no se puede utilizar como coping.



COPING CUBIERTA ABIERTA Y CERRADA

Tipo	RP $\phi 4.8$
Coping cubierta abierta	IPD/AB-CR-00
Coping cubierta cerrada	IPD/AB-CR-01



CUIDADO TEJIDOS BLANDOS

PILAR DE CICATRIZACIÓN

Material	RP $\phi 4.8$
Plástico POM	IPD/AB-DR-00
Titanio	IPD/AB-DR-01

Tornillo IPD/AB-TR-00 no incluido.



INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

TRANSPORTADOR MULTI-UNIT ANGULADO

Indicación	RP $\phi 4.8$
Para multi-units en ángulo de 17° o 30°.	IPD/LL-TM-00



LLAVES

Tipo	Longitud (mm)	RP $\phi 4.8$
Unigrip	18	IPD/PU-00-18
	25	IPD/PU-00-25
	32	IPD/PU-00-32
2.0 Hex	Pilar multi-unit recto	20 IPD/LL-AB-00



ACCESORIOS

Indicación	Longitud (mm)	RP $\phi 4.8$
Mango clínica contra-ángulo	16	IPD/MC-00-16
Mango laboratorio contra-ángulo	70	IPD/ML-00-70
Dinamométrica contra-ángulo	90	IPD/DI-00-90
Adaptador llave dinamométrica	-	IPD/DI-KA-90



SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
Nobel Biocare® Branemark System®	NP ø3.5	Recto	1,0	IPD/AA-MN-01
			2,0	IPD/AA-MN-02
			3,0	IPD/AA-MN-03
	RP ø4.1	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		17°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
			5,0	IPD/AB-MR-35
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	NP ø3.5	Recto	1,0	IPD/AC-MN-01
			2,0	IPD/AC-MN-02
	RP ø4.3	Recto	1,0	IPD/AC-MR-01
			2,0	IPD/AC-MR-02
			3,0	IPD/AC-MR-03
			4,0	IPD/AC-MR-04
			5,0	IPD/AC-MR-05
		17°	2,0	IPD/AC-MR-12
			3,0	IPD/AC-MR-13
			4,0	IPD/AC-MR-34
		30°		
Nobel Biocare® Nobel Active®	NP ø3.5	Recto	1,5	IPD/AD-MN-01
			2,5	IPD/AD-MN-02
			3,5	IPD/AD-MN-03
			4,5	IPD/AD-MN-04
		17°	2,5	IPD/AD-MN-12
			3,5	IPD/AD-MN-13
			3,5	IPD/AD-MN-33
			4,5	IPD/AD-MN-34
		30°		
	RP ø4.3	Recto	1,5	IPD/AD-MR-01
			2,5	IPD/AD-MR-02
			3,5	IPD/AD-MR-03
			4,5	IPD/AD-MR-04
		17°	2,5	IPD/AD-MR-12
			3,5	IPD/AD-MR-13
		30°	3,5	IPD/AD-MR-33
			4,5	IPD/AD-MR-34

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
Biomet® 3i® Osseotite®	RP ø4.1	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		17º	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30º	2,0	IPD/AB-MR-33
			3,0	IPD/AB-MR-34
			4,0	IPD/AB-MR-35
	NP ø3.4	Recto	1,0	IPD/BB-MN-01
			2,0	IPD/BB-MN-02
			3,0	IPD/BB-MN-03
			4,0	IPD/BB-MN-04
			5,0	IPD/BB-MR-01
Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	RP ø4.1	Recto	2,0	IPD/BB-MR-02
			3,0	IPD/BB-MR-03
			4,0	IPD/BB-MR-04
			5,0	IPD/BB-MR-05
		17º	2,0	IPD/BB-MR-12
			3,0	IPD/BB-MR-13
			4,0	IPD/BB-MR-34
		30º	5,0	IPD/BB-MR-35
	NP ø3.5	Recto	1,0	IPD/AA-MN-01
			2,0	IPD/AA-MN-02
			3,0	IPD/AA-MN-03
Klockner® KT™	RP ø4.1	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		17º	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30º	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
			5,0	IPD/AB-MR-35

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
Klockner® Vega®	NV Ø3.5	Recto	1,5	IPD/CD-MN-01
			2,5	IPD/CD-MN-02
			3,5	IPD/CD-MN-03
			4,5	IPD/CD-MN-04
			5,5	IPD/CD-MN-05
		17°	2,5	IPD/CD-MN-12
		30°	3,5	IPD/CD-MN-33
	RV Ø4.0 Ø4.5	Recto	1,5	IPD/CD-MR-01
			2,5	IPD/CD-MR-02
			3,5	IPD/CD-MR-03
			4,5	IPD/CD-MR-04
			5,5	IPD/CD-MR-05
		17°	2,5	IPD/CD-MR-12
Straumann® Tissue Level	RN Ø4.8	Recto	0,9	IPD/DA-MR-01
			1,5	IPD/DB-MN-01
			2,5	IPD/DB-MN-02
			3,5	IPD/DB-MN-03
			4,5	IPD/DB-MN-04
		17°	2,5	IPD/DB-MN-12
	NC Ø3.3	Recto	3,5	IPD/DB-MN-13
			3,5	IPD/DB-MN-33
			4,5	IPD/DB-MN-34
		30°	1,5	IPD/DB-MR-01
			2,5	IPD/DB-MR-02
Straumann® Bone Level	RC Ø4.1	Recto	3,5	IPD/DB-MR-03
			4,5	IPD/DB-MR-04
			2,5	IPD/DB-MR-12
			3,5	IPD/DB-MR-13
			3,5	IPD/DB-MR-33
		30°	4,5	IPD/DB-MR-34
	RB/WB	Recto	1,5	IPD/DC-MR-01
			2,5	IPD/DC-MR-02
			3,5	IPD/DC-MR-03
			17°	IPD/DC-MR-13
			3,5	IPD/DC-MR-13
		30°	4,5	IPD/DC-MR-34

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia		
Astra® Osseospeed™	Aqua ø3.5-ø4.0	Recto	1,5	IPD/EA-MR-01		
			2,5	IPD/EA-MR-02		
			3,5	IPD/EA-MR-03		
			4,5	IPD/EA-MR-04		
		17º	2,5	IPD/EA-MR-12		
			3,5	IPD/EA-MR-13		
			30º	3,5	IPD/EA-MR-33	
				4,5	IPD/EA-MR-34	
		Lila ø4.5-ø5.0		Recto	1,5	IPD/EA-MW-01
					2,5	IPD/EA-MW-02
			3,5		IPD/EA-MW-03	
			4,5		IPD/EA-MW-04	
	17º		2,5	IPD/EA-MW-12		
			30º	3,5	IPD/EA-MW-33	
	Astra® Evolution®	XS Ø3.0	Recto	1,5	IPD/EB-MT-01	
				2,5	IPD/EB-MT-02	
			3,5	IPD/EB-MT-03		
			17º	2,5	IPD/EB-MT-12	
30º				3,5	IPD/EB-MT-33	
S Ø3.6			Recto	1,5	IPD/EB-MN-01	
		2,5		IPD/EB-MN-02		
		3,5	IPD/EB-MN-03			
		17º	2,5	IPD/EB-MN-12		
			30º	3,5	IPD/EB-MN-33	
		M Ø4.2	Recto	1,5	IPD/EB-MR-01	
2,5				IPD/EB-MR-02		
3,5			IPD/EB-MR-03			
17º			2,5	IPD/EB-MR-12		
			30º	3,5	IPD/EB-MR-13	
30º			3,5	IPD/EB-MR-33		
		Astra® Evolution®	L Ø4.8	Recto	1,5	IPD/EB-MW-01
					2,5	IPD/EB-MW-02
	3,5			IPD/EB-MW-03		
	17º			2,5	IPD/EB-MW-12	
				30º	3,5	IPD/EB-MW-33
Zimmer® Screw Vent®	ø3.5			Recto	0,9	IPD/FA-MN-00
		1,5	IPD/FA-MN-01			
		2,5	IPD/FA-MN-02			
		3,5	IPD/FA-MN-03			
		4,5	IPD/FA-MN-04			
		17º	2,5		IPD/FA-MN-12	
			3,5	IPD/FA-MN-13		
		30º	3,5	IPD/FA-MN-33		
			4,5	IPD/FA-MN-34		

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia		
Zimmer® Screw Vent®	Ø4.5	Recto	1,5	IPD/FA-MR-01		
			2,5	IPD/FA-MR-02		
			3,5	IPD/FA-MR-03		
			4,5	IPD/FA-MR-04		
		17º	3,0	IPD/FA-MR-13		
			4,0	IPD/FA-MR-14		
		30º	3,5	IPD/FA-MR-33		
			4,5	IPD/FA-MR-34		
		Zimmer Eztetic	NP Ø3.1	Recto	1,5	IPD/FC-MT-01
					2,5	IPD/FC-MT-02
3,5	IPD/FC-MT-03					
17º	2,5			IPD/FC-MT-12		
	30º			3,5	IPD/FC-MT-33	
BTI® Externa	Universal Ø4.1			Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
		2,0	IPD/AB-MR-02			
		3,0	IPD/AB-MR-03			
		4,0	IPD/AB-MR-04			
		5,0	IPD/AB-MR-05			
		17º	2,0	IPD/AB-MR-12		
			3,0	IPD/AB-MR-13		
			4,0	IPD/AB-MR-14		
			30º	3,0	IPD/AB-MR-33	
				4,0	IPD/AB-MR-34	
5,0	IPD/AB-MR-35					
BTI® Interna	Universal Ø4.1	Recto	1,0	IPD/GB-MR-01		
			2,0	IPD/GB-MR-02		
			3,0	IPD/GB-MR-03		
			4,0	IPD/GB-MR-04		
			5,0	IPD/GB-MR-05		
		17º	3,0	IPD/GB-MR-13		
			4,0	IPD/GB-MR-14		
			30º	4,0	IPD/GB-MR-34	
		5,0		IPD/GB-MR-35		
		BTI® CORE®	CORE Ø3.5	Recto	1,0	IPD/GD-MN-01
2,0	IPD/GD-MN-02					
3,0	IPD/GD-MN-03					
4,0	IPD/GD-MN-04					
17º	2,5			IPD/GD-MN-12		
	3,5			IPD/GD-MN-13		
30º	3,5			IPD/GD-MN-33		

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
Microdent® Microdent Universal™	Ø4.1	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		17°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
			5,0	IPD/AB-MR-35
		Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
Sweden & Martina® Outlink®	Ø4.1	17°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
			5,0	IPD/AB-MR-35
		Recto	1,5	IPD/MB-MN-01
			3,0	IPD/MB-MN-03
			4,0	IPD/MB-MN-04
			1,0	IPD/AB-MR-01
Sweden & Martina® Premium™ Khono®	Ø3.8	Recto	2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		15°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
			5,0	IPD/AB-MR-35
Phibo® TSH®	S3-S4	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		15°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0	Recto	1,0	IPD/LB-MT-01
			2,0	IPD/LB-MT-02
			3,0	IPD/LB-MT-03

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.5	Recto	0,9	IPD/FA-MN-00
			1,5	IPD/FA-MN-01
			2,5	IPD/FA-MN-02
			3,5	IPD/FA-MN-03
			4,5	IPD/FA-MN-04
		17°	2,5	IPD/LB-MN-12
			3,5	IPD/LB-MN-13
	Ø4.5	30°	3,5	IPD/LB-MN-33
			4,5	IPD/LB-MN-34
		Recto	1,5	IPD/FA-MR-01
			2,5	IPD/FA-MR-02
			3,5	IPD/FA-MR-03
			4,5	IPD/FA-MR-04
Camlog® Camlog® Implant System	Ø3.8	Recto	1,0	IPD/JA-MR-01
			2,0	IPD/JA-MR-02
		17°	2,5	IPD/JA-MR-12
		30°	3,5	IPD/JA-MR-33
	Ø4.3	Recto	1,0	IPD/JA-MW-01
			2,0	IPD/JA-MW-02
		17°	2,5	IPD/JA-MW-12
		30°	3,5	IPD/JA-MW-33
	Ø5.0	Recto	1,0	IPD/JA-MX-01
			2,0	IPD/JA-MX-02
		17°	2,5	IPD/JA-MX-12
		30°	3,5	IPD/JA-MX-33
Camlog® Conelog®	Ø3.8	Recto	1,5	IPD/JB-MN-01
			2,5	IPD/JB-MN-02
		17°	2,5	IPD/JB-MN-12
		30°	3,5	IPD/JB-MN-33
	Ø4.3	Recto	1,5	IPD/JB-MR-01
			2,5	IPD/JB-MR-02
		17°	2,5	IPD/JB-MR-12
		30°	3,5	IPD/JB-MR-33

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
Osstem Implant® TSIII	M Ø3.5	Recto	1,5	IPD/OB-MN-01
			2,5	IPD/OB-MN-02
			3,5	IPD/OB-MN-03
			4,5	IPD/OB-MN-04
			5,5	IPD/OB-MN-05
		17°	2,5	IPD/OB-MN-12
			3,5	IPD/OB-MN-13
			3,5	IPD/OB-MN-33
		30°	4,5	IPD/OB-MN-34
			4,5	IPD/OB-MR-01
	R Ø4.0	Recto	2,5	IPD/OB-MR-02
			3,5	IPD/OB-MR-03
			4,5	IPD/OB-MR-04
			5,5	IPD/OB-MR-05
			2,5	IPD/OB-MR-12
		17°	3,5	IPD/OB-MR-13
			3,5	IPD/OB-MR-33
		30°	4,5	IPD/OB-MR-34
Biotech® Dental Kontakt®	RP	Recto	1,5	IPD/QB-MR-01
			2,5	IPD/QB-MR-02
		17°	3,5	IPD/QB-MR-03
			3,5	IPD/QB-MR-13
			4,5	IPD/QB-MR-34
	Ø3.3	Recto	1,5	IPD/RA-MN-01
			2,5	IPD/RA-MN-02
			3,5	IPD/RA-MN-03
		17°	2,5	IPD/RA-MN-12
		30°	3,5	IPD/RA-MN-33
Neodent® Helix® HE	Ø4.1	Recto	1,0	IPD/AB-MR-01
			2,0	IPD/AB-MR-02
			3,0	IPD/AB-MR-03
			4,0	IPD/AB-MR-04
			5,0	IPD/AB-MR-05
		17°	2,0	IPD/AB-MR-12
			3,0	IPD/AB-MR-13
			4,0	IPD/AB-MR-14
		30°	3,0	IPD/AB-MR-33
			4,0	IPD/AB-MR-34
	Ø5.0	Recto	5,0	IPD/AB-MR-35
			1,5	IPD/RA-MW-01
			2,5	IPD/RA-MW-02
			3,5	IPD/RA-MW-03
		17°	2,5	IPD/RA-MW-12
			3,5	IPD/RA-MW-33

SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia		
Neodent® Grand Morse™ GM	GM	Recto	1,5	IPD/RB-MR-01		
			2,5	IPD/RB-MR-02		
			3,5	IPD/RB-MR-03		
			4,5	IPD/RB-MR-04		
		17º	2,5	IPD/RB-MR-12		
		30º	3,5	IPD/RB-MR-33		
Bego® Semados®	Ø3.25-Ø3.75	Recto	1,5	IPD/SB-MN-01		
			2,5	IPD/SB-MN-02		
			3,5	IPD/SB-MN-03		
			4,5	IPD/SB-MN-04		
		5,5	IPD/SB-MN-05			
		17º	2,5	IPD/SB-MN-12		
	30º	3,5	IPD/SB-MN-13			
		3,5	IPD/SB-MN-33			
		4,5	IPD/SB-MN-34			
		Ø4.1	Recto	1,5	IPD/SB-MR-01	
				2,5	IPD/SB-MR-02	
				3,5	IPD/SB-MR-03	
4,5	IPD/SB-MR-04					
17º	2,5		IPD/SB-MR-12			
30º	3,5		IPD/SB-MR-33			
Ø4.5	Recto	1,5	IPD/SB-MW-01			
		2,5	IPD/SB-MW-02			
		17º	2,5	IPD/SB-MW-12		
		30º	3,5	IPD/SB-MW-33		
	MIS® Seven®	NP Ø3.3	Recto	1,0	IPD/TA-MT-01	
				2,0	IPD/TA-MT-02	
3,0				IPD/TA-MT-03		
Standard SP		Recto	0,9	IPD/FA-MN-00		
			1,5	IPD/FA-MN-01		
			2,5	IPD/FA-MN-02		
			3,5	IPD/FA-MN-03		
			4,5	IPD/FA-MN-04		
			17º	2,5	IPD/FA-MN-12	
		30º	3,5	IPD/FA-MN-13		
			3,5	IPD/FA-MN-33		
			4,5	IPD/FA-MN-34		
			Wide WP	Recto	1,5	IPD/FA-MR-01
					2,5	IPD/FA-MR-02
					3,5	IPD/FA-MR-03
4,5		IPD/FA-MR-04				
17º		3,0		IPD/FA-MR-13		
		4,0		IPD/FA-MR-14		
30º	3,5	IPD/FA-MR-33				
	4,5	IPD/FA-MR-34				


SISTEMAS DE TRABAJO

Multi-unit System

Compatibilidad	Plataforma	Angulación	Altura gingival (mm)	Referencia
MIS® C1/V3®	Standard SP	Recto	1,0	IPD/TB-MR-01
			2,0	IPD/TB-MR-02
			3,0	IPD/TB-MR-03
			4,0	IPD/TB-MR-04
		17°	2,5	IPD/TB-MR-12
		30°	3,5	IPD/TB-MR-33
DIO UFII	NP (N)	Recto	1,5	IPD/UB-MN-01
			2,5	IPD/UB-MN-02
		17°	3,5	IPD/UB-MN-03
			2,5	IPD/UB-MN-12
	30°	Recto	3,5	IPD/UB-MN-33
			1,5	IPD/UB-MR-01
Megagen AnyOne	RP	Recto	2,5	IPD/UB-MR-02
			3,5	IPD/UB-MR-03
			17°	IPD/UB-MR-12
		30°	2,5	IPD/UB-MR-33
			3,5	IPD/WA-MR-01
			2,5	IPD/WA-MR-02
Megagen® AnyRidge®	Ø4.0	Recto	3,5	IPD/WA-MR-03
			17°	IPD/WA-MR-12
			30°	IPD/WB-MR-01
		Recto	2,5	IPD/WB-MR-02
			3,5	IPD/WB-MR-03
			17°	IPD/WB-MR-12
Dentium® Implantium® /Superline®	RP	Recto	3,5	IPD/WB-MR-33
			1,5	IPD/XA-MR-01
			2,5	IPD/XA-MR-02
		17°	3,5	IPD/XA-MR-03
			2,5	IPD/XA-MR-12
			30°	IPD/XA-MR-33
Medentis® ICX	RP	Recto	1,5	IPD/YB-MR-01
			2,5	IPD/YB-MR-02
			3,5	IPD/YB-MR-03
		17°	2,5	IPD/YB-MR-12
			3,5	IPD/YB-MR-33
			1,5	IPD/1A-MR-01
Global D® In-Kone®	RP	Recto	2,5	IPD/1A-MR-02
			3,5	IPD/1A-MR-03
			17°	IPD/1A-MR-12
		30°	2,5	IPD/1A-MR-33
			3,5	IPD/2A-MR-01
			1,5	IPD/2A-MR-02
Anthogyr® Axiom® BL	RP	Recto	3,5	IPD/2A-MR-03
			17°	IPD/2A-MR-12
			30°	IPD/2A-MR-33
		Recto	1,5	IPD/2A-MR-01
			2,5	IPD/2A-MR-02
			3,5	IPD/2A-MR-03

SISTEMAS DE TRABAJO PSD System

DIAGRAMA DE TRABAJO



ANÁLOGO

Descripción	Referencia	Referencia digital
Análogo pilar PSD	IPD/PS-AR-00	IPD/PS-AR-00/3D



CAZOLETA DE TITANIO

Descripción	Referencia
Cazoleta de titanio	IPD/KA-CL-00
Cazoleta de titanio + 4 insertos	IPD/KA-CL-02
Cazoleta de titanio + 4 insertos divergentes	IPD/KA-CL-03



INSERTOS

Descripción	Retención	Unidades	Referencia
Insertos combinados hasta 20°	-	Pack 4	IPD/KA-CL-01
Insertos divergentes rojos	1 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-04
Insertos divergentes naranjas	2 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-05
Insertos divergentes verdes	4 libras	Pack 4	IPD/KA-CL-06
Insertos hasta 20° azules	1,5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-10
Insertos hasta 20° grises	3 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-11
Insertos hasta 20° naturales	5 libras	Pack 8	IPD/KA-CL-12
Insertos negros para procesado	-	Pack 8	IPD/KA-CL-13



PILAR PARA BARRAS

Plataforma	Altura (mm)	Métrico	Unidades	Referencia
Pilar para barras	1	2 mm	2	IPD/PS-LR-00



PUNTA PARA PILAR PSD

Longitud (mm)	Referencia
25	IPD/LL-PS-00



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Punta PSD + extractor de gomas retenedoras	IPD/LL-PS-01



UTILLAJE PSD

Indicación	Referencia
Soporte + pilar de escaneado + cofia	IPD/KA-CL-14



SISTEMAS DE TRABAJO

PSD System

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Multi-unit	RP Ø4.8	3,35	IPD/AB-LR-02
		1,0	IPD/AA-LN-01
	NP Ø3.5	3,0	IPD/AA-LN-03
		5,0	IPD/AA-LN-05
		1,0	IPD/AA-LR-01
Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
		2,0	IPD/RA-LW-02
	WP Ø5.1	3,0	IPD/RA-LW-03
		4,0	IPD/RA-LW-04
		3,0	IPD/AC-LN-03
	NP Ø3.5	5,0	IPD/AC-LN-05
		1,0	IPD/AC-LR-01
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	RP Ø4.3	3,0	IPD/AC-LR-03
		5,0	IPD/AC-LR-05
		1,0	IPD/AD-LN-01
	NP Ø3.5	2,0	IPD/AD-LN-02
		3,0	IPD/AD-LN-03
		4,0	IPD/AD-LN-04
		5,0	IPD/AD-LN-05
	RP Ø4.3	1,0	IPD/AD-LR-01
		2,0	IPD/AD-LR-02
		3,0	IPD/AD-LR-03
		4,0	IPD/AD-LR-04
		5,0	IPD/AD-LR-05
Nobel Biocare® Nobel Active®	NP Ø3.4	1,0	IPD/BA-LN-01
		3,0	IPD/BA-LN-03
	RP Ø4.1	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	NP Ø3.4	1,0	IPD/BB-LN-01
		3,0	IPD/BB-LN-03
		5,0	IPD/BB-LN-05
Biomet® 3i® Osseotite®	RP Ø4.1	1,0	IPD/BB-LR-01
		3,0	IPD/BB-LR-03
		5,0	IPD/BB-LR-05
	NP Ø3.4	1,0	IPD/CB-LR-01
		3,0	IPD/CB-LR-03
Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	RP Ø4.5	1,0	IPD/CB-LR-01
		3,0	IPD/CB-LR-03
	NP Ø3.4	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
Klockner® Essential Cone®	RP Ø4.1	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	NP Ø3.4	1,0	IPD/BB-LN-01
		3,0	IPD/BB-LN-03
		5,0	IPD/BB-LN-05
	RP Ø4.1	1,0	IPD/BB-LR-01
		3,0	IPD/BB-LR-03
		5,0	IPD/BB-LR-05
	NP Ø3.4	1,0	IPD/CB-LR-01
		3,0	IPD/CB-LR-03
		5,0	IPD/CB-LR-05

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Klockner® KL™	NP Ø3.5	1,0	IPD/AA-LN-01
		3,0	IPD/AA-LN-03
		5,0	IPD/AA-LN-05
	RP Ø4.1	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	WP Ø5.1	2,0	IPD/RA-LW-02
		3,0	IPD/RA-LW-03
		4,0	IPD/RA-LW-04
Klockner® Vega®	NV Ø3.5	1,0	IPD/CD-LN-01
		2,0	IPD/CD-LN-02
		3,0	IPD/CD-LN-03
		4,0	IPD/CD-LN-04
		5,0	IPD/CD-LN-05
	RV Ø4.0 Ø4.5	1,0	IPD/CD-LR-01
		2,0	IPD/CD-LR-02
		3,0	IPD/CD-LR-03
		4,0	IPD/CD-LR-04
		5,0	IPD/CD-LR-05
Straumann® Tissue Level	RN Ø4.8	1,0	IPD/DA-LR-01
		2,0	IPD/DA-LR-02
		3,0	IPD/DA-LR-03
Straumann® Bone Level	NC Ø3.3	1,0	IPD/DB-LN-01
		2,0	IPD/DB-LN-02
		3,0	IPD/DB-LN-03
		4,0	IPD/DB-LN-04
		5,0	IPD/DB-LN-05
	RC Ø4.1	1,0	IPD/DB-LR-01
		2,0	IPD/DB-LR-02
		4,0	IPD/DB-LR-04
		5,0	IPD/DB-LR-05
Straumann® BLX®	RB-WB	2,0	IPD/DC-LR-02
		3,0	IPD/DC-LR-03
		4,0	IPD/DC-LR-04
		5,0	IPD/DC-LR-05

SISTEMAS DE TRABAJO

PSD System

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Astra® Osseospeed™	Aqua ϕ 3.5- ϕ 4.0	1,0	IPD/EA-LR-01
		2,0	IPD/EA-LR-02
		3,0	IPD/EA-LR-03
		4,0	IPD/EA-LR-04
		5,0	IPD/EA-LR-05
	Lila ϕ 4.5- ϕ 5.0	1,0	IPD/EA-LW-01
		2,0	IPD/EA-LW-02
		3,0	IPD/EA-LW-03
		4,0	IPD/EA-LW-04
		5,0	IPD/EA-LW-05
Astra® Evolution®	XS ϕ 3.0	1,0	IPD/EB-LT-01
		3,0	IPD/EB-LT-03
		5,0	IPD/EB-LT-05
	S ϕ 3.6	1,0	IPD/EB-LN-01
		3,0	IPD/EB-LN-03
		5,0	IPD/EB-LN-05
	M ϕ 4.2	1,0	IPD/EB-LR-01
		3,0	IPD/EB-LR-03
		5,0	IPD/EB-LR-05
	L ϕ 4.8	1,0	IPD/EB-LW-01
		3,0	IPD/EB-LW-03
		5,0	IPD/EB-LW-05
Zimmer® Screw Vent®	ϕ 3.5	1,0	IPD/FA-LN-01
		2,0	IPD/FA-LN-02
		3,0	IPD/FA-LN-03
		4,0	IPD/FA-LN-04
		5,0	IPD/FA-LN-05
	ϕ 4.5	1,0	IPD/FA-LR-01
		2,0	IPD/FA-LR-02
		3,0	IPD/FA-LR-03
		4,0	IPD/FA-LR-04
		5,0	IPD/FA-LR-05
Zimmer® Eztetic®	NP ϕ 3.1	2,0	IPD/FC-LT-02
		3,0	IPD/FC-LT-03
		4,0	IPD/FC-LT-04
		5,0	IPD/FC-LT-05

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
BTI® Externa	Tiny Ø3.5	1,0	IPD/GA-LN-01
		3,0	IPD/GA-LN-03
		5,0	IPD/GA-LN-05
	RP Ø4.1	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	Estrecha Ø3.5	2,0	IPD/GD-LN-02
		3,0	IPD/GD-LN-03
		4,0	IPD/GD-LN-04
BTI® Interna	Universal Ø4.1	1,0	IPD/GB-LR-01
		3,0	IPD/GB-LR-03
		5,0	IPD/GB-LR-05
	CORE Ø3.5	2,0	IPD/GD-LN-02
		3,0	IPD/GD-LN-03
Microdent® Microdent® Universal™	Ø4.1	4,0	IPD/GD-LN-04
		1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
Camlog® Camlog® Implant System	Ø3.8	5,0	IPD/AA-LR-05
		1,0	IPD/JA-LR-01
		3,0	IPD/JA-LR-03
	Ø4.3	5,0	IPD/JA-LR-05
		1,0	IPD/JA-LW-01
		3,0	IPD/JA-LW-03
	Ø5.0	5,0	IPD/JA-LW-05
		1,0	IPD/JA-LX-01
		2,0	IPD/JA-LX-02
		3,0	IPD/JA-LX-03
Camlog® Conelog®	Ø3.8	4,0	IPD/JA-LX-04
		2,0	IPD/JB-LN-02
		3,0	IPD/JB-LN-03
	Ø4.3	4,0	IPD/JB-LN-04
		2,0	IPD/JB-LR-02
		3,0	IPD/JB-LR-03
		4,0	IPD/JB-LR-04

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0	2,0	IPD/LB-LT-02
		3,0	IPD/LB-LT-03
		4,0	IPD/LB-LT-04
		5,0	IPD/LB-LT-05
		1,0	IPD/FA-LN-01
	Ø3.5	2,0	IPD/FA-LN-02
		3,0	IPD/FA-LN-03
		4,0	IPD/FA-LN-04
		5,0	IPD/FA-LN-05
		1,0	IPD/FA-LR-01
	Ø4.5	2,0	IPD/FA-LR-02
		3,0	IPD/FA-LR-03
		4,0	IPD/FA-LR-04
		5,0	IPD/FA-LR-05
		2,0	IPD/MA-LN-02
Sweden & Martina® Outlink®	Ø3.3	3,0	IPD/MA-LN-03
		4,0	IPD/MA-LN-04
		5,0	IPD/MA-LN-05
		1,0	IPD/AA-LR-01
	Ø4.1	2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	Ø3.3	1,0	IPD/MB-LT-01
		3,0	IPD/MB-LT-05
Sweden & Martina® Premium™ Kohn®	Ø3.8	1,0	IPD/MB-LN-01
		3,0	IPD/MB-LN-03
		5,0	IPD/MB-LN-05
	Ø4.25	1,0	IPD/MB-LR-01
		3,0	IPD/MB-LR-03
		5,0	IPD/MB-LR-05
		1,0	IPD/NA-LN-01
Phibo® TSH®	S2	3,0	IPD/NA-LN-03
		5,0	IPD/NA-LN-05
	S3-S4	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Osstem Implant® TSIII	M Ø3.5	1,0	IPD/OB-LN-01
		2,0	IPD/OB-LN-02
		3,0	IPD/OB-LN-03
		4,0	IPD/OB-LN-04
		5,0	IPD/OB-LN-05
	R Ø4.0	1,0	IPD/OB-LR-01
		2,0	IPD/OB-LR-02
		3,0	IPD/OB-LR-03
		4,0	IPD/OB-LR-04
		5,0	IPD/OB-LR-05
Biotech® Dental Kontakt®	RP	2,0	IPD/QB-LR-02
		3,0	IPD/QB-LR-03
		4,0	IPD/QB-LR-04
Neodent® Helix® HE	Ø3.3	2,0	IPD/RA-LN-02
		3,0	IPD/RA-LN-03
		4,0	IPD/RA-LN-04
	Ø4.1	1,0	IPD/AA-LR-01
		2,0	IPD/AA-LR-02
		3,0	IPD/AA-LR-03
		4,0	IPD/AA-LR-04
		5,0	IPD/AA-LR-05
	Ø5.0	2,0	IPD/RA-LW-02
		3,0	IPD/RA-LW-03
4,0		IPD/RA-LW-04	
Neodent® Grand Morse™ GM	GM	2,0	IPD/RB-LR-02
		3,0	IPD/RB-LR-03
		4,0	IPD/RB-LR-04
		5,0	IPD/RB-LR-05
Bego® Semados®	Ø3.25-Ø3.75	1,0	IPD/SB-LN-01
		2,0	IPD/SB-LN-02
		3,0	IPD/SB-LN-03
		4,0	IPD/SB-LN-04
		5,0	IPD/SB-LN-05
	Ø4.1	1,0	IPD/SB-LR-01
		2,0	IPD/SB-LR-02
		3,0	IPD/SB-LR-03
		4,0	IPD/SB-LR-04
		5,0	IPD/SB-LR-05

SISTEMAS DE TRABAJO

PSD System

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Bego® Semados®	Ø4.5	1,0	IPD/SB-LW-01
		2,0	IPD/SB-LW-02
		3,0	IPD/SB-LW-03
		4,0	IPD/SB-LW-04
		5,0	IPD/SB-LW-05
MIS® Seven®	Narrow NP Ø3.3	1,0	IPD/TA-LT-01
		2,0	IPD/TA-LT-02
		3,0	IPD/TA-LT-03
		4,0	IPD/TA-LT-04
		5,0	IPD/TA-LT-05
	Standard SP	1,0	IPD/FA-LN-01
		2,0	IPD/FA-LN-02
		3,0	IPD/FA-LN-03
		4,0	IPD/FA-LN-04
		5,0	IPD/FA-LN-05
MIS® C1/V3®	Wide WP	1,0	IPD/FA-LR-01
		2,0	IPD/FA-LR-02
		3,0	IPD/FA-LR-03
		4,0	IPD/FA-LR-04
		5,0	IPD/FA-LR-05
	Standard SP	1,0	IPD/TB-LR-01
		2,0	IPD/TB-LR-02
		3,0	IPD/TB-LR-03
		4,0	IPD/TB-LR-04
		5,0	IPD/TB-LR-05
DIO® UFII	NP (N)	2,0	IPD/UB-LN-02
		3,0	IPD/UB-LN-03
		4,0	IPD/UB-LN-04
	RP (R)	2,0	IPD/UB-LR-02
		3,0	IPD/UB-LR-03
		4,0	IPD/UB-LR-04
Megagen® AnyOne®	RP	2,0	IPD/WA-LR-02
		3,0	IPD/WA-LR-03
		4,0	IPD/WA-LR-04
		5,0	IPD/WA-LR-05

Compatibilidad	Plataforma	Altura (mm)	Referencia
Megagen® AnyRidge®	Ø4.0	2,0	IPD/WB-LR-02
		3,0	IPD/WB-LR-03
		4,0	IPD/WB-LR-04
		5,0	IPD/WB-LR-05
Dentium® Implantium® / Superline™	RP	2,0	IPD/XA-LR-02
		3,0	IPD/XA-LR-03
		4,0	IPD/XA-LR-04
		5,0	IPD/XA-LR-05
Medentis® ICX	RP	2,0	IPD/YB-LR-02
		3,0	IPD/YB-LR-03
		4,0	IPD/YB-LR-04
		5,0	IPD/YB-LR-05
Global D® In-Kone®	RP	2,0	IPD/1A-LR-02
		3,0	IPD/1A-LR-03
		4,0	IPD/1A-LR-04
		5,0	IPD/1A-LR-05
Anthogyr® Axiom® BL	RP	2,0	IPD/2A-LR-02
		3,0	IPD/2A-LR-03
		4,0	IPD/2A-LR-04
		5,0	IPD/2A-LR-05

Accesorios

LLAVE HEXAGONAL DE 1.00

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-00-18
25	IPD/PH-00-25
32	IPD/PH-00-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.18

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-18-18
25	IPD/PH-18-25
32	IPD/PH-18-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.20

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-20-18
25	IPD/PH-20-25
32	IPD/PH-20-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.25

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-25-18
25	IPD/PH-25-25
32	IPD/PH-25-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.27

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-27-18
25	IPD/PH-27-25
32	IPD/PH-27-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.30

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-30-18
25	IPD/PH-30-25
32	IPD/PH-30-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.40

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-40-18
25	IPD/PH-40-25
32	IPD/PH-40-32



LLAVE HEXAGONAL DE 1.70

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PH-70-18
25	IPD/PH-70-25
32	IPD/PH-70-32



PUNTA CUADRADA 1.25

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PC-25-18
25	IPD/PC-25-25
32	IPD/PC-25-32



PUNTA ESTRELLA (Klockner Essential® / Vega®)

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PS-00-18
25	IPD/PS-00-25
32	IPD/PS-00-32



PUNTA UNIGRIP

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PU-00-18
25	IPD/PU-00-25
32	IPD/PU-00-32



PUNTA NEO GM

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PU-01-18
25	IPD/PU-01-25
32	IPD/PU-01-32



PUNTA PLANA

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PP-00-18
25	IPD/PP-00-25
32	IPD/PP-00-32



PUNTA TORX

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/PT-00-18
25	IPD/PT-00-25
32	IPD/PT-00-32



PUNTA MULTI-UNIT

Longitud (mm)	Referencia
20	IPD/LL-AB-00



PUNTA PSD

Longitud (mm)	Referencia
25	IPD/LL-PS-00



Accesorios

UTILLAJE PSD Y EXTRACTOR DE INSERTOS

	Referencia
	IPD/LL-PS-01



PUNTA HOLLOW TORNILLO

Longitud (mm)	Referencia
26	IPD/KA-CI-09



PUNTA TPA

Longitud (mm)	Referencia
18	IPD/KA-CT-18
25	IPD/KA-CT-25
32	IPD/KA-CT-32



MANGO CLÍNICA CONTRA-ÁNGULO

Longitud (mm)	Referencia
16	IPD/MC-00-16



MANGO LABORATORIO CONTRA-ÁNGULO

Longitud (mm)	Referencia
70	IPD/ML-00-70



DINAMOMÉTRICA CONTRA-ÁNGULO


Longitud (mm)	Referencia
90	IPD/DI-00-90

Adaptador llave dinamométrica incluido.



ADAPTADOR LLAVE DINAMOMÉTRICA

Longitud (mm)	Referencia
Adaptador llave dinamométrica	IPD/DI-KA-90



Kits de accesorios

Descripción	Referencia	
	IPD/KT-DI-18	IPD/KT-DI-25
	Longitud	
Llave hexagonal de 1.20	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.25	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.27	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.70	18 mm	25 mm
Punta cuadrada 1.25	18 mm	25 mm
Punta Unigrip	18 mm	25 mm
Punta plana	18 mm	25 mm
Punta TPA	18 mm	25 mm
Punta Torx	18 mm	25 mm
Punta multi-unit	20 mm	20 mm
Dinamométrica contra-ángulo	90 mm	90 mm



Descripción	Referencia	
	IPD/KT-MC-18	IPD/KT-MC-25
	Longitud	
Llave hexagonal de 1.20	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.25	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.27	18 mm	25 mm
Llave hexagonal de 1.70	18 mm	25 mm
Punta cuadrada 1.25	18 mm	25 mm
Punta Unigrip	18 mm	25 mm
Punta plana	18 mm	25 mm
Punta para TPA	18 mm	25 mm
Punta Torx	18 mm	25 mm
Punta multi-unit	20 mm	20 mm
Mango clínica contra-ángulo	16 mm	16 mm




Descripción	Referencia	
	IPD/KT-ML-32	
	Longitud	
Llave hexagonal de 1.20	32 mm	
Llave hexagonal de 1.25	32 mm	
Llave hexagonal de 1.27	32 mm	
Llave hexagonal de 1.70	32 mm	
Punta cuadrada 1.25	32 mm	
Punta Unigrip	32 mm	
Punta plana	32 mm	
Punta para TPA	32 mm	
Punta Torx	32 mm	
Mango laboratorio contra-ángulo	70 mm	



Especificaciones técnicas de tornillería

DESCRIPCIÓN					CARACTERÍSTICA							
REFERENCIA	Referencia TÍN	REFERENCIA / BLC	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	ASIENTO	DIÁMETRO CABEZA	MÉTRICA	CABEZA (L1)	CUERPO (L2)	TOTAL (LT)	LLAVE	TORQUE (NCM)
IPD/AA-TN-00	IPD/AA-TN-00/TIN	IPD/AA-TN-00/BLC	Nobel Biocare® Branemark System®	NP Ø3.5	70º	2,25	M1.6x0.35	2,15	5,15	7,30	Unigrip	35
			Nobel Biocare® Nobel Active®	NP Ø3.5								
IPD/AA-TR-00	IPD/AA-TR-00/TIN	IPD/AA-TR-00/BLC	Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	75º	2,4	M2x0.4	1,5	5,85	7,35	Unigrip	35
			Nobel Biocare® Nobel Active®	RP Ø4.3								
IPD/AA-TR-01	IPD/AA-TR-01/TIN	IPD/AA-TR-01/BLC	External Hex (Plataforma regular)	Ø4.1	75º	2,5	M2x0.4	1,67	4,6	6,27	1.20 Hex	20
IPD/AA-TR-02	IPD/AA-TR-02/TIN	IPD/AA-TR-02/BLC	Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	Plano	2,40	M2x0.4	1,45	5,9	7,35	Unigrip	35
			Nobel Biocare® Nobel Active®	RP Ø4.3								
IPD/AA-TW-00	IPD/AA-TW-00/TIN	IPD/AA-TW-00/BLC	Nobel Biocare® Branemark System®	WP Ø5.1	72º	3,40	M2.5x0.45	1,37	5,33	6,7	Unigrip	35
IPD/AA-TW-01	IPD/AA-TW-01/TIN	IPD/AA-TW-01/BLC	Nobel Biocare® Branemark System®	WP Ø5.1	72º	3,0	M2.5x0.45	1,37	5,33	6,7	Unigrip	35
IPD/AB-TR-00	IPD/AB-TR-00/TIN	IPD/AB-TR-00/BLC	Multi-unit	RP Ø4.8	Plano	2,00	M1.4x0.3	1,35	2,1	3,45	Unigrip	15
IPD/AC-TN-00	IPD/AC-TN-00/TIN	IPD/AC-TN-00/BLC	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	NP Ø3.5	Plano	2,35	M1.8x0.35	1,8	6,5	8,3	Unigrip	35
IPD/AC-TR-00	IPD/AC-TR-00/TIN	IPD/AC-TR-00/BLC	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	RP Ø4.3 / WP Ø5.0	Plano	2,4	M2x0.4	1,55	8,35	9,9	Unigrip	35
IPD/AD-TT-00	IPD/AD-TT-00/TIN	IPD/AD-TT-00/BLC	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.0	70º	1,82	M1.4x0.3	1,86	4,84	6,7	Unigrip	15
IPD/BA-TR-00	IPD/BA-TR-00/TIN	IPD/BA-TR-00/BLC	Biomet® 3i® Osseotite®	NP Ø3.4 / RP Ø4.1 / WP Ø5.0	75º	2,35	M2x0.4	1,79	5,81	7,6	1.20 Hex	25
IPD/BA-TR-01	IPD/BA-TR-01/TIN	IPD/BA-TR-01/BLC	Biomet® 3i® Osseotite®	NP Ø3.4 / RP Ø4.1 / WP Ø5.0	75º	2,35	M2x0.4	1,79	5,81	7,6	1.25 Hex	25
IPD/BA-TR-02	IPD/BA-TR-02/TIN	IPD/BA-TR-02/BLC	Biomet® 3i® Osseotite®	NP Ø3.4 / RP Ø4.1 / WP Ø5.0	Plano	2,4	M2x0.4	1,65	6,15	7,8	1.25 Cuadrada	35
IPD/BB-TR-01	IPD/BB-TR-01/TIN	IPD/BB-TR-01/BLC	Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	NP Ø3.4 / RP Ø4.1 / WP Ø5.0	Plano	2,0	M1.6x0.35	1,9	6,5	8,4	1.20 Hex	20
IPD/BB-TR-02	-	-	Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	RP Ø4.1 / WP Ø5.0	140º	2,30	M1.6x0.35	2,05	6,35	8,4	1.20 Hex	20
IPD/CA-TR-00	IPD/CA-TR-00/TIN	IPD/CA-TR-00/BLC	Klockner® SK2-NK2	RP Ø4.2	90º	2,45	M1.8x0.35	2,39	3,56	5,95	1.70 Hex	30
IPD/CA-TR-01	IPD/CA-TR-01/TIN	-	Klockner® SK2-NK2	RP Ø4.2	90º	2,45	M1.8x0.35	0,72	3,58	4,3	Cruz	30
IPD/CB-TR-00	IPD/CB-TR-00/TIN	IPD/CB-TR-00/BLC	Klockner® Essential Cone®	RP Ø4.5	90º	2,18	M1.8x0.35	2,3	4,9	7,2	Estrella	30
IPD/CD-TN-00	IPD/CD-TN-00/TIN	IPD/CD-TN-00/BLC	Klockner® Vega®	NV Ø3.5	90º	2,15	M1.6x0.35	2,43	5,57	8	Estrella	25
IPD/CD-TR-00	IPD/CD-TR-00/TIN	IPD/CD-TR-00/BLC	Klockner® Vega®	RV Ø4.0 Ø4.5	90º	2,15	Especial	2,32	5,68	8	Estrella	25
IPD/DA-TR-00	IPD/DA-TR-00/TIN	IPD/DA-TR-00/BLC	Straumann® Tissue Level (synOcta® level)	RN Ø4.8	90º	2,4	M2x0.4	1,2	3,3	4,5	Torx	35
IPD/DA-TR-01	IPD/DA-TR-01/TIN	IPD/DA-TR-01/BLC	Straumann® Tissue Level (Implant level)	RN Ø4.8 / WN Ø6.5	30º	2,4	M2x0.4	3,03	3,67	6,7	Torx	35
IPD/DA-TR-02	-	-	Straumann® Tissue Level	RN Ø4.8	Plano	2,52	M2x0.4	1,45	5,9	7,35	Torx	35
IPD/DA-TR-03	IPD/DA-TR-03/TIN	IPD/DA-TR-03/BLC	Straumann® Tissue Level (Implant level)	RN Ø4.8 / WN Ø6.5	30º	2,57	M2x0.4	3,05	3,65	6,7	Torx	35
IPD/DB-TR-00	IPD/DB-TR-00/TIN	IPD/DB-TR-00/BLC	Straumann® Bone Level	NC Ø3.3 / RC Ø4.1	30º	2,1	M1.6x0.35	2,31	5,54	7,85	Torx	35
IPD/DC-TR-00	IPD/DC-TR-00/TIN	IPD/DC-TR-00/BLC	Straumann® BLX®	RB/WB	90º	2,1	M1.6x0.35	1,5	4,6	6,1	Torx	30
IPD/DD-TR-00	IPD/DD-TR-00/TIN	IPD/DD-TR-00/BLC	Straumann® SRA®	Ø3.5 / Ø4.6	70º	2,20	M1.4x0.3	1,65	2,0	3,65	Torx	15
IPD/EA-TN-00	IPD/EA-TN-00/TIN	IPD/EA-TN-00/BLC	Astra® Osseospeed™	Amarillo Ø3.0	120º	2,1	M1.4x0.3	2	5,5	7,5	1.27 Hex	15
IPD/EA-TR-00	IPD/EA-TR-00/TIN	IPD/EA-TR-00/BLC	Astra® Osseospeed™	Aqua Ø3.5 - Ø4.0	Plano	2,35	M1.6x0.35	1,95	6,3	8,25	1.27 Hex	20
IPD/EA-TR-01	IPD/EA-TR-01/TIN	IPD/EA-TR-01/BLC	Astra® Cono 20º	Aqua Ø3.5-Ø4.0 / Lila Ø4.5-Ø5.0	Plano	2,25	M1.4x0.3	1,85	2,95	4,8	1.27 Hex	15
IPD/EA-TR-02	IPD/EA-TR-02/TIN	IPD/EA-TR-02/BLC	Astra® Osseospeed™	Aqua Ø3.5 - Ø4.0	Plano	2,15	M1.6x0.35	1,95	6,3	8,25	1.27 Hex	20
IPD/EA-TW-00	IPD/EA-TW-00/TIN	IPD/EA-TW-00/BLC	Astra® Osseospeed™	Lila Ø4.5 - Ø5.0	Plano	2,35	M2x0.4	1,9	8,4	10,3	1.27 Hex	25
IPD/EB-TT-00	IPD/EB-TT-00/TIN	IPD/EB-TT-00/BLC	Astra® Evolution®	XS Ø3.0	52º	2,15	M1.4x0.3	2,4	5,24	7,64	1.27 Hex	25
IPD/EB-TN-00	IPD/EB-TN-00/TIN	IPD/EB-TN-00/BLC	Astra® Evolution®	S Ø3.6	60º	2,15	M1.6x0.35	2,12	5,33	7,45	1.27 Hex	25
IPD/EB-TR-00	IPD/EB-TR-00/TIN	IPD/EB-TR-00/BLC	Astra® Evolution®	M Ø4.2	100º	2,35	M1.8x0.35	1,92	5,70	7,62	1.27 Hex	25
IPD/EB-TW-00	IPD/EB-TW-00/TIN	IPD/EB-TW-00/BLC	Astra® Evolution®	L Ø4.8	Plano	2,35	M2X0.4	1,65	5,95	7,6	1.27 Hex	25
IPD/FA-TR-00	IPD/FA-TR-00/TIN	IPD/FA-TR-00/BLC	Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7	140º	2,1	M1.8x0.35	2,54	5,66	8,2	1.25 Hex	30
IPD/FB-TR-00	IPD/FB-TR-00/TIN	IPD/FB-TR-00/BLC	Zimmer® SwissPlus®	Ø4.8	140º	2,3	M2x0.4	2,55	6,75	9,3	1.25 Hex	30
IPD/FB-TR-01	IPD/FB-TR-01/TIN	IPD/FB-TR-01/BLC	Zimmer® SwissPlus®	Ø4.8	30º	2,4	M2x0.4	3,03	3,87	6,9	1.25 Hex	30
IPD/FC-TT-00	IPD/FC-TT-00/TIN	IPD/FC-TT-00/BLC	Zimmer® Eztec®	NP Ø3.1	140º	1,95	M1.6x0.35	2,81	5,94	8,75	1.25 Hex	30
IPD/GA-TN-00	IPD/GA-TN-00/TIN	IPD/GA-TN-00/BLC	BTI® Externa	Ø3.5	Plano	2,35	M2x0.4	1,7	3,85	5,55	1.20 Hex	20




Especificaciones técnicas de tornillería

DESCRIPCIÓN					CARACTERÍSTICA							
REFERENCIA	Referencia TÍN	REFERENCIA / BLC	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	ASIENTO	DIÁMETRO CABEZA	MÉTRICA	CABEZA (L1)	CUERPO (L2)	TOTAL (LT)	LLAVE CONDUCTOR	TORQUE (NCM)
IPD/GA-TW-00	IPD/GA-TW-00/TIN	IPD/GA-TW-00/BLC	BTI® Externa	Ø5.5	Plano	2,25	M2x0.4	1,7	6,15	7,85	1.20 Hex	20
IPD/GB-TR-00	IPD/GB-TR-00/TIN	IPD/GB-TR-00/BLC	BTI® Internal Universal®	Universal® Ø4.1 / Wide Ø5.5	Plano	2,4	M1.8x0.35	1,85	5,2	7,05	1.20 Hex	35
IPD/GC-TR-01	IPD/GC-TR-01/TIN	IPD/GC-TR-01/BLC	BTI® Multi-im®	Ø4.1	Plano	2,0	M1.4x0.3	1,5	2,1	3,6	1.20 Hex	20
IPD/GD-TN-00	IPD/GD-TN-00/TIN	IPD/GD-TN-00/BLC	BTI® Core	CORE Ø3.5	Plano	2,1	M1.8x0.35	1,82	5,23	7,05	1.20 Hex	35
IPD/HA-TN-00	IPD/HA-TN-00/TIN	IPD/HA-TN-00/BLC	Microdent® Microdent® System	Ø3.5	140°	2,5	M1.8x0.35	2,13	3,87	6	1.20 Hex	20
IPD/HA-TR-00	IPD/HA-TR-00/TIN	IPD/HA-TR-00/BLC	Microdent® Microdent® System	Ø4.2 / Ø5.1	120°	2,7	M2x0.4	2,5	5,5	8	1.75 Hex	30
IPD/IA-TR-00	IPD/IA-TR-00/TIN	IPD/IA-TR-00/BLC	Dentsply® Xive® Friadent®	Ø3.4 / Ø3.8 / Ø4.5	90°	2,05	M1.6x0.35	2,1	6,75	8,85	1.20 Hex	24
IPD/IB-TR-00	-	-	Dentsply® Ankylus® Balance Base Narrow	C/X	60°	2,4	M1.6x0.35	1,66	3,04	4,7	1.0 Hex	15
IPD/IB-TR-01	-	-	Dentsply® Ankylus®	C/X	60°	2,05	M1.8x0.35	2	6,15	8,15	1.0 Hex	25
IPD/ID-TT-00	-	-	Osteoplus® Iridium™ Argentum®	Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.2 / Ø4.8	120°	2,40	M1.8x0.35	1,69	5,83	7,52	1.25 Hex	25
IPD/JA-TR-00	IPD/JA-TR-00/TIN	IPD/JA-TR-00/BLC	Camlog® Camlog® Implant System	Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3	90°	2,1	M1.6x0.35	2,35	8,1	10,45	1.25 Hex	20
IPD/JA-TX-00	IPD/JA-TX-00/TIN	IPD/JA-TX-00/BLC	Camlog® Camlog® Implant System	Ø5.0	90°	2,5	M2x0.4	2,34	8,12	10,45	1.25 Hex	20
IPD/JB-TR-00	IPD/JB-TR-00/TIN	IPD/JB-TR-00/BLC	Camlog® Conelog®	Ø3.3 / Ø3.8 / Ø4.3	120°	2,15	M1.6x0.35	2,01	6,86	8,87	1.25 Hex	20
IPD/KA-CI-08	-	-	TORNILLO Hollow	-	Plano	2,8	M2.65x0.3	0,7	1,4	2,1	Cruz IPD	10
IPD/LB-TR-00	IPD/LB-TR-00/TIN	IPD/LB-TR-00/BLC	BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7	90°	2,35	M1.8x0.35	2,42	4,83	7,25	1.27 Hex	35
IPD/MA-TN-00	IPD/MA-TN-00/TIN	IPD/MA-TN-00/BLC	Sweden & Martina® Outlink®	Ø3.3	120°	2,18	M1.8x0.35	1,75	5,75	7,5	1.25 Hex	25
IPD/MB-TN-00	IPD/MB-TN-00/TIN	IPD/MB-TN-00/BLC	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø3.3 / Ø3.8	120°	2,2	M1.8x0.35	1,78	6,32	8,1	1.25 Hex	25
IPD/MB-TR-00	IPD/MB-TR-00/TIN	IPD/MB-TR-00/BLC	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø4.25 / Ø5.0	120°	2,4	M2x0.4	1,78	6	7,78	1.25 Hex	25
IPD/NA-TN-00	IPD/NA-TN-00/TIN	IPD/NA-TN-00/BLC	Phibo® TSH®	S2	120°	2,23	M1.8x0.35	1,92	6,08	8	1.25 Hex	35
IPD/NA-TW-00	-	-	Phibo® TSH®	S5	120°	2,5	M2x0.4	2,5	5,5	8	1.25 Hex	35
IPD/OB-TN-00	IPD/OB-TN-00/TIN	IPD/OB-TN-00/BLC	Osstem Implant® TSIII	M Ø3.5	90°	2,20	M1.6x0.35	2,41	7,79	10,2	1.20 Hex	20
IPD/OB-TR-00	IPD/OB-TR-00/TIN	IPD/OB-TR-00/BLC	Osstem Implant® TSIII	R Ø4.0	90°	2,30	M2x0.4	2,23	6,12	8,35	1.20 Hex	30
IPD/QB-TR-00	IPD/QB-TR-00/TIN	IPD/QB-TR-00/BLC	Biotech® Dental Kontakt®	RP	90°	1,95	M1.4x0.3	1,8	6,02	7,82	1.20 Hex	20
IPD/RA-TN-00	IPD/RA-TN-00/TIN	IPD/RA-TN-00/BLC	Neodent® Helix® HE	Ø3.3	Plano	2,30	M1.8x0.35	1,9	5,8	7,7	1.20 Hex	32
IPD/RA-TW-00	IPD/RA-TW-00/TIN	IPD/RA-TW-00/BLC	Neodent® Helix® HE	Ø5.0	Plano	3,00	M2.5x0.45	2,1	5,5	7,6	1.20 Hex	32
IPD/RB-TR-00	IPD/RB-TR-00/TIN	IPD/RB-TR-00/BLC	Neodent® Grand Morse™ GM	GM	60°	1,86	M1.6x0.35	1,84	7,93	9,77	Neo GM	20
IPD/RC-TR-00	IPD/RC-TR-00/TIN	IPD/RC-TR-00/BLC	Neodent® GM Abutment	RP Ø4.8	90°	2,35	M2x0.25	1,53	2,25	3,78	Neo GM	10
IPD/RD-TN-00	IPD/RD-TN-00/TIN	IPD/RD-TN-00/BLC	Neodent® GM Micro abutment	Ø3.5	Plano	1,90	M1.4x0.3	1,72	1,99	3,71	Neo GM	10
IPD/SB-TR-00	IPD/SB-TR-00/TIN	IPD/SB-TR-00/BLC	Bego® Semados®	Ø3.25-Ø3.75 / Ø4.1 / Ø4.5	70°	2,35	M1.8x0.35	2,35	5,25	7,6	1.25 Hex	30
IPD/TA-TT-00	IPD/TA-TT-00/TIN	IPD/TA-TT-00/BLC	MIS® Seven®	Narrow NP 3.3	120°	2,1	M1.6x0.35	2,58	5,1	7,68	1.25 Hex	30
IPD/TB-TR-00	IPD/TB-TR-00/TIN	IPD/TB-TR-00/BLC	MIS® CI/V3®	Standard SP	120°	2,2	UNF 1-72	2,44	5,18	7,62	1.25 Hex	30
IPD/UB-TN-00	IPD/UB-TN-00/TIN	IPD/UB-TN-00/BLC	DIO® UFII	NP (N)	90°	1,85	M1.4x0.3	2,05	5,45	7,5	1.20 Hex	20
IPD/UB-TR-00	IPD/UB-TR-00/TIN	IPD/UB-TR-00/BLC	DIO® UFII	RP (R)	120°	2,45	M2x0.4	1,95	6,55	8,5	1.20 Hex	30
IPD/WA-TR-00	IPD/WA-TR-00/TIN	IPD/WA-TR-00/BLC	Megagen® AnyOne®	RP	120°	2,3	M2x0.4	1,9	8,0	9,9	1.20 Hex	35
IPD/WB-TR-00	IPD/WB-TR-00/TIN	IPD/WB-TR-00/BLC	Megagen® AnyRidge®	Ø4.0	Plano	2,1	M1.8x0.35	2	6	8	1.20 Hex	25
IPD/VA-TR-00	-	-	-	-	Plano	2,4	M2x0.4	2,2	5,8	8	1.20 Hex	25
IPD/XA-TR-00	IPD/XA-TR-00/TIN	IPD/XA-TR-00/BLC	Dentium® Implantium® / Superline™	RP	120°	2,3	M2x0.4	2,18	8,01	10,2	1.27 Hex	25
IPD/XA-TR-02	-	-	Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	Plano	2,52	M2x0.4	1,45	5,9	7,35	1.20 Hex	30
			Nobel Biocare® Nobel Active®	RP Ø4.3								
IPD/YB-TR-00	IPD/YB-TR-00/TIN	IPD/YB-TR-00/BLC	Medentis® ICX	RP	30°	2,5	M1.6x0.35	2,92	6,6	9,52	1.40 Hex	30
IPD/ZA-TR-00	-	-	Bredent® Blue Sky™	Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5	120°	2,17	M1.8x0.35	1,75	7,45	9,2	Unigrip Bredent®	25
IPD/1A-TR-00	IPD/1A-TR-00/TIN	IPD/1A-TR-00/BLC	Global D® In-kone®	RP	120°	2,15	M1.8x0.35	2,24	6,24	8,48	1.30 Hex	15
IPD/2A-TR-00	IPD/2A-TR-00/TIN	IPD/2A-TR-00/BLC	Anthogyr® Axiom® BL	RP	40°	2,20	M1.6x0.35	2,38	5,54	7,92	1.30 Hex	25
IPD/3A-TR-00	IPD/3A-TR-00/TIN	IPD/3A-TR-00/BLC	Galimplant® Multi-Position Aesthetic®	Ø3.8	140°	2,5	M2x0.4	1,5	3,1	4,6	1.30 Hex	25

Especificaciones técnicas de tornillería TPA


DESCRIPCIÓN			CARACTERÍSTICA							
REFERENCIA	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	ASIENTO	DIÁMETRO CABEZA	MÉTRICA	CABEZA (L1)	CUERPO (L2)	TOTAL (LT)	LLAVE	TORQUE (NCM)
IPD/AA-TN-50	Nobel Biocare® Branemark System®	NP Ø3.5	70°	2,3	M1.6x0.35	2,08	4,72	6,8	TPA	20
	Nobel Biocare® Nobel Active®	NP Ø3.5								
IPD/AA-TR-50	Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	75°	2,3	M2x0.4	1,93	3,87	5,8	TPA	25
	Sweden & Martina® Outlink®	Ø4.1								
	Phibo® TSH®	S3-S4								
IPD/AA-TR-52	Nobel Biocare® Branemark System®	RP Ø4.1	Plano	2,3	M2x0.4	1,4	4,4	5,8	TPA	25
	Biomet® 3i® Osseotite®	Ø3.4 / Ø4.1 / Ø5.1								
	BTI® Externa	Universal Ø4.1 / Ancha Ø5.5								
IPD/AA-TW-50	Nobel Biocare® Branemark System®	WP Ø5.1	72°	2,85	M2.5x0.45	1,61	4,8	6,41	TPA	25
IPD/AB-TR-50	Multi-unit / BTI® Multi-im®	RP Ø4.8	Plano	2,3	M1.4x0.3	1,5	2,1	3,6	TPA	15
IPD/AB-TR-51	Multi-unit	RP Ø4.8	Plano	2,25	M1.4x0.3	3,25	2,10	5,35	TPA	15
IPD/AC-TN-50	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	NP Ø3.5	Plano	2,25	M1.8x0.35	1,4	6,1	7,5	TPA	25
IPD/AC-TN-51	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	NP Ø3.5	Plano	2,25	M1.8x0.35	1,4	5,4	6,8	TPA	25
IPD/AC-TR-50	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	RP Ø4.3 / WP Ø5.0	Plano	2,3	M2x0.4	1,4	7,4	8,8	TPA	25
	Astra® OsseoSpeed®	Lila Ø4.5-Ø5.0								
IPD/AC-TR-51	Nobel Biocare® Nobel Replace® Select	RP Ø4.3 / WP Ø5.0	Plano	2,3	M2x0.4	1,3	6,8	8,1	TPA	25
IPD/AD-TR-50	Nobel Biocare® Nobel Active®	RP Ø4.3	75°	2,3	M2x0.4	2,0	5,0	7	TPA	25
IPD/AD-TT-50	Nobel Biocare® Nobel Active®	Ø3.0	70°	2,3	M1.4x0.3	2,0	4,65	6,65	TPA	15
IPD/BB-TR-51	Biomet® 3i® Osseotite® Certain®	NP Ø3.4/ RP Ø4.1 / WP Ø5.0	Plano	2,25	M1.6x0.35	1,35	6,25	7,6	TPA	20
IPD/CA-TR-50	Klockner® SK2-NK2	RP Ø4.1	90°	2,3	M1.8x0.35	1,50	3,00	4,5	TPA	25
IPD/CB-TR-50	Klockner® Essential Cone®	RP Ø4.5	90°	2,3	M1.8x0.35	1,65	4,85	6,5	TPA	25
IPD/CD-TN-50	Klockner® Vega®	NV Ø3.5	90°	2,3	M1.6x0.35	1,65	5,7	7,35	TPA	20
IPD/CD-TR-50	Klockner® Vega®	RV Ø4.0 Ø4.5	90°	2,25	Especial	1,8	5,65	7,45	TPA	25
IPD/DA-TR-50	Straumann® Tissue Level (SynOcta®)	RN Ø4.8 / WN Ø6.0	90°	2,3	M2x0.4	1,65	3,32	4,97	TPA	25
IPD/DA-TR-51	Straumann® Tissue Level (Implant level)	RN Ø4.8 / WN Ø6.0	30°	2,3	M2x0.4	2,65	3,65	6,3	TPA	25
IPD/DB-TR-50	Straumann® Bone Level	NC Ø3.3 / RC Ø4.1	30°	2,3	M1.6x0.35	2,15	5,55	7,7	TPA	20
IPD/DD-TR-50	Straumann® SRA®	Ø3.5 / Ø4.6	70°	2,25	M1.4x0.3	1,82	5,55	3,91	TPA	15
IPD/EA-TN-50	Astra® OsseoSpeed®	Amarillo Ø3.0	120°	2,25	M1.4x0.35	1,65	5,45	7,1	TPA	15
IPD/EA-TR-50	Astra® OsseoSpeed®	Aqua Ø3.5-4.0	Plano	2,25	M1.6x0.35	1,35	6,05	7,4	TPA	20
IPD/EA-TR-51	Astra Uni 20° / 45°	Aqua Ø3.5-4.0 / Lilac Ø4.5-5.0	Plano	2,3	M1.4x0.3	1,50	2,90	4,4	TPA	15
IPD/EB-TT-50	Astra® Evolution®	XS Ø3.0	52°	2,3	M1.4x0.3	1,97	5,24	7,21	TPA	15
IPD/EB-TN-50	Astra® Evolution®	S Ø3.6	60°	2,3	M1.6x0.35	1,99	5,11	7,1	TPA	20
IPD/EB-TR-50	Astra® Evolution®	M Ø4.2	100°	2,3	M1.8x0.35	2,22	5,38	7,6	TPA	25
IPD/EB-TW-50	Astra® Evolution®	L Ø4.8	Plano	2,35	M2x0.4	1,80	6,05	7,85	TPA	25
IPD/FA-TR-50	Zimmer® Screw Vent®	Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7	140°	2,25	M1.8x0.35	1,73	4,97	6,7	TPA	25
IPD/FC-TT-50	Zimmer® Eztetic®	NP Ø3.1	140°	2,3	M1.6x0.35	1,56	5,72	7,28	TPA	20



Especificaciones técnicas de tornillería TPA

DESCRIPCIÓN				CARACTERÍSTICA						
REFERENCIA	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	ASIENTO	DIÁMETRO CABEZA	MÉTRICA	CABEZA (L1)	CUERPO (L2)	TOTAL (LT)	LLAVE	TORQUE (NCM)
IPD/GA-TN-50	BTI® Externa	Tiny Ø3.5	Plano	2,3	M2x0.4	1,5	3,6	5,1	TPA	25
IPD/GB-TR-50	BTI® Interna	Universal® Ø4.1 / Ancha Ø5.5	Plano	2,3	M1.8x0.35	1,5	5,0	6,5	TPA	25
IPD/GB-TR-50	BTI® Core	CORE Ø3.5	Plano	2,3	M1.8x0.35	1,5	5,0	6,5	TPA	25
IPD/HA-TN-50	Microdent® Microdent® System	Ø3.5	140°	2,3	M1.8x0.35	1,6	4,0	5,6	TPA	25
IPD/HA-TR-50	Microdent® Microdent® System	Ø4.2 / Ø5.1	120°	2,3	M2x0.4	1,85	4,15	6	TPA	25
IPD/IA-TR-50	Dentsply® Xive® Friadent®	Ø3.8	90°	2,3	M1.6x0.35	1,66	5,44	7,1	TPA	20
IPD/IB-TR-51	Dentsply® Ankylos®	C/X	60°	2,3	M1.8x0.35	1,89	5,41	7,3	TPA	25
IPD/LB-TR-50	BioHorizons® Tapered Internal	Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7	90°	2,3	M1.8x0.35	1,89	4,61	6,5	TPA	25
IPD/MA-TN-50	Sweden & Martina® Outlink®	Ø3.3	120°	2,3	M1.8x0.35	1,55	4,25	5,8	TPA	25
IPD/MB-TN-50	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø3.3 / Ø3.8	120°	2,3	M1.8x0.35	1,52	4,88	6,4	TPA	25
	Phibo® TSH®	S2								
IPD/MB-TR-50	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	Ø4.25 / Ø5.0	120°	2,3	M2x0.4	1,55	4,85	6,4	TPA	25
IPD/OB-TN-50	Osstem Implant® TSIII	M Ø3.5	60°	2,3	M1.6x0.35	1,98	7,52	9,5	TPA	20
IPD/OB-TR-50	Osstem Implant® TSIII	R Ø4.0	90°	2,3	M2x0.4	1,36	6,14	7,5	TPA	25
IPD/QB-TR-50	Biotech® Dental Kontakt®	RP	90°	2,3	M1.4x0.3	1,75	6,0	7,75	TPA	15
IPD/RA-TN-50	Neodent® Helix® HE	Ø3.3	Plano	2,25	M1.8x0.35	1,25	4,85	6,1	TPA	25
IPD/RA-TW-50	Neodent® Helix® HE	Ø5.0	Plano	2,85	M2.5x0.45	0,50	5,40	5,9	TPA	25
IPD/RB-TR-50	Neodent® Grand Morse™ GM	GM	60°	2,3	M1.6x0.35	1,98	7,52	9,5	TPA	20
IPD/RC-TR-50	Neodent® GM Abutment	RP Ø4.8	90°	2,35	M2x0.25	1,60	2,23	3,83	TPA	10
IPD/RD-TN-50	Neodent® GM Micro abutment	Ø3.5	Plano	2,25	M1.4x0.3	1,40	1,99	3,99	TPA	10
IPD/SB-TR-50	Bego® Semados®	Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5	70°	2,3	M1.8x0.35	1,95	4,95	6,9	TPA	25
IPD/TA-TT-50	MIS® Seven®	Narrow NP Ø3.3	120°	2,3	M1.6x0.35	1,72	4,88	6,6	TPA	20
IPD/TB-TR-50	MIS® C1/V3®	Standard SP	120°	2,3	UNF 1-72	2,35	4,85	7,2	TPA	25
IPD/UB-TN-50	DIO® UFII	NP (N)	90°	2,3	M1.4x0.3	1,6	5,35	6,95	TPA	15
IPD/UB-TR-50	DIO® UFII	RP (R)	120°	2,3	M2x0.4	1,95	6,55	8,5	TPA	25
IPD/WA-TR-50	Megagen® AnyOne®	RP	120°	2,3	M2x0.4	1,8	7,95	9,75	TPA	25
IPD/XA-TR-50	Dentium® Implantium® /Superline™	RP	120°	2,3	M2x0.4	1,8	7,95	9,75	TPA	25
IPD/YB-TR-50	Medentis® ICX	RP	30°	2,3	M1.6x0.35	3,2	5,25	8,45	TPA	20
IPD/3A-TR-50	Galimplant® Multi-Position Aesthetic®	Ø3.8	140°	2,5	M2x0.4	1,5	2,65	4,15	TPA	25
IPD/3A-TR-51	Galimplant® Multi-Position Aesthetic®	Ø3.8	140°	2,5	M2x0.4	3,85	2,65	6,50	TPA	25

Especificaciones técnicas de tornillería especial



DESCRIPCIÓN					CARACTERÍSTICA							
REFERENCIA	Referencia TÍN	REFERENCIA / BLC	COMPATIBILIDAD	PLATAFORMA	ASIENTO	DIÁMETRO CABEZA	MÉTRICA	CABEZA (L1)	CUERPO (L2)	TOTAL (L1)	LLAVE CONDUCTOR	TORQUE (NCM)
IPD/DA-TR-01/X	-	-	Straumann® Tissue Level	RN ø4.8	30º	2,5	M2x0.4	2,3	3,7	7	Torx	35
IPD/EB-TR-00/X	-	-	Astra® Evolution®	M ø4.2	78º	2,35	M1.8x0.35	1,94	5,66	7,6	1.27 Hex	25
-	IPD/EA-TR-02/TIN	-	Astra® Osseospeed™	Aqua ø3.5 - ø4.0	Plano	2,15	M1.6x0.35	1,95	6,3	8,25	1.27 Hex	20

Blank lined area for notes.



Ahora que ya conoce nuestra
gama completa de productos,
forme parte de **ipd**.

www.ipd2004.com





Filial PT: EM514, Zona Industrial da Barracha, lote 11 São Brás de Alportel 8150 017, Portugal.

Filial IT: Via Aurelia Nord 340ab Arcola (SP), 19021, Italia

Filial DE: Grabenstr. 18, 40789 Monheim am Rhein, Alemanha

Filial FR: 88 Avenue des Ternes, 5017 Paris, Francia

Filial RU: Ensor House, Ensor Way, New Mills, High Peak SK22 4NQ, Reino Unido

Filial EE. UU.: 1330 SW 22nd St, Suite 200, Miami, FL 33145, EE.UU.





C/ Rosa dels Vents, 9-15
08338 Premià de Dalt (Barcelona)

Phone: (+34) 93 278 84 91
info@ipd2004.com
www.ipd2004.com

