


# T3<sup>®</sup> PRO

Diseñado para carga inmediata  
y alta estabilidad apical.




Dentalmax

Biotechnología

# Colocación de Implante T3® PRO de 4 mm de diámetro


Implantes Certain® de 4 mm.

Implantes cónicos con plataforma Switch de 4 x 3.4 mm de diámetro.




## Certain® | Sistema de Conexión Interna

Con un innovador diseño, el sistema de implantes Certain® reduce las debilidades inherentes de las conexiones internas convencionales. Sus características reducen la complejidad y el tiempo de los procedimientos de colocación de los implantes, al tiempo que aumentan la previsibilidad del tratamiento.




### Asentamiento perfecto. Click!

- Al colocar los componentes en el implante, una señal audible y táctil "Click" le asegura un perfecto asentamiento. Elimina la necesidad de hacer radiografías extras.



### Flexibilidad en la colocación del pilar.

- Hasta 12 posiciones de fijación.
- Permite rotaciones de sólo 30°.
- Los "dedos" de los pilares proveen retención, no haciendo necesario el uso de tornillos mientras se coloca.




### Estabilidad asegurada.

- Asentamiento interno de 4 mm de profundidad.
- Menor torque con más estabilidad.
- Gruesas paredes corales aseguran la integridad en el largo plazo.
- Únicos con prestaciones anti-fatiga.

## Información para pedidos

### Implantes T3® PRO


Titanio comercialmente puro



| Longitud | 3.25 mmD | 4 mmD   | 5 mmD   |
|----------|----------|---------|---------|
| 8.5 mm   | T3ST3285 | T3ST485 | T3ST585 |
| 10 mm    | T3ST3210 | T3ST410 | T3ST510 |
| 11.5 mm  | T3ST3211 | T3ST411 | T3ST511 |
| 13 mm    | T3ST3213 | T3ST413 | T3ST513 |
| 15 mm    | T3ST3215 | T3ST415 | T3ST515 |

### Implantes T3® PRO Prevail®

Titanio comercialmente puro



| 4/3 mmP  | 5/4 mmP  |
|----------|----------|
| T3PT4385 | T3PT5485 |
| T3PT4310 | T3PT5410 |
| T3PT4311 | T3PT5411 |
| T3PT4313 | T3PT5413 |
| T3PT4315 | T3PT5415 |